

BARRIER®

Engangs nonwoven tæpper



- Et nyt friskt tæppe til hver patient
- Trelagspakning beskytter tæppet mod støv og mikroorganismer
- Lav partikelafgift - kan erstatte bomuldstæpper på operationsstuen
- Hjælper med at holde på patientens kropstemperatur
- Blødt og behageligt



Engangs nonwoven tæppe



- Tæppet er beregnet til at beskytte patienten og forhindre, at patienten nedkøles præ/per og post operativt.
- Tæppet kan varmes op i varmeskab

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Størrelse (cm)	Pakning (TRP)
629999	Nonwoven tæppe	Hvid	130x190	20
629998	Nonwoven tæppe	Hvid	130x95	40

Lag	Materiale
Inder	Polypropylen
Mellem	Polyester
Yder	Polypropylen

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIERE varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0711710