

BARRIER® Isolation gown AAMI 2

Åndbare beskyttelseskitler, der reducerer kontaminering af sundhedspersonale og patienter i usterile miljøer




Beskyttelseskitler er udviklet til at reducere kontaminering af sundhedspersonale og patienter i usterile miljøer. Beskyttelseskitlerne lever op til ANSI/AAMIPB70:2012 niveau 2 kravene til beskyttelse. Praktisk, elastikløsning trækkes over hovedet for ergonomisk på- og aftagning; sløjfe på bindebånd forebygger kontaminering ved gulvkontakt.

- Udviklet til at reducere kontaminering af sundhedspersonale og patienter i usterile miljøer
- Fuld åndbarhed
- Fremstillet til at skabe en balance mellem beskyttelse og komfort med vævede manchetter, fleksibel hals til ergonomisk anvendelse og flere tilgængelige størrelser samt to farver (blå og gul)
- Ultralydssvejsede sømme for ekstra beskyttelse
- Opfylder standarden ANSI/AAMI PB70:2012 niveau 2

Bestillingsinformation

Varenr.	Str.	Farve	Længde (cm)	Bredde (cm)	Pose/trp.
1301	M	Blå	106	128	10/120
1302	M	Gul	106	128	10/120
1311	L	Blå	115	140	10/90
1312	L	Gul	115	140	10/90
1321	XL	Blå	135	162	10/90
1322	XL	Gul	135	162	10/90
1331	XXL	Blå	145	176	10/90
1332	XXL	Gul	145	176	10/90



Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0142106


Mölnlycke®