

BARRIER® Operationskittel Classic

Åndbar og komfortabel
- egnet til de fleste indgreb



Skulderlæg giver øget bevægelsesfrihed for overkroppen



Fremadrykkede (ergonomiske) ærmer giver komfort og bevægelsesfrihed



Kitlens manchet passer til Biogel® handsker, hvilket gør, at handskerne ikke glider ned



- Foldet, så den er nem at tage på sterilt
- Behandlet materiale giver øget afvisning af væske med lav overfladespænding (blod)
- Ergonomisk pasform giver større bevægelsesfrihed
- Fås i standard og høj ydeevne¹
- Kitlen er fremstillet af FSC certificeret papir
- Inderæske er FSC certificeret

Standard ydeevne (SP)

Steril	Usteril	Beskrivelse	Str.	Længde (cm)	Omkreds (cm)	Pakning
850101	950101	SP Kittel M 2 håndklæder, crepe	M	121	135	20/40
850102	950102	SP Kittel L 2 håndklæder, crepe	L	121	154	20/40
850103	950103	SP Kittel L-L	L-L	131	154	22/44
850104		SP Kittel L-L 2 håndklæder, crepe	L-L	131	154	20/40
850106	950104	SP Kittel XL 2 håndklæder, crepe	XL	132	174	18/36
850107	950105	SP Kittel XL-L	XL-L	145	174	18/36
850108		SP Kittel XL-L 2 håndklæder, crepe	XL-L	145	174	18/36
850110	950106	SP Kittel XXL-L 2 håndklæder, crepe	XXL-L	148	184	18/36
850111	950107	SP Kittel XXL-XL 2 håndklæder, crepe	XXL-XL	161	184	16/32

Åben ryg, standard ydeevne

Steril	Usteril	Beskrivelse	Str.	Længde (cm)	Omkreds (cm)	Pakning
840101	940101	Åben ryg Kittel L 2 håndklæder, crepe	L	120	147	20/40
840102	940102	Åben ryg Kittel XL 2 håndklæder, crepe	XL	141	167	20/40

Urologi kittel, høj ydeevne

Steril	Usteril	Beskrivelse	Str.	Længde (cm)	Omkreds (cm)	Pakning
870301	970301	Urologi Kittel L 2 håndklæder, crepe	L	141	180	16/32
870302	970302	Urologi Kittel XL 2 håndklæder, crepe	XL	160	180	16/32

Høj ydeevne (HP)

Steril	Usteril	Beskrivelse	Str.	Længde (cm)	Omkreds (cm)	Pakning
860101	960101	HP Kittel L 2 håndklæder, crepe	L	121	154	18/36
860103		HP Kittel L-L 2 håndklæder, crepe	L-L	131	154	18/36
860102	960102	HP Kittel L-L	L-L	131	154	18/36
860105	960104	HP Kittel XL	XL	132	174	18/36
860106		HP Kittel XL 2 håndklæder, crepe	XL	132	174	16/32
860108		HP Kittel XL-L 2 håndklæder, crepe	XL-L	145	174	16/32
860107	960105	HP Kittel XL-L	XL-L	145	174	18/36
860110	960107	HP Kittel XXL-L 2 håndklæder, crepe	XXL-L	148	184	16/32
860111	960108	HP Kittel XXL-XL 2 håndklæder, crepe	XXL-XL	161	184	16/32

Operationskitlerne kan også inkluderes i Mölnlycke® ProcedurePak pakker. Usterile kitler leveres uden håndklæder og crepe.



- Væsketæt forside forstærkning minimerer risikoen for væskegennemtrængning
- Forsideforstærkning er åndbar for ekstra komfort



- Væsktæt ærmeforstærkning for at minimere risikoen for væskegennemtrængning

Kittelmateriale

Kittel og ærmer: Cellulose pulp/polyester spunlace nonwoven. Forsideforstærkning: Åndbar polyethylenfilm. Ærmeforstærkning: Viskose/polyester spunlace nonwoven og polyethylenfilm.

Miljø

Hos Mölnlycke Health Care har vi en længerevarende forpligtelse til at minimere den effekt, vores aktiviteter har på miljøet uden at gå på kompromis med effektiviteten og pålideligheden til vores produkter og serviceydelser. En velfunderet miljøpraksis er en prioritet i vores produktion og i alle vores afdelinger verden over.

Produktklassificering

Standard ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Standard ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 2. Høj ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Standard ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 3^{1,2}.

FSC Certificering (FSC® C186381)

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global, non-profit organisation dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC definerer standarder baseret på aftalte principper for ansvarlig skovforvaltning, der understøttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interesser. Læs mere på www.fsc.org.

Pakning

Tre indpakningslag: vakuumpakket steril barriere, inderæske og transportkarton. Dette indpakningssystem hjælper med til at reducere risikoen for kontaminering og skade under transport og brug. Inderæske er FSC certificeret.

Referencer: 1. European Standard 13795-1: Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Læs mere på www.molnlycke.dk