

Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove

Steril, syntetisk inderhandske til kritiske miljøer



Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove er en blå, syntetisk inderhandske til kritiske miljøer. Det er vores tyndeste polyisopren handske, og den tilbyder glimrende barrierebeskyttelse kombineret med pasform, fingerspidsfølelse og komfort¹. Den kan bruges som enkelthandske eller i kombination med Biogel® PI Tech yderhandske for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres, samt af operatøren. Den er testet og godkendt til brug med kemoterapi kemikalier.



Biogel vigtige egenskaber og fordele:

- AQL* på 0,65 efter pakning²
- Hver handske (100%) er lufttrykstestet for huller, der typisk ikke opdages ved visuel inspektion³
- Lavt endotoksinniveau (<20 EU/par)²
- PPE kategori III, certificeret til type B, kemisk gennembrudstest
- Totalt partikelantal i væske (≥0,5µm): ≤ 2500 antal/cm² ⁴
- Velegnede til brug i aseptiske og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Klasse A miljøer

Anbefalet brug

Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove anbefales til brug i alle kritiske miljøer eller kontrollerede miljøer, hvor der er behov for sterile handske i høj kvalitet til beskyttelse mod krydskontaminering. Om muligt i kombination med Biogel PI Micro Tech yderhandske.

Biogel kvalitet

Biogel handske er designet til at være komfortable og stadig give fingerspidsfølsomhed, når der anvendes dobbelthandsker^{1,5}. De er produceret med strenge kvalitetskontroller, flere vaskecykluser² og lufttrykstest af hver eneste handske³.

*AQL = Acceptable Quality Level refererer til det maksimale antal af defekte produkter man finder acceptabelt, ved en tilfældig inspektion, i dette tilfælde huller i operationshandsker. Jo lavere tal, jo færre huller og jo bedre handskekvalitet.

Materialeinformation

- Syntetisk polyisopren
- Let bøjede fingre og glat overflade
- Rullekant
- Puderfri
- Fri for CPC (Cetylpyridinium Chlorid)

Bestillingsinformation REF 44489

Varenr.	Str.	Par
4448955	5½	25x2/polypose
4448960	6	25x2/polypose
4448965	6½	25x2/polypose
4448970	7	25x2/polypose
4448975	7½	25x2/polypose
4448980	8	25x2/polypose
4448985	8½	25x2/polypose
4448990	9	20x2/polypose

4 polyposer pr. karton

Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove REF 44489 – Produktspecifikationer

Varenr.	Str.	Længde, mm (Tolerance +20 mm; -10 mm)	Håndflade bredde, mm (±3 mm)
4448955	5½	283	71
4448960	6	285	77
4448965	6½	285	85
4448970	7	288	91
4448975	7½	298	96
4448980	8	299	103
4448985	8½	301	109
4448990	9	301	115

Typisk tykkelse - enkelt materiale	
Manchet	0,16 mm
Håndflade	0,19 mm
Finger	0,21 mm

Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove er testet og produceret iht. følgende standarder	
PPE regulering	(EU) 2016/425 Kategori III
Partikelantal	IEST-RP-CC005.4: Totalt partikelantal i væske (≥0,5µm): ≤ 2500 antal/cm ²
Kvalitet/miljø	ISO 13485, ISO 14001
Produkt	EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ASTM D3577, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5
Sterilisation	ISO 11137, Gamma sterilisering, SAL 10 ⁻⁶ (ved ≥ 25 kGy dosis)
Viruspenetration	Bakteriofag test, ISO 16604
Allergenicitet	ISO 10993 (Del 5 og 10)
Pyrogenicitet	ASTM D7102
Mærkning/pakning	EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420

Generel information

Pyrogenicitet: Hvert Biogel handske-parti er testet til at have et lavt endotoksinniveau (<20 EU/par).

Godkendende myndighed: I Europa er handskerne CE-mærkede (notified body BSI, nummer 2797) and UKCA marked in the UK (authorised body BSI 0086) hvilket indikerer, at de lever op til PPE regulering (EU) 2016/425.

Opbevaring: Opbevares i et tørt rum ved en temperatur på 5-25°C, væk fra varmekilder og direkte sollys.

Pakning: Et par pr. pakke, i et højkvalitets polyethylen inderpakning, der igen er pakket i foliepakning (bestående af et laminat af polyester og lav-densitets polyethylen). 25 par pr. inder LDPE polypose for str. 5,5 - 8,5; 20 par for str. 9,0; 2 inder LDPE polyposer er pakket i en ydre LDPE polypose. Fire yder polyposer pr. transportkarton, totalt 200 par for str. 5,5 - 8,5; 160 par for str. 9,0.

Referencer: 1. Collins J. A Clinical Evaluation of Polyisoprene Biogel Orthopaedic Surgical Gloves. Mölnlycke Health Care, 2011. Data on file. 2. Summary of Technical Documents. Mölnlycke Health Care. Data on File. 3. SOP. Automatic Glove Inspection by QMAX. Mölnlycke Health Care. Data on File. 4. Liquid Partikelantal test report AR-21-SV-011883-01 Eurofins, 2021. 5. Fry D E et al. Influence of double-gloving on manual dexterity and tactile sensation of surgeons. J Am Coll Surg. 2010; 210(3):325-30.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, Biogel og Indicator varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0492112

Fysiske handskeegenskaber	Krav iht. standard	Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove Typisk værdi
Brudstyrke (N)		
Nye handsker	≥ 9	14
Efter aldring	≥ 9	12
Trækstyrke (MPa)		
Nye handsker	≥ 17	24
Efter aldring	≥ 12	25
Modulus stress ved 500% forlængelse (MPa)		
Nye handsker	7,0 max	1,8
Efter aldring	intet krav	1,6
Brudstyrke (%)		
Nye handsker	≥ 650	1150
Efter aldring	≥ 490	1170
Typisk acceleratoranalyse (% v/v)		
Dithiocarbamat (DTC)	intet krav	<0,10
Diphenyl thiourea (DPTU)	intet krav	<0,03
Diphenylguanidine (DPG)	intet krav	<0,25
Zinc mercaptobenzothiazole (ZMBT)	intet krav	<0,40
Thiuramer	intet krav	ingen
AQL frihed for huller (1000ml vandlækagetest)		
ASTM D3577	1,5	0,65**
EN 455-1	0,65	
Proces gennemsnit (%) (Totalt antal huller opdaget ved alle vandlækagetest der er udført i løbet af et år)		
	intet krav	<0,20
Greb (Måling af overflade greb. Skala på 1-5. Jo højere værdi jo højere trækstyrke)		
	intet krav	1,0

**efter pakning

Bortskaffelse: Handsker, inderpakning, foliepakning og polyposer kan bortskaffes som klinisk affald. Transportkarton kan genbruges som papir eller bortskaffes som klinisk affald.

Holdbarhed: Tre (3) år fra produktionsdato.

Producent: Produceret og pakket i Malaysia af Mölnlycke Health Care Sdn Bhd.

Oprindelsesland: Malaysia

E-mail adresse: biogel@molnlycke.com



Tested for use with chemotherapy agents

EN ISO 374-1:2016 Type B



K P T

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Vi henviser til separate datablade med gennembrudstider og brugsvejledninger for gennembrudstider for kemikalier og kemoterapiagenter.