

# BARRIER® Operationskittel Fluid Protection Plus (FPP)

Uigennemtrængelig for væske overalt på kitlen



Uigennemtrængelig for væske overalt, på nær sømmene i de mindre kritiske områder



Ergonomiske ærmer giver komfort og bevægelsesfrihed



Kitlens manchetter passer til Biogel® handsker, hvilket gør at handskerne ikke glider ned

- Luftgennemtrængelig
- Åndbart materiale bekæmper sved, mens polyethylenfilmen forebygger væskegennemtrængning
- Uigennemtrængelig for vand og kropsvæsker overalt på kitlen, på nær sømmene i de mindre kritiske områder
- Ergonomisk pasform, for større bevægelsesfrihed
- Fås i Høj Ydeevne<sup>1</sup>

Høj Ydeevne	Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
	670101	SG HP, to håndklæder, crepe	M	121 cm	135 cm	32/64
	670102	SG HP, to håndklæder, crepe	L	121 cm	154 cm	32/64
	670103	SG HP, to håndklæder, crepe	L-L	131 cm	154 cm	30/60
	670104	SG HP, to håndklæder, crepe	XL	132 cm	174 cm	28/56
	670105	SG HP, to håndklæder, crepe	XL-L	145 cm	174 cm	28/56
	670107	SG HP, to håndklæder, crepe	XXL-L	148 cm	184 cm	26/52
	670106	SG HP, to håndklæder, crepe	XXL-XL	161 cm	184 cm	28/56

**SG** = Operationskittel (Surgical Gown)      **HP** = Høj Ydeevne (High Performance)  
 Operationskitlen FPP kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.



#### Kittelmateriale

Kittel og ærmer: Polyethylenfilm og polyester/polyethylen nonwoven.

#### Produktklassifikation

Høj Ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Høj Ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 3<sup>1,2</sup>.

#### Pakning

Fire pakningslag, steril barriere, plastpose, inderæske og transportkarton, hjælper med at reducere risikoen for kontaminering og skader under transport og opbevaring. Vakuumpakning optimerer håndteringen og opbevaringspladsen.

#### Miljø

Hos Mölnlycke Health Care har vi en længerevarende forpligtelse til at minimere den effekt, vores aktiviteter har på miljøet uden at gå på kompromis med effektiviteten og pålideligheden til vores produkter og serviceydelser. En velfunderet miljøpraksis er en prioritet i vores produktion og i alle vores afdelinger verden over.

**Referencer:** 1. European Standard EN 13795:Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.  
 2. ANSI/AAMI PB70:Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com).  
 Mölnlycke, Biogel og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0572005



**Mölnlycke**<sup>®</sup>