

Monopolær L-hook elektrode

Truly customised laparoscopic solutions



Den 5 mm monopolære L-hook-elektrode muliggør præcis, kontrolleret dissektion og koagulering af blodkar og væv.

Fås både sterilt, enkeltpakket og inkluderet i ProcedurePak[®] procedurepakker.

- Bekvem instrument til engangsbrug, som garanterer sterilitet og effektiv aktivering af monopolær strøm, hvorved man forhindrer forbrænding af det tilstødende væv
- Ergonomisk letvægtshåndtag, som tillader præcis og kontrolleret dissektion af væv
- Fuldstændig isoleret 33 cm skaft giver sikker indkapsling af strømmen
- Leveres med kabel til engangs patientbrug for optimal fleksibilitet og bekvemmelighed



Monopolær L-hook elektrode uden kabel



Krog



Monopolær L-hook elektrode med kabel

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899100	Monopolær L-hook elektrode	5 mm	33cm	10
899101	Monopolær L-hook elektrode med kabel	5 mm	33cm	10

Kontrakteret producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0082204

