



‘Jeg er en passioneret  
professionel og en omsorgsfuld  
specialist. Men jeg junglerer  
også med budgetter og  
en sand holdspiller.’


Truly customised  
laparoscopic solutions

# Få mere ud af jeres laparoskopiske procedurer

Ved at standardisere jeres laparoskopiske procedurer til cholecystektomi, appendectomi og hernie kan I sikre, at jeres team konsekvent leverer en patientbehandling, der er effektiv og af høj kvalitet.

Men hvad med presset for at lave yderligere omkostningsforbedringer eller endog øge antallet af patientindgreb?

Fra vores samarbejde og samtaler med vores kunder har vi lært, hvor meget en løsning, der er tilpasset til afdelingens laparoskopiske procedurer, kan medvirke til at forenkle arbejdet, afveje omkostninger og støtte jer i at nå jeres kirurgiske målsætninger.





Som et team af dedikeret sundhedspersonale, arbejder vi for at opnå de bedst mulige resultater for patienterne samtidig med at effektiviteten på OP optimeres og omkostningerne styres


Truly customised laparoscopic solutions

## Effektive løsninger til dit team



### Erfaren specialist indenfor laparoskopi

Vores erfarne specialister hjælper dig med at definere og vurdere den mest tids- og omkostningseffektive løsning for jer.



### Laparoskopiske instrumenter af høj kvalitet


Instrumenter til engangsbrug leveres som sterile komponenter eller inkluderet i en kundetilpasset procedurepakke:

- Stort sortiment af trokarer
- Omfattende sortiment af monopolære tænger og dissektionspeaner, leveres med to forskellige, ergonomiske håndtagsdesign
- Monopolær L-hook
- Laparoskopisk saks - altid skarp
- Aftagelig præparatpose

### Laparoskopiske specialafdækninger og pakkekomponenter

Et komplet udvalg af laparoskopiske produkter:

- Laparoskopiske specialafdækninger
- Bipolære instrumenter
- Kitler
- Sikkerhedsudstyr
- Hudlukning/bandager
- Skåle
- Veress kanyler
- Insufflationsslanger
- Sug- og skyl
- Kameraovertræk
- Antidug
- Røgfilter



# En komplet løsning til øget effektivitet

Vores specialister arbejder tæt sammen med jer om at finde frem til og vurdere den bedste løsning til jer fra vores nye laparoskopiske instrumentsortiment og vores øvrige kirurgiske produkter. Resultatet? Jeres egen kundetilpassede laparoskopiske løsning med alt, hvad I behøver, til hver enkelt specifik procedure i én enkel, praktisk og omkostningseffektiv pakke.



## 40%

**AF FORBEREDELSES-  
TIDEN SPARET, SÅ DER  
KAN UDFØRES FLERE  
PROCEDURER.**

Med én pakke kan du:

- reducere forberedelsestiden med op til 40%<sup>1</sup>
- have tillid til hver eneste klargøring
- mindre forberedelsestid, mindre tid til åbning og opstilling, hvilket fører til at flere indgreb kan udføres<sup>1</sup>
- hjælpe med at reducere produktudgifter og logistikomkostninger<sup>1-2</sup>

**‘Antallet af procedurer blev øget med 18%, og der er blevet sparet 1.600 timer gennem hele arbejdsflowet. Det har givet besparelser på 51.000 Euro.’**

Hartmut Freckmann, Oversygeplejerske på OP, Tyskland, taler om kundetilpassede procedurepakker.

Referencer: 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at the 23rd Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster). 2. Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, 2011.

**Truly customised laparoscopic solutions**

Lad os hjælpe dig og dit team





## Jo mere du inkluderer i din pakke, jo mere sparer du

Vores specialister og account managers kan hjælpe dig med at finde frem til den løsning, der er den helt rigtige til dig og dit team. Vi hjælper dig med at fokusere på de områder, som du mest ønsker at forbedre.

Vi kan også samarbejde med dig og dit team om at gennemføre forandringsprocessen og få endnu mere værdi ud af jeres løsning.

Når vi har fundet frem til din ægte kundetilpassede løsning, kan vi kvantificere den økonomiske værdi baseret på videnskabelige studier og give dig en fuldstændig rapport.

For at få en idé om, hvor meget du kan spare, så prøv vores værdiberegner.



Truly customised laparoscopic solutions

# Instrumenter

Du arbejder for at opnå effektivitet og de bedste patientresultater. Vi kan hjælpe dig. Vores kundetilpassede løsninger til laparoskopiske procedurer er fokuserede på at gøre dit team i stand til at opnå deres mål. Du kan vælge alt, dit team behøver, fra vores sortiment af Mölnlycke® distribuerede trokarer, monopolære sakse, instrumenter, L-hooks og aftagelige præparatposer. Vi pakker dit valg i effektive procedurepakker. Du sparer tid og omkostninger.

## Aftagelig præparatpose

- Leveres i en lang række størrelser med mulighed for udtagning af alle vævs- og organtyper
- Et selvåbnende posedesign tillader hurtig og enkel opsamling af prøver
- En forstærket metalring sikrer enkel indsættelse og en stor, permanent poseåbning til opsamling af selv vanskelige prøver
- Aftagelig pose som gør det muligt at udsætte udtagelsen af det opsamlede væv



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Posestr.	Rumfang	Stk./inder
899102	Aftagelig præparatpose	10mm	8 × 14,5cm	250-300ml	5
899103	Aftagelig præparatpose	10mm	13 × 18cm	500-700ml	5
899112	Aftagelig præparatpose	12mm	19 × 23cm	1150-1500ml	5
899104	Aftagelig præparatpose	15mm	19 × 23cm	1150-1500ml	5

## Monopolær L-hook\*

5mm Monopolære L-hooks muliggør præcis, kontrolleret dissektion og koagulering af kar og væv. Fås både sterilt, enkeltpakket og inkluderet i ProcedurePak® pakker.

**Mölnlycke® Monopolær L-hook, hånddaktiveret med yderligere egenskaber**

- Håndaktivering muliggør større effektivitet på OP, forbedrer operatørkomforten og minimerer risikoen for muskulær udtrætning for operationspersonalet
- Lavet med tanke på bæredygtighed. Mölnlycke® L-hook er PVC-fri med et TPU kabel og konnektorer
- Installeret i en standard diatermipen giver Mölnlycke L-hook mulighed for udskiftning af elektroder uden behov for ekstra tilbehør, hvilket minimerer hospitalsspild og kirurgisk afbrydelse



Mölnlycke® Monopolær L-hook



Mölnlycke® Monopolær L-hook, hånddaktiveret med yderligere egenskaber

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Stk./inder
899100	Monopolær L-hook	5mm	33cm	10
899101	Monopolær L-hook med kabel	5mm	33cm	10
420200	Monopolær L-hook, hånddaktiveret	5mm	33cm	10





## Monopolære sakse

- Til præcis, kontrolleret dissektion, koagulering og transektion af blodkar og væv
- Bekvem og altid skarpt instrument til engangsbrug, som eliminerer udgifter til genbehandling og sterilisering
- Skarpe Metzenbaum blade sikrer et præcist skæreforløb langs hele bladets længde



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Stk./inder
899216	Monopolære sakse - Metzenbaum	5mm	33cm	10
899217	Monopolære sakse - Mini Metzenbaum	5mm	33cm	10
899218	Monopolære sakse - Metzenbaum	5mm	45cm	10

## Veress kanyle



- Skarp affaset spids giver nem og sikker penetrering af bugvæggen
- Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til sikring af korrekt placering
- Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en glat afskærmning den affasede spids

Varenr.	Beskrivelse	Længde	Stk./inder
899105	Veress kanyle	12cm	25
899106	Veress kanyle	15cm	25

## Sug- og skyl





- Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med begge hænder
- Gennemsigtigt håndstykke, som giver uhindret visualisering
- Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Stk./inder
899107	Sug- og skyl med to spidser	5mm	33cm	10
899108	Sug- og skyl med to spidser	5mm	45cm	10
899109	Rør til sug- og skyl	10mm	33cm	10
899113	Rør til sug- og skyl	5mm	45cm	10

# Trokarer

Designet med lav-profil hus.

- Et omfattende sortiment af ergonomisk designede trokarer, som giver enkel og sikker adgang til bughulen
- Gennemsigtig, riflet port til instrumentvisualisering og effektiv fastholdelse i bugvæggen
- Robust universalmembran, der passer til 5 - 12 mm instrumenter\* samtidig med at pneumoperitoneum bevares



## Ikke-skærende trokar med dilaterende spids

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899308	5mm	70mm	5
899309	5mm	100mm	5
899310	11mm	100mm	5
899311	11mm	150mm	5
899312	12mm	100mm	5
899313	12mm	150mm	5
899336	15mm	100mm	5


## Optiske trokarer

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899316	5mm	70mm	5
899317	5mm	100mm	5
899324	5mm	150mm	5
899318	11mm	100mm	5
899319	12mm	100mm	5
899326	12mm	150mm	5

## Universel port

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899320	5mm	70mm	5
899321	5mm	100mm	5
899322	11mm	100mm	5
899323	12mm	100mm	5

\*Til trokar med diameter på 12 mm



### Hasson trokar

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899306	11mm	100mm	5
899307	12mm	100mm	5

### Optisk ballontrokar

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899330	5mm	70mm	5
899327	5mm	100mm	5
899331	11mm	100mm	5
899328	12mm	100mm	5

### Port til ballontrokar

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899332	5mm	70mm	5
899333	5mm	100mm	5
899334	11mm	100mm	5
899335	12mm	100mm	5

### Hassen ballontrokar

Varenr.	Str.	Længde	Stk./inder
899329	12mm	100mm	5



### Dobbeltpakkede trokarer

Varenr.	Stk.	Længde	Type	Stk./inder
899343	5mm	70mm	Optisk	5
899344	5mm	100mm	Optisk	5
899345	11mm	100mm	Optisk	5
899346	12mm	100mm	Optisk	5
899347	5mm	150mm	Optisk	5
899349	12mm	150mm	Optisk	5



# Monopolære instrumenter

- Et omfattende sortiment af spidser giver et komplet kirurgisk tilbud
- Robuste spidser med todelt ledforbindelse og bred åbning giver optimale anvendelsesmuligheder under en operation
- Et omfattende sortiment af førsteklasses 5 mm monopolære instrumenter til engangsbrug med to forskellige håndtag, som giver kirurger det ultimative valg og bekvemmelighed



## Type I



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Stk./inder
899200	Lige fattetang med crémaillère	5mm	33cm	10
899201	Dissektionspean - Maryland	5mm	33cm	10
899202	Lapclinch med crémaillère	5mm	33cm	10
899203	Babcock med crémaillère	5mm	33cm	10
899204	Skarttandet fattetang med crémaillère - Rattooth	5mm	33cm	10
899206	Tarmfattetang med crémaillère	5mm	33cm	10
899207	Lige fattetang med crémaillère - fenestreret	5mm	33cm	10

## Type II



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Stk./inder
899208	Lige fattetang med crémaillère	5mm	33cm	10
899209	Dissektionspean - Maryland	5mm	33cm	10
899210	Lapclinch med crémaillère	5mm	33cm	10
899211	Babcock med crémaillère	5mm	33cm	10
899212	Skarttandet fattetang med crémaillère - Rattooth	5mm	33cm	10
899214	Tarmfattetang med crémaillère	5mm	33cm	10
899215	Lige fattetang med crémaillère - fenestreret	5mm	33cm	10

# Komponenter i laparoskopisk pakke

Du kan tilpasse dine pakker til cholecystektomi, appendectomi og herniebehandling med et kvalitetssortiment af komponenter. I dine pakker kan du også inkludere bl.a. kitler, handsker, sikkerhedsudstyr og bandager, hvilket alt sammen øger din effektivitet og styrer dine omkostninger.



De viste produkter repræsenterer kun en lille del af det fuldstændige sortiment.



## Insufflationslange

### Beskrivelse

Insufflationslange med filter 18Ch 300cm MLL/MLL

Insufflationslange med filter 18Ch 300cm MLL/Tragt

Insufflationslange med filter 18Ch 250cm MLL/Connector Wolf

Insufflationslange med filter 18Ch 300cm MLL/22 mm/15 mm fitting

Insufflationslange med filter 18Ch 300cm MLL/Tragt hvid

Insufflationslange med filter 18Ch 300cm LL/MLL

Insufflationslange med filter 18Ch 300cm MLL/MLL adapter LL/LL



## Kameraovertræk

### Beskrivelse

Kameraovertræk 15x250cm Coupler kamera ring

Kameraovertræk 15x250cm Coupler kamera ring med kliklås

Kameraovertræk 18x246cm Coupler kamera ring med overførsstik



## Røgsug, passivt

### Beskrivelse

Passivt laparoskopisk røgsugeslange - selvregulerende

Passivt laparoskopisk røgsugeslange med rulleklemme



## Antidug løsning

### Beskrivelse

Antidugløsning



## Monopolære instrumentkabler

### Beskrivelse

### Stk./inder

Monopolær instrumentkabel Universal 4mm

20

Monopolært instrumentkabel Universal 8mm

20



## Mepilex® Border Post-Op

Str (cm.)	Str. sårpude (cm.)
6x8	3x5
9x10	5x6
10x15	5x10
10x20	5x15
10x25	5x25

Truly customised laparoscopic solutions

## Laparoskopisk serviet med røntgentråd

Beskrivelse	Str.
Laparoskopisk serviet, 5 stk.	3x40 cm



## Bipolære dissektionstænger

Beskrivelse	Str.
Bipolar dissektionstang - Erbe adapter	5mm/33cm
Bipolar dissektionstang - Valleylab adapter	5mm/33cm
Bipolar Johan tang - Valleylab adapter	5mm/33cm
Bipolar Johan tang - Erbe adaptor	5mm/33cm




## Sårretraktor/beskytter

Beskrivelse	Str.
Sårretraktor/beskytter	2-4cm (xtra small)
Sårretraktor/beskytter	2,5-6cm (small)
Sårretraktor/beskytter	5-9cm (medium)
Sårretraktor/beskytter	9-14cm (large)



## Lukkeenheder

Beskrivelse	Kommentarer
Easyclose™ nål	
OmniClose™ nål	Kun nål
OmniClose™ trokar lukkesystem	System inkl. guide



## Præparatposer

Beskrivelse	Str.
Endomini™ 5mm aftagelig præparatpose 3"x 4"	120ml
Præparatpose med hukommelseswire 10mm	330ml



## Lap cholecystectomi tilbehør

Beskrivelse	Str.
Lap cholangiografi tang	5mm/33 cm
Clipsemaskine til operation	5mm/28 cm, 12 clips
Lap Monopolær L-hook klipsetang håndaktiveret	5mm/33 cm
Laparoskopisk aspirationsnål	5mm/33,5 cm, 18G



## Andet tilbehør

Beskrivelse
Hvid balancekop til optik
Surgitie™ Ligating Loop med indføringssystem

# Afdækninger

BARRIER® laparoskopiske afdækninger er nøje udviklet til at sikre sikkerhed og effektivitet når du står over for krævende, laparoskopisk kirurgi, så som insufflation af abdomen, positionsændringer under operationer, brug af slanger og instrumenter samt litotomistillingen.

## Specialafdækninger giver mange fordele:

- Nem og effektiv afdækning, som kan foretages af én person
- Tidsbesparende - hurtigere at afdække sammenlignet med en universalafdækning
- Færre dele og færre trin hjælper med at reducere risikoen for kontaminering

### Laparoskopiafdækning til liggende stilling




Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)
954226	200/250 × 365	28 × 30 (hul med klæb)

Supplementsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48 cm
--------	---------------------------

#### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter
- Fire integrerede slangeholdere
- Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter



Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)
954225*	175/250 × 360	25 × 30 (hul med klæb)



\* fås også sterilt i sæt 694265

#### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter
- Integrerede, dybe poser specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter



## Laparoskopisk afdækning med abdominal adgang - Litotomistilling



Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)
944206	250/200/300 × 285	28 × 30 (hul med klæb)

### Supplementsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48cm
--------	--------------------------

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
- Fire integrerede slangeholdere
- Ekstra lange benposer - integreret tape til justering af benposens længde - transparente sider muliggør visuel kontrol af ekstremiteterne
- Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter

Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)
944205*	250/175/270 × 260	25 × 30 (hul med klæb)

\* fås også sterilt i sæt 694245 og 84511411

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
- Integrerede, dybe poser specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter
- Integreret tape til justering af benposens længde

Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)
70550	280/230/270 × 335	32 × 42 (hul med klæb)




\* fås også sterilt i sæt 61450

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
- To integrerede slangeholdere
- Bariatrisk - bredere afdækning og større abdominalt hul

Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)	Perinealt hul (cm)
956966*	250/270 × 270	26 × 20 (hul med klæb)	9 × 13



\* fås også sterilt i sæt 696600 og 903020



Truly customised laparoscopic solutions



## Laparoskopiafdækning med abdo-perineal adgang - Litotomistilling



Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)	Perinealt hul (cm)
956967	250/200/300 × 285	25 × 18 (hul med klæb)	10 × 13 (hul med klæb)
944201	250/200/300 × 285	28 × 30 (hul med klæb)	10 × 13 (hul med klæb)

Supplementsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48cm
--------	--------------------------

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
- Fire integrerede slangeholdere
- Ekstra lange benposer
  - Integreret tape til justering af benposens længde
  - transparente sider muliggør visuel kontrol af ekstremiteterne
- Justerbart perinealt hul med klæb og integreret afdækning
- Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter

Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)	Perinealt hul (cm)
944200*	250/175/270 × 260	25 × 30 (hul med klæb)	13 × 24
944210	300/200/270 × 295	25 × 30 (hul med klæb)	13 × 24

\*fås også steril i sæt 694240 og 694241

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
- Integrerede, dybe poser specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter
- Perinealt hul med integreret afdækning
- Integreret tape til justering af benposens længde

Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)	Perinealt hul (cm)
944215	300/200/270 × 355	25 × 30 (hul med klæb)	15 × 24

Supplementsprodukt

988522	Perineal afdækning med pose 50 × 84	7 × 10 (hul med klæb)
--------	-------------------------------------	-----------------------

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter omkring hullerne
- Udviklet til robotkirurgi
  - Transparent anæstesidel
  - Ekstra lang afdækning
- Integrerede, dybe instrumentposer
- Integreret tape til justering af benposens længde
- Kombiner med perineal afdækning med pose (kombination vist på tegningen)



Varenr.	Afdækning (cm)	Abdominalt hul (cm)	Perinealt hul (cm)
944216	300/200/300 × 375	34x35 (hul med klæb)	10x13 (klæb)

Supplementsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48cm
--------	--------------------------

### Beskrivelse

- BARRIER Flex fleksible klæbekanter omkring hullerne
- Udviklet til robotkirurgi
  - Transparent anæstesidel
  - Ekstra lang afdækning
- Integrerede slangeholdere
- Ekstra lange benposer
  - Integreret tape til justering af benposens længde
  - Transparente sider muliggør synlig kontrol af ekstremiteterne
- Justerbart perinealt hul med klæb med integreret afdækning
- Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter



# Mölnlycke® ProcedurePak® pakker

Disse produkter kan inkluderes i Mölnlycke® ProcedurePak® pakker.

Kontakt venligst din lokale account manager for hvordan du kan inkludere disse produkter i dine kundetilpassede procedurepakker.



## Vi gør det nemmere at vælge de rette komponenter


Alle laparoskopiske produkter kan inkluderes i en kundetilpasset procedurepakke.

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopisk afdækning | <input type="checkbox"/> Time-Out afdækning                  |
| <input type="checkbox"/> Supplerende afdækninger | <input type="checkbox"/> Skridsikker måtte                   |
| <input type="checkbox"/> Kitler                  | <input type="checkbox"/> Kameraovertræk                      |
| <input type="checkbox"/> Gazeprodukter           | <input type="checkbox"/> Metalinstrument                     |
| <input type="checkbox"/> Sprøjter                | <input type="checkbox"/> Suturer                             |
| <input type="checkbox"/> Nåle                    | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op             |
| <input type="checkbox"/> Insufflationssslange    | <input type="checkbox"/> Bakker og skåle                     |
| <input type="checkbox"/> Veress kanyle           | <input type="checkbox"/> Monopolære instrumenter - fattetang |
| <input type="checkbox"/> Suge- og skyllesæt      | <input type="checkbox"/> Monopolære inst. - dissektionspean  |
| <input type="checkbox"/> Røgsug                  | <input type="checkbox"/> Monopolære sakse                    |
| <input type="checkbox"/> Antidug løsning         | <input type="checkbox"/> Monopolær L-hook                    |
| <input type="checkbox"/> Nåletæller              | <input type="checkbox"/> Trokarer                            |
| <input type="checkbox"/> Blådfjerner             | <input type="checkbox"/> Universal port                      |
| <input type="checkbox"/> Instrumentbakke         | <input type="checkbox"/> Aftagelig præparatpose              |
| <input type="checkbox"/> Sikkerhedsskalpel       | <input type="checkbox"/> Monopolære kabler                   |



Mölnlycke® Portal

# Maksimér værdien af dine pakker



Din organisation kan spare tid, penge og affald med kundetilpassede procedurepakker. Nu kan du også håndtere alle dine ProcedurePak® pakker ét samlet sted.

Dit team kan bruge Mölnlycke® Portal til nemt at bygge, analysere, ændre og estimere pakkekøb - med hjælp fra detaljerede statistikker og rapporter. Håndtér alle dine ProcedurePak pakker ét samlet sted med Mölnlycke Portal.

## ✓ Kontrol

### Optimer og kontroller dine ProcedurePak pakker

Mölnlycke Portal giver dig kontrol over dit teams pakker. Du kan administrere udgifter til komponenter og optimere værdien takket være detaljerede statistikker.

## ✓ Transparens

### Fuld synlighed for dine ProcedurePak pakker

Mölnlycke Portal lader relevante brugere i hele organisationen styre brugen af pakker ved at se alle pakker og komponenter i hver tilpasset pakke.

## ✓ Effektivitet

### Effektiv måde at arbejde på

Vores digitale værktøj er nemt at bruge med enkle og logiske trin. Mölnlycke Portal giver dig mulighed for at dele pakkeinformation hurtigt og nemt og at godkende pakkeskift på en effektiv måde.

Truly customised laparoscopic solutions

# Vi samarbejder om løsninger, der sætter nye standarder for patientbehandling

Du kan koncentrere dig om at yde en enestående patientbehandling, samtidig med at du beskytter dine ressourcer med hjælp fra vores dedikerede specialister og hele sortimentet af innovative produkter:

- Komplet sortiment af højkvalitets afdækninger, kitler og andre nødvendige artikler til operationsstuen
- Højkvalitets-, teknisk avancerede Biogel® operationshandsker
- Markedsledende procedurepakke løsninger
- Avancerede sårbehandlingsprodukter med den banebrydende Safetac® teknologi
- Online portal - du kan bygge, analysere, ændre, estimere og gennemgå pakkeindkøb med multibruger adgang

## Proving it every day

Hos Mölnlycke® er vi drevet af ét vigtigt formål: at hjælpe sundhedspersonale med at yde deres bedste. Og vi er dedikerede til at bevise det hver dag.

Se vores omfattende, laparoskopiske sortiment på [molnlycke.dk](http://molnlycke.dk)



Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød, Tlf.: 80 88 68 10, [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com).  
Mölnlycke, BARRIER og ProcedurePak varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2023, Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0452312  
Endomini, OmniClose og EasyClose er varemærker brugt af Unimax Medical Systems Inc.  
PlumePort og VueTip er registrerede varemærker tilhørende Buffalo Filter LLC. Surgitie er et varemærke brugt af Medtronic.

  
**Mölnlycke®**