

BARRIER® Operationskittel Ultimate

Meget væskeafvisende for avanceret beskyttelse (HP)



Skulderlæg giver øget bevægelsesfrihed for overkroppen



Ergonomiske ærmer giver komfort og bevægelsesfrihed



Kitlens manchetter passer til Biogel® handsker, hvilket gør, at handskerne ikke glider ned

- Materialet tilpasser sig nemt til kroppen
- Maksimal åndbarhed for den ultimative komfort
- Meget væskeafvisende for avanceret beskyttelse (Høj Ydeevne kitler, HP)
- Ergonomisk pasform, giver større bevægelsesfrihed
- Fås i Standard og Høj Ydeevne¹
- Behandlet materiale for øget afvisning over for væske med lav overfladespænding (blod)
- Foldet for at muliggøre aseptisk påtagning

Standard Ydeevne	Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
	680102	SG SP to håndklæder, crepe	L	119 cm	150 cm	18/36
	680103	SG SP to håndklæder, crepe	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	680104	SG SP to håndklæder, crepe	XL	129 cm	170 cm	16/32
	680105	SG SP to håndklæder, crepe	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	680106	SG SP to håndklæder, crepe	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28
	680003	SG SP	L-L	134 cm	150 cm	16/32
	680005	SG SP	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
	680006	SG SP	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28

SG = Operationskittel (Surgical Gown) **SP** = Standard Ydeevne (Standard Performance)
 Ultimate operationskittlen kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Høj Ydeevne	Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Omkreds	Pakning
	690102	SG HP to håndklæder, crepe	L	119 cm	150 cm	16/32
	690103	SG HP to håndklæder, crepe	L-L	134 cm	150 cm	14/28
	690104	SG HP to håndklæder, crepe	XL	129 cm	170 cm	14/28
	690105	SG HP to håndklæder, crepe	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
	690106	SG HP to håndklæder, crepe	XXL-L	145 cm	184 cm	12/24
	690107	SG HP to håndklæder, crepe	XXL-XL	165 cm	184 cm	12/24
	690003	SG HP	L-L	134 cm	150 cm	14/28
	690005	SG HP	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
690006	SG HP	XXL-L	145 cm	184 cm	12/24	




- Ugennemtrængelig forsideforstærkning for at minimere risikoen for væskegennemtrængning
- Forsideforstærkningen er åndbar



- Ugennemtrængelig ærmeforstærkning for at minimere risikoen for væskegennemtrængning
- Materialet tilpasser sig nemt kroppen

SG = Operationskittel (Surgical Gown) **HP** = Høj Ydeevne (High Performance)
 Ultimate operationskittlen kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.



Mål er angivet for str. L

Kittelmateriale

Kittel og ærmer: Nonwoven polypropylen fibre.
 Forsideforstærkning: Polyethylenfilm (åndbar).
 Ærmeforstærkning: Viskose/ polyester spunlace nonwoven og polyethylenfilm.

Produktklassifikation

Standard Ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Standard Ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 3. Høj Ydeevne kitler: Europæisk Standard EN 13795 Høj Ydeevne og ANSI/AAMI PB70 niveau 3^{1,2}.

Pakning

Fire pakningslag, steril barriere, plastpose, inderæske og transportkarton, hjælper med at reducere risikoen for kontaminering og skader under transport og opbevaring.

Miljø

Hos Mölnlycke Health Care har vi en længerevarende forpligtelse til at minimere den effekt, vores aktiviteter har på miljøet uden at gå på kompromis med effektiviteten og pålideligheden til vores produkter og serviceydelser. En velfunderet miljøpraksis er en prioritet i vores produktion og i alle vores afdelinger verden over.

Referencer: 1. European Standard EN 13795: Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
 2. ANSI/AAMI PB70: Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Læs mere på www.molnlycke.dk