




Lösungen für die Chirurgie

Sortimentsübersicht / Ausgabe Januar 2024

Bitte um Berücksichtigung, dass es zu Änderungen innerhalb des Sortiments kommen kann. Diese Änderungen werden laufend eingepflegt.



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf



Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und
freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Rufnummer für Bestellungen:
Customer Service Center 0800/563 195

PRODUKTKATALOG

Mölnlycke® - ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor	Gynäkologie/Geburtshilfe	Bereichskleidung/Reinraumbekleidung
2	Herz-/Thoraxchirurgie	Bereichskleidung
Mölnlycke® - Qualität trifft auf Nachhaltigkeit 3	Angiographie	Basic/Unisoft
Mölnlycke® - Chirurgische Lösungen	Kraniotomie	Thermojacken Basic/Unisoft
4	HNO/Dental	Reinraumbekleidung
ProcedurePak® - Die Komplettlösung für mehr Effizienz	Ophthalmologie, Laminat	Schutzprodukte
5	Ophthalmologie, SMS-Material	Schutzmäntel/Schürzen
Farbcodierung	Ergänzungsprodukte	Diverse Bekleidung
6	Instrumententischbezüge	Patient*innen-Wärmemanagement
Das Mölnlycke® Portal	Tischabdeckungen	EasyWarm® Wärmedecken
7	OP-Abdecktücher - 2-lagig/mit Patch	Biogel® OP-Handschuhe
OP-Tray Management Funktionen	OP-Abdecktücher - 3-lagig/mit Patch	Biogel® Indicator® Doppelhandschuhsystem 93
8	OP-Abdecktücher	Latex OP-Handschuhe
Mölnlycke® - Laparoskopische Lösungen	Schlitztücher	Latexfreie OP-Handschuhe (Polyisopren)
9	Lochtücher	Latexfreie OP-Handschuhe (Polychloropren) 96
Kurzübersicht OP-Tray-Komponenten	OP-Tape/Klett-Schlauchfixierungen	Untersuchungshandschuhe latexhaltig
10	Saugertaschen/Beutel	Biogel® Tech
Chirurgische Instrumente	Stockinetten/Beinlinge/Armlehnenbezug	Biogel® Tech Sortiment
Trokare	Kamerabezüge/Allzwecküberzüge	
11	Inventarabdeckungen	Referenzen
Abnehmbarer Bergebeutel	Inzisionsfolien	100
12	Allzweckbeutel	Kundenservice und Social Media
Monopolare Scheren	Rundtupfer/Kompressen	100
12	Bauchtücher	
Monopolare Instrumentenkabel	BARRIER® OP-Bekleidung	
12	BARRIER OP-Mäntel Materialkunde	
Monopolare L-Haken-Elektroden	OP-MÄNTEL (EN 13795)	
12	Primary/Primary Plus	
Veressnadeln	Ultimate	
12	Classic	
Saug-/Spülsystem	FPP/Urologie	
12	BARRIER® Bereichskleidung	
Monopolare Instrumente	OP-Hauben	
13	Baretthauben	
Mölnlycke® - Orthopädische Lösungen	Astronautenhauben	
14	Schwesternschleier/Schiffchen	
Kurzübersicht OP-Tray-Komponenten	Haubenübersicht	
15	OP-Masken	
Pulsed Lavage System	Standard Typ II	
16	Special Typ II	
Diathermie Handstück mit	Extra Protection Typ II R	
17	Partikelfiltrierende Halbmasken	
Rauchgasabsaugung	Maskenübersicht	
17	84	
BARRIER® OP-Abdeckungen		
18		
Materialkunde		
19		
Zeichenerklärung Zahlen/Materialien		
20		
Materialindex		
21		
Mölnlycke® goes green - ISCC zertifizierte OP-Abdeckungen		
22		
Ökobilanz nachhaltiger Mölnlycke® OP-Abdeckungen		
23		
BARRIER® Flex - Dehnbare Klebezonen		
24		
Drisite® Plus - Flüssigkeitsmanagement		
25		
OP-Abdeckungen		
Universal Sets - 2-lagig/mit Patch		
26		
Universal Sets - 3-lagig/mit Patch		
27		
Laparoskopie		
29		
Allgemein/Abdominalchirurgie		
30		
Orthopädie		
32		
Gynäkologie		
39		
Gynäkologie/Urologie		
40		





Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte dabei zu unterstützen, ihr Bestes zu geben, um somit eine bestmögliche Versorgung ihrer Patient*innen zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.



Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patient*innen an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause:

1. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit massgeschneiderten ProcedurePak® Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patient*innen durch Abdecktücher, OP-Bekleidung und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.

2. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie) machen wir es Ihnen so einfach wie möglich, für Ihre Patient*innen den effektivsten und wirksamsten Wundheilungsprozess zu finden.

3. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitalulzera mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patient*innen erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.



Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.



Innovation für die Zukunft

Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für Ihre Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, kostengünstige Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen, von Pflegekräften und Ärzt*innen über Krankenhausmanager*innen und häuslichen Pflegediensten bis hin zu Einkäufer*innen dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Ausgezeichnete Lieferketten



Wir sind sehr stolz darauf, die Goldmedaille von EcoVadis erhalten zu haben – dem weltweit grössten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen.

Mölnlycke gehört damit zu den besten 3 % aller zertifizierten Unternehmen weltweit.

Jede Entscheidung für Mölnlycke
ist eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen integrieren und wie wir gemeinsame Werte für all unsere Stakeholder schaffen.

Weitere Infos unter www.molnlycke.ch/ch/nachhaltigkeit/

Chirurgische Lösungen



Unser breites Portfolio beinhaltet alles - von OP-Mänteln bis zu chirurgischen Instrumenten. Jede Lösung wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und um zu einem für OP-Personal und Patient*innen optimalen Ergebnis beizutragen.



Unsere führenden Marken

ProcedurePak® Trays - alle für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einwegartikel in einer praktischen sterilen Verpackung, um medizinischem Fachpersonal eine individuelle und umfassende Lösung zu bieten.

Mölnlycke® chirurgische Instrumente - eine breite Auswahl an Instrumenten für den Einmalgebrauch, darunter Trokare für minimalinvasive Eingriffe.

Biogel® OP-Handschuhe - zum Schutz als Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation. Zudem die bevorzugte Wahl bezüglich Passform, Gefühl und Komfort.*

BARRIER® OP-Abdeckungen - eine grosse Auswahl, die speziell für verschiedene chirurgische Eingriffe entwickelt wurden.

BARRIER® OP-Bekleidung - ein breites Sortiment an Schutzkleidung, das die Sicherheit und den Komfort von medizinischem Fachpersonal und Patient*innen gewährleistet.

OP-Trays für mehr Effizienz

Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um für Sie die beste Lösung aus unserem breiten Angebot an chirurgischen OP-Produkten und -Komponenten zu definieren. Das Ergebnis: Eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse, für den spezifischen Eingriff zugeschnittene Lösung in einem einzelnen, praktischen und kosteneffizienten ProcedurePak® Tray.



40%

**VORBEREITUNGSZEIT
EINGESPART.¹**

Mit einer einzigen Verpackung können Sie:

- Die Vorbereitungszeit um bis zu 40 % reduzieren¹
- Die Anzahl der Eingriffe steigern
- Die Beschaffungs- und Logistikkosten senken

"Die Anzahl der Eingriffe stieg um 18 % und im gesamten Workflow wurden 1.060 Stunden eingespart. Daraus ergaben sich Einsparungen von 51.000 Euro."

Hartmut Freckmann, leitender OP-Pfleger/OP-Koordinator, Deutschland, über die individuell zusammengestellten ProcedurePak Trays.



Ihre massgeschneiderten Lösungen

ProcedurePak[®] Trays

Farbcodierung für Ihre OP-Trays und
Ihr Inventar - für mehr Effizienz



Investieren Sie zu viel Zeit mit der Bereitstellung von Materialien und zu wenig mit Ihren Patient*innen? Unsere Lösung der Farbcodierung unterstützt Sie dabei, dass Ihr Materialfluss "wie geschmiert" läuft. Dies ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Kommissionieren und Wiederauffüllen Ihres Lagers.

Vorteile:

- Unterstützt die einfache Identifikation des richtigen OP-Trays für den jeweiligen Eingriff
- Sorgt für effizientere Abläufe beim Wiederauffüllen und Bestandsmanagement
- Ermöglicht dem Krankenhauspersonal eine effizientere Kommissionierung und Vorbereitung
- Unterstützt OP-Effizienz durch kürzere Vorbereitungs- und Wechselzeiten

Farbcodierung - Sie haben die Wahl

Mit den farbcodierten Packzetteln und farbigen Seitenlabels verfügen die ProcedurePak Trays über ein einfaches Merkmal zur Identifizierung für ein schnelleres sowie fehlerfreies Kommissionieren und damit vereinfachtes Handling.


Wir bei Mölnlycke[®] gehen in Punkto Farbcodierung noch einen Schritt weiter. Für ein effizienteres Bestandsmanagement können wir Ihnen noch weitere unterstützende Materialien für die Farbcodierung Ihres Lagers zur Verfügung stellen.

Sie können aus den folgenden zwölf Farben wählen:



Das Mölnlycke® Portal

Maximieren Sie den Wert Ihrer OP-Trays



Das interaktive Mölnlycke® Portal bietet Ihrer Organisation noch mehr Möglichkeiten, den Mehrwert Ihrer ProcedurePak® Trays zu steigern. In Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen haben wir ein Portal entwickelt, welches Ihnen das Management Ihrer OP-Trays erleichtert und vereinfacht. Das Mölnlycke® Portal steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.



✓ Kontrolle

- Lieferinformationen in Echtzeit
- Eigenständige Änderungen der OP-Tray Konfiguration
- Export aller Daten in Excel

✓ Transparenz

- Überblick über Ihre OP-Trays und Komponenten
- Daten und Statistiken: Bedarfsprognose, Auftragsstatus, Lieferinformationen und Bestellhistorien
- Ermöglicht Benchmarking

✓ Effizienz

- Einfache und intuitive Bedienung
- Anpassung der OP-Trays mit wenigen Klicks
- Erleichtert die Zusammenarbeit zwischen OP, Einkauf und Ihrer*Ihrem zuständige*n Mölnlycke Mitarbeiter*in

Das Mölnlycke® Portal

Das Mölnlycke® Portal enthält folgende OP-Tray Management Funktionen:

Ihre sämtlichen OP-Trays sind für einen direkten Überblick und zum einfachen Bearbeiten logisch angeordnet.




Meine OP-Trays

Käufe nach Menge und Ausgaben verfolgen.



Statistik

Ein effizienter Arbeitsprozess vereinfacht die Prüfung und Genehmigung von OP-Tray-Änderungen.



Tray Genehmigungsprozess

Sämtliche Informationen zu Ihren OP-Trays, wie z.B. Lieferdaten, Liefermengen und Auftragsstatus sowie Ihre Bestellhistorie und Bedarfsprognosen der OP-Trays.



Bestellinformationen

Hier finden Sie das komplette Angebot von qualitätsgeprüften Komponenten, die zu Ihrem angepassten OP-Tray hinzugefügt werden können.



Komponentenkatalog

Für jeden Eingriff können Sie Ihr OP-Tray mit dem ProcedurePak Referenz-Tray vergleichen.



Benchmarking

Starten Sie einen Testlauf!

Sprechen Sie Ihre*Ihren zuständige*n Mölnlycke Mitarbeiter*in an, falls Sie noch keinen Portal-Zugang besitzen oder nähere Informationen wünschen.

Alles, was Ihr Team benötigt

Mölnlycke® Laparoskopische Lösungen

2 BARRIER® OP-Bekleidung
Optimale Kombination aus Schutz und Komfort

4 Mepilex® Border Post-Op
Der flexible, absorbierende All-in-one-Verband für chirurgische Wunden

1 BARRIER® Abdeckungen
All-in-one Spezial-Abdecktücher, um die strengen Anforderungen der laparoskopischen Chirurgie zu erfüllen³⁵


3 Biogel® OP-Handschuhe
Sicherer Schutz, kombiniert mit vollanatomischer Passform und hohem Tragekomfort^{15,16,36,37}

5 Trokare, Instrumente und OP-Tray-Komponenten
Breite Auswahl an qualitativ hochwertigen Trokaren und Instrumenten



Massgeschneiderte Lösungen
für die Laparoskopie

1 BARRIER® Abdeckungen



Art.-Nr.	Beschreibung
954226	Laparoskopie-Abdecktuch für Flachlage 200/250 x 340 cm, Ausschnitt sk. 32 x 30 cm
944206	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit transparenten Beinlingen für Steinschnittlage 250/200/300 x 285 cm, Ausschnitt sk. 28 x 30 cm
944201	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit transparenten Beinlingen und abdo-perinealem Ausschnitt für Steinschnittlage 250/200/300 x 285 cm, Ausschnitt 28 x 30 cm und 10 x 13 cm



2 BARRIER® OP-Bekleidung

Art.-Nr.	Beschreibung
18600 - 18670*	Bereichskleidung Unisoft Shirt, XS - XXXXL
18700 - 18770*	Bereichskleidung Unisoft Hose XS - XXXXL
680102 - 680106	Ultimate OP-Mantel Standard, L - XXL
4231*	Medizinische Gesichtsmaske
621001*	OP-Haube Kosack



3 Biogel® OP-Handschuhe

Biogel® PI UltraTouch® / Surgeons

Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Anzahl Paare
40955 - 40990	Biogel® PI UltraTouch®	5,5 - 8,5 9	50/Box 40/Box
82255 - 82290	Biogel® Surgeons	5,5 - 8,5 9	50/Box 40/Box

4 Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op Sortiment (steril verpackt)



Art.-Nr.	Produktgrösse	Grösse Wundkissen	Absorption	Stück/VSK
496100 - 496300	6 x 8 / 9 x 10 / 10 x 15	3 x 5 / 5 x 6 / 5 x 10	mittel/hoch	70-100

5 Trokare und Instrumente

Trokare



Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Länge	Stück/IV
899316 - 899319	Optische Trokare	5, 11, 12 mm	70 - 100 mm	5
899324, 899326	Optische Trokare	5, 12 mm	150 mm	5
899308 - 899313, 899336	Klingenlose Trokare mit Dilatationsspitze	5, 11, 12, 15 mm	70 - 150 mm	5
899300 - 899305	Trokare mit geschützter Klinge	5, 11, 12 mm	70 - 150 mm	5
899320 - 899323	Universal Trokarhülsen	5, 11, 12 mm	70 - 100 mm	5
899327 - 899331	Optische Ballon Trokare	5, 11, 12 mm	70 - 100 mm	5
899329	Hasson Ballon Trokar	12 mm	100 mm	5
899306 - 899307	Hasson Trokare	11, 12 mm	100 mm	5

Abnehmbarer Bergebeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Ø	Grösse Beutel	Volumen	Stück/IV
899102	Abnehmbarer Bergebeutel	S	10 mm	8 x 14,5 cm	250 - 300 ml	5
899103	Abnehmbarer Bergebeutel	M/L	10 mm	13 x 18 cm	500 - 700 ml	5
899112*	Abnehmbarer Bergebeutel	XL	12 mm	19 x 23 cm	1150 - 1500 ml	5
899104*	Abnehmbarer Bergebeutel	XL	15 mm	19 x 23 cm	1150 - 1500 ml	5

Monopolare L-Haken-Elektroden



Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Länge	Stück/IV
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode	5 mm	33 cm	10
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode mit Kabel	5 mm	33 cm	10
420200	Monopolare L-Haken-Elektrode Handaktivierung	5 mm	33 cm	10

Monopolare Scheren und Instrumente



Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Länge	Stück/IV
899110	Monopolares Instrumentenkabel Universal 4 mm	4 mm	3 m	40
899111	Monopolares Instrumentenkabel Universal 8 mm	8 mm	3 m.	40
899216	Monopolare Schere - Metzenbaum	5 mm	33 cm	10
899217	Monopolare Schere - Mini Metzenbaum	5 mm	33 cm	10
899218	Monopolare Schere - Metzenbaum*	5 mm	45 cm	10
899200 - 899215	Monopolare Instrumente	5 mm	33 cm	10

Veressnadeln



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Stück/IV
899105	Veressnadel	12 cm	25
899106	Veressnadel	15 cm	25

Saug-/Spülsystem



Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Länge	Stück/IV
899107	Saug-/Spülsystem Doppeldorn	5 mm	33 cm	10
899108	Saug-/Spülsystem Doppeldorn	5 mm	45 cm	10
899109	Saug-/Spülansatz	10 mm	33 cm	10

*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.

Trokar mit geschützter Klinge



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899300	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm	5/60
899301	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm	5/60
899302	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm	5/60
899303	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm	5/30
899304	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm	5/60
899305	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm	5/30

Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899308	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 70 mm	5/60
899309	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 100 mm	5/60
899310	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 100 mm	5/60
899311	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 150 mm	5/30
899312	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 100 mm	5/60
899313	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 150 mm	5/30
899336	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 15 mm, 100 mm	5/30

Optischer Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899316	Optischer Trokar, 5 mm, 70 mm	5/60
899317	Optischer Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899324	Optischer Trokar 5 mm, 150 mm	5/45
899318	Optischer Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899319	Optischer Trokar 12 mm, 100 mm	5/60
899326	Optischer Trokar 12 mm, 150 mm	5/30

Optischer Ballon Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899330	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 70 mm	5/60
899327	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899331	Optischer Ballon Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899328	Optischer Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Hasson Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899306	Hasson Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899307	Hasson Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Hasson Ballon Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899329	Hasson Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Universal-Trokarhülse




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899320	Universal-Trokarhülse 5 mm, 70 mm	5/60
899321	Universal-Trokarhülse 5 mm, 100 mm	5/60
899322	Universal-Trokarhülse 11 mm, 100 mm	5/60
899323	Universal-Trokarhülse 12 mm, 100 mm	5/60


Trokar mit geschützter Klinge / Optischer Trokar Dual Pack




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899337	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm - Dual Pack	5/60
899338	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899339	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899340	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30
899341	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899342	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30
899343	Optischer Trokar 5 mm, 70 mm - Dual Pack	5/60
899344	Optischer Trokar 5 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899347	Optischer Trokar 5 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30
899345	Optischer Trokar 11 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899346	Optischer Trokar 12 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899349	Optischer Trokar 12 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30

Abnehmbarer Bergebeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899102	Abnehmbarer Bergebeutel 80 x 145 mm (250 - 300 ml), 10 mm	5/50
899103	Abnehmbarer Bergebeutel 130 x 180 mm (500 - 700 ml), 10 mm	5/50
899112	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 - 1500 ml), 12 mm	5/50
899104	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 - 1500 ml), 15 mm	5/50

Monopolare L-Haken-Elektroden


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm	10/100
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm, mit Kabel	10/100
420200	Monopolare L-Haken-Elektrode Handaktivierung, 5 mm, 33 cm	10/120

Monopolare Scheren



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899216	Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899217	Monopolare Schere – Mini Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899218	Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 45 cm	10/100

Veressnadeln


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899105	Veressnadel 120 mm	25/500
899106	Veressnadel 150 mm	25/500

Monopolare Instrumentenkabel


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899110	Monopolares Instrumentenkabel 4 mm	40/400
899111	Monopolares Instrumentenkabel 8 mm	40/400

Saug-/Spülsystem


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899107	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 33 cm	10/20
899108	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 45 cm	10/20
899109	Saug-/Spülansatz 10 mm, 33 cm	10/100

Monopolare Instrumente

- Der ergonomische Komfort-Griff ermöglicht die Umstellung von Mehr- auf Einweginstrumente ohne funktionale Einschränkungen
- Robuste, beidseitig bewegliche und weit öffnende Branchen



Komfort-Griff



Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV/VSK
899208	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899209	Maryland-Präparierzange	5 mm	33 cm	10 / 100
899210	Klemm-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899211	Babcock-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899212	Rattenzahn-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899213	Duckbill-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899214	Darmfaszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100
899215	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100

Standard-Griff



Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV/VSK
899200	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899201	Maryland-Präparierzange	5 mm	33 cm	10 / 100
899202	Klemm-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899203	Babcock-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899204	Rattenzahn-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899205	Duckbill-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899206	Darmfaszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100
899207	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100

Alles, was Ihr Team benötigt

Mölnlycke® Orthopädische Lösungen

1 Pulsed Lavage und OP-Tray-Komponenten

Breite Auswahl an qualitativ hochwertigen OP-Tray-Komponenten

2 Mepilex® Border Post-Op

Der flexible, absorbierende All-in-one-Verband für chirurgische Wunden

3 Biogel® OP-Handschuhe

Sicherer Schutz, kombiniert mit vollanatomischer Passform und hohem Tragekomfort^{15,16,36,37}

4 BARRIER® OP-Bekleidung

Optimale Kombination aus Schutz und Komfort

5 BARRIER® Abdeckungen

Mehrzweck-Spezial-Abdecktücher für eine Kombination aus hoher Saugfähigkeit, Festigkeit und Drapierbarkeit³⁵



Massgeschneiderte Lösungen
für die Orthopädie

1 Pulsed Lavage




Pulsed Lavage

Art.-Nr.	Beschreibung
9750000	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC
9750003	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien
9751000	Femoraler Bürstenaufsatz AC
9751004	Femoraler Bürstenaufsatz Batterie Version

Exklusiv in der ProcedurePak Tray Version verfügbar:

Tray-Nr.	Beschreibung
2322130	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC
2324050	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien

2 Rauchgasabsaugung



Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
420102	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahl-Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m	20/40
420100	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m	20/40
420101	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m	20/40

3 Mepilex®



Mepilex® Border Post-Op Sortiment (steril verpackt)

Art.-Nr.	Produktgrösse	Grösse Wundkissen	Absorption	Packung/Karton
496100	6 x 8 cm	3 x 5 cm	mittel/hoch	10/80
496200	9 x 10 cm	5 x 6 cm	mittel/hoch	10/70
496300	10 x 15 cm	5 x 10 cm	mittel/hoch	10/100
496400	10 x 20 cm	5 x 15 cm	hoch	10/120
496450	10 x 25 cm	5 x 20 cm	hoch	10/60
496600	10 x 30 cm	5 x 25 cm	hoch	10/40
496650	10 x 35 cm	5 x 30 cm	hoch	5/55

4 Biogel® OP-Handschuhe



Biogel® PI UltraTouch® / Surgeons

Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse	Anzahl Paare
40955 - 40990	Biogel® PI UltraTouch®	5,5 - 8,5 / 9	50/Box / 40/Box
82255 - 82290	Biogel® Surgeons	5,5 - 8,5 / 9	50/Box / 40/Box



5 BARRIER® OP-Bekleidung

Art.-Nr.	Beschreibung
4232*	OP-Maske Extra Protection
620200*	OP-Haube Glenn
690102 - 690107	OP-Mantel Ultimate, verstärkt, L - XXL
842100 - 842400*	Reinraumbekleidung Shirt, S - XL
843100 - 843400*	Reinraumbekleidung Tunnelzughose, S - XL

6 BARRIER® Abdeckungen



Knie

Art.-Nr.	Beschreibung
70105	BARRIER® Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 260/300 x 320 cm, Ausschnitt 7 cm und 5 cm elastisch, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel



Hüfte

Art.-Nr.	Beschreibung
70601	BARRIER® Hüft-Abdecktuch mit Luxationsbeutel 220/300 x 340 cm, Ausschnitt 18 x 22 cm elastisch



Schulter

Art.-Nr.	Beschreibung
70004	BARRIER® Beach-Chair-Schultertuch 400 x 220 cm, Ausschnitt 10 x 10 cm elastisch, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel

*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.

Pulsed Lavage

Unser Mölnlycke® Pulsed Lavage System mit Hochdruckfunktion für den Einmalgebrauch bildet die Grundlage für eine effektive Knochenbettreinigung während der gesamten Operation. Durch diese Vorbereitung wird das Eindringen des Zements in die Spongiosa verbessert und die Fixierung des Implantats verstärkt. Die Revisionsrate kann dadurch verringert werden. Darüber hinaus kann das System auch zur Reinigung von Wunden genutzt werden, z.B. um Verunreinigungen, Fremdkörper oder nekrotisches Gewebe zu entfernen.

Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750000	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC	1/5
Tray-Nr. 2322130	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung Exklusiv in ProcedurePak Trays verfügbar.	

Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750003	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien	1/5
Tray-Nr. 2324050	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien Exklusiv in ProcedurePak Trays verfügbar.	

AC-Adapter



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9752040	AC-Adapter CH (AC 100-240 V)	-/1

Zubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9751000	Femoraler Bürstenaufsatz AC Version	1/10
9751004	Femoraler Bürstenaufsatz Batterie Version (ohne Abbildung)	1/10
9751003	Revisionsansatz AC Version (ohne Abbildung)	1/20
9751007	Revisionsansatz Batterie Version (ohne Abbildung)	1/20

Pulsed Lavage System

In zwei Ausführungen erhältlich


1. AC-Adapter: Eine umweltfreundliche Ausführung, die eine Verwendung von Alkali-Batterien überflüssig macht. Handstück für den Einmalgebrauch und wiederverwendbarer Wechselstromadapter.
2. Integrierte Batterien: Eine flexible und mobile Ausführung mit integrierten Batterien im Handstück, für schnelles und einfaches Herausnehmen der Batterien.

Keine versteckten Kosten, alles ist enthalten

- Kurze Fächerstrahlspitze mit Spritzschutz
- Ergonomisches und komfortables Handstück
- Lange Femurkanalspitze
- Integriertes Absaugen und Spülen
- Reinigungsstab für die Behebung von potenziellen Verstopfungen in der Femoralspitze



Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung



Sobald sich im Operationssaal Rauchgas bildet, sieht sich das OP-Personal den gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt. Durch das neue und einzigartige Mölnlycke® Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung bieten wir Ihnen die passende Lösung, um Rauchgas zu minimieren und freie Sicht auf den Situs zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Ihrer Patient*innen steht an erster Stelle.

Elektrodenauswahl:

1. **Edelstahl** - für schnelle, einfache Eingriffe
2. **PTFE-Beschichtung** - reduziert den Reinigungsaufwand und die Karbonisierung der Elektrode
3. **PTFE-Beschichtung, isoliert** - verringert das Risiko unbeabsichtigter Gewebeschäden



Art.-Nr.	Beschreibung	Kabellänge	IV/VSK
420102	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahlelektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40
420100	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40
420101	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40

Alle angegebenen Komponenten sind auch für eingriffsspezifische ProcedurePak® Trays von Mölnlycke® erhältlich.



BARRIER® OP-Abdeckungen

Die BARRIER Produkte und Lösungen wurden entwickelt, um einen reibungslosen Ablauf im OP-Saal zu gewährleisten.

Unser umfangreiches Sortiment an eingriffsspezifischen Produkten mit grosser Qualitätsvielfalt bietet Ihnen innovative Lösungen (Patent EP2477574, Patent EP 1996110 B1) in der Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort.

Auf der sicheren Seite

Alle BARRIER Abdeckungen sind so konzipiert, dass sie eine optimale Patientensicherheit gewährleisten. Eine effektive Infektionsprävention wird durch Einweg-OP-Abdeckungen mit einer hohen Flüssigkeits- und Keimbarriere gewährleistet. Eine Übertragung von Bakterien wird hierdurch verhindert und ermöglicht einen trockenen Arbeitsbereich.³⁵

Komfortabel für Patient*in und Anwender*in

Unsere Abdeckungen besitzen überwiegend eine Komfortlage auf der zu den Patient:innen zugewandte Seite - zur Steigerung des Wohlbefindens Ihrer Patient:innen. Einen weiteren Vorteil stellt die Faltung der Produkte dar, die eine einfache Handhabung und Applikation der OP-Abdeckungen gewährleistet.

Unsere speziellen Lösungen

Für den orthopädischen Bereich bieten wir mit unserem "Drisite® Plus" ein patentiertes Drei-Zonen-Konzept mit einer hohen Saugfähigkeit, Flüssigkeitskontrolle, Undurchlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und hervorragender Festigkeit an³⁵.

Unsere patentierten Flex-Abdeckungen mit transparenten, dehnbaren und anpassungsfähigen Kleberändern unterstützen Sie bei schwer abdeckbaren Körperregionen. Die beiden Spezialabdeckungen sind mit der Zusatzmarkierung "Drisite Plus" und "BARRIER Flex" gekennzeichnet.

Das gewisse Extra


Das BARRIER Produktangebot wird vervollständigt durch bestmöglichen Service, massgeschneiderte Logistiklösungen sowie durch Unterstützung in Form von Projektberatung und Produktrainings. Alle BARRIER OP-Abdeckungen sind auch in unseren kundenindividuellen ProcedurePak® Trays erhältlich.

Universal Sets - in verschiedenen Ausführungen für Ihre Bedürfnisse im OP

Unser Standard: Qualität


Standard, 3-lagig mit Patch

Für hohes Flüssigkeitsaufkommen




Basic



3-lagig ohne Patch, für mittleres bis geringes Flüssigkeitsaufkommen



Primary

2-lagig für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Weitere verstärkte Produktausführungen mit Patch sind als "Primary Plus" erhältlich.







Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Beschreibung
der Artikel,
Eigenschaften
und Masse


falls vorhanden,
Artikelnummer
Einzelprodukt

Anzahl der
Artikel im Set


Bei selbstklebenden
Tüchern ist die
erstgenannte
Massangabe jene,
an deren Seite
der Klebestreifen
angebracht ist



Absorbierendes und
undurchlässiges
Multi-Lagen-Material
Verwendung: Abdeckungen




Undurchlässiges,
1-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen/
OP-Mäntel




Absorbierendes,
undurchlässiges Material
mit Patch
Verwendung: Abdeckungen/
OP-Mäntel




Elastische Manschette
Verwendung: Abdeckungen




transparente PE-Folie
Verwendung: Abdeckungen



Inzisionsfolien
Verwendung: Abdeckungen




Undurchlässiges,
1-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel




Absorbierendes und
undurchlässiges
2-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen



Absorbierendes und
undurchlässiges
3-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges und
2-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Flüssigkeitsabweisendes
Vliesstoffmaterial
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Hoch flüssigkeitsabweisendes
Vliesstoffmaterial
Verwendung: OP-Mäntel



Absorbierendes und
undurchlässiges
Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen
Undurchlässige Verstärkung:
OP-Mäntel



Hoch absorbierendes
1-lagiges Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen



Hoch absorbierendes,
undurchlässiges
Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen



Schaum-Material
Verwendung: Abdeckungen

Alle hier aufgeführten Materialien sind latexfrei.

Mölnlycke® goes green



ISCC zertifizierte OP-Abdeckungen sind ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Durch diese Produkte wird der Anteil nachhaltiger, biobasierter Rohstoffe erhöht und die CO₂ Emissionen können um bis zu 25 % im Vergleich zu nicht ISCC-zertifizierten Produkten gesenkt werden, wie eine Lebenszyklusanalyse gezeigt hat. Die ISCC zertifizierten OP-Abdeckungen sind sowohl einzeln steril als auch als Komponente in unserem ProcedurePak® erhältlich.

Für verschiedene Produkte aus dem Mölnlycke Sortiment stehen Verpackungen aus nachhaltiger Waldwirtschaft zur Verfügung – erkennbar am FSC™-Siegel. Selbstverständlich sind die Verpackungen auch recycelbar.

Wir arbeiten an weiteren Meilensteinen – für eine nachhaltigere Zukunft. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

ISCC*-zertifizierte BARRIER® OP-Abdeckungen

Art.-Nr.	Beschreibung	Grösse (cm)
60900	Universal Set Basic ISCC	
60054	Universal Set Standard ISCC	
60530	OP-Abdecktuch ISCC	75 x 90
60500	OP-Abdecktuch sk., ISCC	75 x 75
60677	OP-Abdecktuch sk., ISCC	90 x 75
60800	OP-Abdecktuch sk. mit Patch, ISCC	90 x 75



* International Sustainability and Carbon Certification

Ökobilanz nachhaltiger Mölnlycke® OP-Abdeckungen

Mölnlycke® bringt das Thema Nachhaltigkeit mit der Einführung ISCC-zertifizierter OP-Abdeckungen in den OP. Die Lebenszyklus-Analyse eines unserer etablierten Produkte in ProcedurePak Trays, Sets und Einzelsterilverpackungen zeigt eine Reduzierung der CO₂ Emission von bis zu 25 %.

Unser Ziel ist es, unsere Auswirkung auf die Umwelt schrittweise zu reduzieren, indem wir die Auswahl der Rohstoffe sowie die Herstellung und den Vertrieb unserer Produkte kritisch hinterfragen.*

Vergleich der Produkte

Bestehender Artikel	ISCC-zertifizierter Artikel
706800 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, steril	60800 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, steril, ISCC-zertifiziert 
910200 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, unsteril	70200 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, unsteril, ISCC-zertifiziert 

Nachweislich weniger CO₂-Emissionen

Für die ISCC-Zertifizierung unserer Produkte nutzen wir den Massenbilanzansatz hinsichtlich biobasierter Rohstoffe für die undurchlässige Schicht der ISCC-zertifizierten OP-Abdeckungen.

Die CO₂ Emissionen der ISCC-zertifizierten und der nicht ISCC-zertifizierten OP-Abdeckungen wurden mittels einer Ökobilanz miteinander verglichen.

Die Analyse ergab, dass ISCC-zertifizierte BARRIER OP-Abdeckungen geringere CO₂ Emissionen verursachen als nicht ISCC-zertifizierte, vergleichbare Produkte.


Sie wollen mehr über unsere ISCC-zertifizierten Produkte erfahren? Bitte kontaktieren Sie Ihre*n zuständige*n Mölnlycke Mitarbeiter*in.



Mit unserem CO₂-Kalkulator zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unseren nachhaltigen OP-Produkten Ihre klinikindividuellen CO₂-Emissionen reduzieren können**:

- 20 % CO₂ Reduktion pro steriles OP-Abdecktuch
- 25 % CO₂ Reduktion pro unsteriles OP-Abdecktuch für ProcedurePak Trays

CO₂ Emission / OP-Abdeckung



** Annahme: 100% des Abfalls der OP-Abdeckungen wird verbrannt



* Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production





Unsere patentierten Flex-Abdeckungen mit transparenten, dehnbaren und anpassungsfähigen Kleberändern für schwer abdeckbare Körperregionen.


Die BARRIER® Flex OP-Abdeckung ist ideal für:

- Bariatrische Eingriffe/Bariatrie
- Laparoskopische Eingriffe
- Mamma-Chirurgie
- HNO/plastische Chirurgie

Vorteile beim Einsatz:

- Flexible und optimal anmodellierbare selbstklebende Zone, die eine effektive Abdeckung auch schwieriger Körperregionen ermöglicht
- Der verwendete Kleber sorgt auch bei Kontakt mit grossen Flüssigkeitsmengen für eine sichere und dichte Abdeckung
- Leichte Handhabung für eine Person

Universal Set, 3-lagig + Patch 5/10 66010




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	OP-Abdecktücher sk. BARRIER Flex 90 x 75 cm, mit Patch 20 x 50 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 175 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 300 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	Tischabdeckung 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Weitere Produkte:


Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
694245	Laparoskopie Set	29
61450	Laparoskopie Set Bariatrie	29
694241	Laparoskopie Rektum Set	29
694240	Laparoskopie Rektum Set II	29
61310	Pädiatrietuch T-Form BARRIER Flex 200/270 x 320 cm	31
61340	Pädiatrietuch sk. BARRIER Flex 200 x 300 cm	31
85604	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 150 x 195 cm	47
85609	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 75 x 85 cm	48
85615	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 140 x 150 cm	48

OP-Abdecktuch BARRIER Flex selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66001	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 20 x 50 cm	24/48

OP-Abdecktuch BARRIER Flex selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66002	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 20 x 50 cm	20/40

Drisite® Plus



BARRIER® OP-Abdeckungen für die Orthopädie

Einzigartiges Flüssigkeitsmanagement mit dem patentierten Drisite® Plus System.* Es bietet eine hohe Saugfähigkeit, Undurchlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und hervorragende Reißfestigkeit. Diese Kombination hilft, die Übertragung und das Durchdringen von Bakterien zu verhindern.**



Zone 1 Hochabsorbierende Zone

Kritische Zone

- Patch (1): Hochabsorbierende Vliesverstärkung
- Obere Schicht (2): Absorbierender Vliesstoff
- Mittlere Schicht (3): Undurchlässiger Polyethylenfilm
- Untere Schicht (4): Patientenkomfortlayer aus Vliesstoff

Hochabsorbierendes und widerstandsfähiges Material in der kritischen Zone für die Kontrolle und dem Transfer von Flüssigkeiten von der Wunde**, Richtung Zone 2.



Zone 2 Besonders reissfeste Transportzone

Weniger kritische Zone

- Bestehend aus Schicht (2), (3) und (4)

Sehr gut drapierbar. Besteht aus Material mit mittlerer Absorptionsfähigkeit und Komfortlayer an der Patientenseite.**

Leitet überschüssige Flüssigkeit in Richtung Zone 3 ab.



Zone 3 Effiziente Absorptionszone

Unkritische Zone

- Bestehend aus Schicht (2) und (3)

Das hochabsorbierende Material minimiert das Risiko, dass Flüssigkeiten auf den Boden gelangen und ist fester, um einen sicheren und sterilen Drapiervorgang zu ermöglichen.**


* Mölnlycke Health Care. Data on file; Patent EP 1996110 B1.

** Mölnlycke Health Care. Data on file.

Material: 2-lagig oder 2-lagig mit Patch

Universal Set PRIMARY I


11/22 63711



Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
4	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set PRIMARY PLUS I


4/8 63702



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set PRIMARY II


5/10 63710



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set PRIMARY PLUS II


6/12 63701



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Pädiatrie Set PRIMARY


5/10 63720



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Universal Set PRIMARY PLUS III

5/10 63700




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch


ISCC Universal Set Basic, 3-lagig 6/12 60900



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	ISCC-zertifizierte OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend




ISCC Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 6/12 60054



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	ISCC-zertifizierte OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend




Universal Set Basic*, 3-lagig 6/12 698900



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


* Für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.

Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 6/12 699054




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Pädiatrie Universal Set, 3-lagig 6/12 699010



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 73 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 173 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 5/10 699140



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm, mit Patch 60 x 19,5 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch


Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 5/10 699540



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm, mit Patch 60 x 19,5 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 200 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set


4/8 694245



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit integrierten Beinlingen 250/175/270 x 260 cm, mit Patch 40 x 125 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set Bariatrie


4/8 61450



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen sk. 2,5 x 30 cm
1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
2	Instrumententaschen sk. 25 x 40 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 280/230/270 x 335 cm, Ausschnitt sk. 32 x 42 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Rektum Set II


5/10 694240



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher, 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Laparoskopie Rektum Set

4/8 694241



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Basis Schlitztuch Set II, 3-lagig + Patch 6/12 **60618**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Schlitztuch* sk. 230 x 150 cm, mit Patch, Schlitz 7 x 65 cm
2	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. mit Patch 200 x 240 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Schlitztuch Set PRIMARY PLUS 4/8 **60811**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
4	Zellstoff-Tücher 8 x 17 cm
1	Schlitztuch sk. 225 x 260 cm, mit Patch 20 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm


U-Tuch Set, 3-lagig + Patch 5/10 **60620**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. mit Patch 240 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Set für Kleinsteingriffe 9/18 **697600**



Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt 12 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Struma Set 6/12 **697260**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Strumatuch sk. 200/280 x 350 cm, Ausschnitt 11 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Pädiatrietücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61310	Pädiatrietuch T-Form BARRIER Flex 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	9/18




61340	Pädiatrietuch BARRIER Flex 200 x 300 cm, mit Patch 50 x 80 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	14/28
-------	---	-------

Laparotomietücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61330	Laparotomietuch T-Form 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Inzisionsbereich 23 x 36 cm	10/20




825000	Laparotomietuch 200 x 315 cm, 3-lagig, mit Patch 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm	12/24
--------	--	-------

Hand Set ohne Instrumententischbezug 5/10 60307




Stück	Beschreibung
1	Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend
1	Krepp-Umschlag 112 x 112 cm

Hand Set PRIMARY PLUS 5/10 63731




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
1	Hand-Abdecktuch 370/150 x 277 cm, 2-lagig, mit Patch 90 x 50 cm, dehnbarer Bereich 26 x 19 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

Hand Set 5/10 60306



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Hand Abdecktuch



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung	IV/VSK
60310	1	Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm	7/14

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).


Fuss Set Bilateral, 3-lagig + Patch 7/14 60300



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Fuss-Abdecktuch bilateral* 200 x 300 cm, mit Patch 90 x 90 cm, 2 elastische Manschetten 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitäten Set PRIMARY PLUS I 7/14 63730



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
1	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm


Hand-/Fuss Set, 3-lagig + Patch 7/14 60303



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Hand-/Fuss-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitätentücher, Hand-/Fusstücher PRIMARY PLUS



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63632	Hand-/Fuss-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm	12/24
63633	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 5 cm	12/24
63634	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 7 cm	12/24

Hand-/Fusstücher*, 3-lagig + Patch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60308	Hand-/Fuss-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm	13/52
60309	Hand-/Fuss-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm	11/22

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Extremitäten Set PRIMARY PLUS II 4/8 60711



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
2	Zellstoff-Tücher 8 x 17 cm
1	OP-Tape 9 x 50 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
2	Tischabdecktücher 150 x 190 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, Ausschnitt 7 cm


Extremitäten Set 4/4 60206



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch* 200/300 x 320 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set 5/10 60208



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set mit Stockinette 5/10 60209



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitätentücher*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60210	Extremitäten-Abdecktuch 250 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	9/18
60211	Extremitäten-Abdecktuch 200 x 300 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	11/22
60213	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	10/20

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitätentuch T-Form




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60214	Extremitäten-Abdecktuch* T-Form 200/300 x 320 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	8/16

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Knie-Arthroskopie Set 5/10 **60101**




Stück	Beschreibung
1	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35,3 x 30 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Knie-Arthroskopie Set I 4/8 **60102**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35,3 x 30 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Knie-Arthroskopie Set II 3/6 **60103**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35,3 x 30 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
1	Schlitztuch sk. 150 x 193 cm Schlitz 15 x 61 cm
1	Vorbereitungstuch sk. 120 x 150 cm Ausschnitt 10 x 36 cm
1	Nahtbeutel 16 x 28 cm


Knie Set Bilateral 7/14 **60301**



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Knie-Abdecktuch* bilateral 200 x 300 cm, mit Patch 90 x 140 cm, 2 elastische Manschetten 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopietuch mit Beutel*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60105	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch mit Beutel 260/300 x 320 cm, mit Patch 30 x 70 cm, 2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, eingeschlagen	4/8

Knie-Arthroskopietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60104	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35 x 30 cm, elastische Manschetten 7 und 5 cm	5/10

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Schulter Arthroskopie Set

4/8

60001




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Schulter-Abdecktuch* sk. 240 x 170 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 15 x 45 cm
1	Schlitztuch* 230 x 295 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 10 x 70 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Beach Chair Schulter Set


4/8

60003



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Beach Chair Schultertuch 400 x 220 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm
1	Schlitztuch 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


Beach Chair Schultertuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60004	Beach Chair Schultertuch 400 x 220 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauf-fangbeutel	5/10

Hüft Set, 3-lagig + Patch

4/8 60603




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 102 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set, 3-lagig + Patch

4/8 60604




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch

4/8 60606




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 102 cm
1	Schlitztuch sk. 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch

4/8 60608




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set ohne Instrumententischbezug, 3-lagig + Patch

4/8 60610




Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Schlitztuch sk. 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set II, 3-lagig + Patch


5/10 60613



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch 4/8 60616



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 250 x 290 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set All-in-One 3/6 60602




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 32 x 120 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm
1	Hüft-Abdecktuch 220/300 x 340 cm, mit Patch 50 x 154 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Hüft-Abdecktuch II




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60601	Hüft-Abdecktuch mit Luxationsbeutel 220/300 x 340 cm, mit Patch 50 x 154 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm, eingeschlagen	4/8

Vertikaltuch Set 6/12 903016




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Vertikal-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 40 x 30 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltuch Set 6/12 903026




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 86 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
826010	Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 86 x 25 cm	7/14
826020	Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 40 x 30 cm	8/16
80000527	Vertikal-Abdecktuch II 240 x 320 cm, Inzisionsbereich 60 x 30 cm	8/16

Gynäkologie/Zystoskopie Set, 2-lagig 11/22 696110




Stück	Beschreibung
2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie/Zystoskopie Set, 2-lagig 9/18 902496




Stück	Beschreibung
1	Gesässtuch 75 x 100 cm
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set 6/12 696810




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Gesässtuch 75 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm
1	Gynäkologie-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt sk. 9 x 13 cm rechts und links
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set 6/12 888112




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
	1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
	1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
	1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen, 200/270 x 220 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set All-in-One 5/10 925984




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Gesässtuch 75 x 100 cm
1	Gynäkologie-Abdecktuch 200/270 x 280 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set 6/12 888113




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
	1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
	1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
	1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set 8/16 696700




Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher 75 x 90 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm
1	Lithotomie-Abdecktuch 150 x 235 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Lithotomie Set + Patch 6/12 61010




Stück	Beschreibung
1	Gesässtuch 75 x 100 cm
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lithotomie-Abdecktuch 75/150 x 170 cm, mit Patch 30 x 70 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Urologie/Gynäkologie Set 5/10 905020



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Gesässtuch 75 x 100 cm
1	Urologie/Gynäkologie-Abdecktuch 200/355 x 295 cm, Ausschnitt sk. 17/8 x 28 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Gynäkologie Abdecktuch 44/88 888521



Stück	Beschreibung
1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm


Auch in Kombination mit Laparoskopie Rektum Set verwendbar.

TUR Set mit integriertem Beutel 7/14 888222




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 9/18 888224




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Sieb und Abflussschlauch, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Sieb 9/18 888225




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Sieb, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 5/10 888226




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR-Abdecktuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888227	TUR-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit integrierter Saugertasche, 2 Ausschnitten 8 cm und 5 cm, Fingerling	8/16

Nephroskopietch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65810	Nephroskopietch 175 x 300 cm mit Saugertasche, eingeschlagen, Inzisionsbereich mit Ausschnitt 5 cm	6/12

Sectio Set mit integrierten Beinlingen 4/8 694145




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Babytuch 90 x 120 cm
1	Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche und integrierten Beinlingen 250/175 cm/270 x 270 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Sectio Set für Flachlage All-in-One 4/8 694135




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Babytuch 90 x 120 cm
1	Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche 175/250 x 305 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Entbindungs-Set, 3-lagig + Patch 5/10 695000




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Gesässtuch 85 x 120 cm, mit Flüssigkeitsauffangbeutel
1	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm (2 Stück)
1	Babytuch 100 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, mit Patch 35 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Babytuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610434	Babytuch 100 x 100 cm, steril Viskose/Polyester-Vliesstoff	30/60

Sectio Abdecktuch für Rückenlage




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65031	Sectio-Abdecktuch 175/250 cm x 300 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm	5/10

Cardiovascular Abdecktuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61900	Cardiovascular Abdecktuch 200/270 x 340 cm, Inzisionsbereiche 38 x 38 cm und 58 x 100 cm	5/10


Schlitztuch mit Perinealabdeckung



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824700	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perineal- abdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm	12/24

Cardiovascular Set


3/6 **694640**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Sauger-/Diathermiebeutel 38 x 33 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
2	Füsslinge grün, 36 x 28 cm
2	Füsslinge transparent, 36 x 28 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm
1	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm
1	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, mit Patch 50 x 140 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend


Hybrid Cardiovascular Set

5/10 **61800**



Stück	Beschreibung
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm
1	Hybrid Cardiovasculartuch 240/300 x 450 cm, mit Patch 90 x 220 cm, Inzisionsbereiche 60 x 40 cm und 15 x 27 cm (2)


Thoraxtuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824600	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, mit Patch 50 x 140 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm	6/12


Thorax Notfall Set

3/6 **669600**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Perineal-Abdecktuch 20 x 42 cm
6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Sauger-/Diathermiebeutel 38 x 33 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Notfall Thoraxtuch 200/300 x 350 cm, mit Patch 50 x 140 cm, Inzisionsbereich 37 x 65 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend

Angiographietuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65211	Angiographietuch 240 x 370 cm, mit Patch 90 x 220 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm	8/16


Angiographietuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828300	Angiographietuch 240 x 370 cm, mit Patch 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm	9/18


Kraniotomie Set

5/10 **888142**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
4	OP-Abdecktücher sk. 50 x 50 cm
1	Kraniotomie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Kraniotomietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888342	Kraniotomie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	8/16

Kraniotomietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888442	Kraniotomie-Abdecktuch 280 x 295 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	9/18

HNO/Dental Set 22/44 306480




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Dentaltuch
100 x 150 cm, 3-lagig,
Ausschnitt 13 x 9,5 cm |
| 2 | Schlauch-/Kameraüberzüge
inkl. Klebetape 8 x 120 cm |
| 1 | OP-Tape
9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch
75 x 90 cm |

Dental Set 16/32 694000




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Dentaltuch 150 x 150 cm, 3-lagig,
Ausschnitt 10 x 14 cm |
| 2 | Schlauch-/Kameraüberzüge
inkl. Klebetape 8 x 120 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher, 2-lagig,
45 x 75 cm |
| 2 | OP-Tapes
9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch
75 x 90 cm |

HNO Set, 3-lagig + Patch 7/14 65000



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher
18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes
9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch
75 x 90 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk.
90 x 75 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk.
150 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm,
Schlitz 7 x 65 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbierend |


Variables Schlitztuch Set (Hals Set) 6/12 697250



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher
18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes
9 x 49 cm |
| 1 | Schlitztuch (Körper) sk.
175 x 230 cm, Schlitz 20 x 20 cm |
| 1 | Schlitztuch (Kopf) sk.
260 x 150 cm,
Schlitz 20 x 65 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbierend |


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

HNO Lochtuch Set 8/16 697640



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Lochtuch sk.
200 x 240 cm,
Ausschnitt 7 cm |
| 2 | Zellstoff-Tücher
18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape
9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbierend |


HNO Set 6/12 1218



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Kopf-Abdecktuch
150 x 94 cm,
Turban 128 x 79 cm |
| 1 | Nahtbeutel 16 x 28 cm |
| 1 | Schlitztuch sk., 3-lagig,
200 x 290 cm,
Schlitz 7 x 65 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 210 cm,
75 x 210 cm absorbierend |

HNO Set mit Turban I


7/14 80574671



Stück	Beschreibung
1	Kopfabdecktuch sk. 150 x 94 cm, Turban 128 x 79 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend

Kopf Set mit Turban


6/12 696940



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Kopfabdecktuch 150 x 175 cm, Turban 100 x 106 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Plastische Chirurgie Set

9/18 692300




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Lochtuch 150 x 175 cm, Ausschnitt 13 x 17 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Kopfabdecktuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
826900	Kopfabdecktuch 150 x 175 cm, Turban 100 x 106 cm, OP-Tape 9 x 49 cm	15/30


Strumatuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65011	Strumatuch 175/250 x 300 cm, mit Patch 50 x 70 cm, Inzisionsbereich sk. 15 x 15 cm	10/20


Ophthalmologie Set

8/16 903286




Stück	Beschreibung
1	Mesoft 10 x 20 cm
1	Inzisionsfolie 10 x 14 cm, Inzisionsbereich 10 x 11 cm
1	Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 7 x 5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85602	Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 300 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm	10/20

Ophthalmologietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85603	Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 7 x 5 cm	14/28

Ophthalmologietuch BARRIER Flex




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85604	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 150 x 195 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 6,5 x 3,5 cm, transparenter Kopfbereich	14/28

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85601	Ophthalmologie-Abdecktuch 115 x 100 cm, Inzisionsbereich 8 x 19 cm	20/40

Ophthalmologietuch BARRIER Flex




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85609	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 75 x 85 cm, Ausschnitt 6,5 x 3,5 cm	44/88

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85613	Ophthalmologie-Abdecktuch 140 x 150 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm, flache Faltung	14/28

Ophthalmologietuch BARRIER Flex




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85615	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 140 x 150 cm, Ausschnitt 19 x 6 cm	16/32

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85618	Ophthalmologie-Abdecktuch 140 x 150 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm, Buchfaltung	16/32

Instrumententischbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610601	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	25/75

Instrumententischbezug verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610900	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	20/60
80000552	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	22/44

Tischabdecktuch PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63690	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 2-lagig	30/60

Tischabdecktuch Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80100	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	40/80
80150	Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	30/60
80170	Tischabdecktuch 150 x 170 cm, 75 x 170 cm absorbierend	27/54
80190	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	22/44
80210	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend	21/42
80215	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend	22/44
80240	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend	20/40

Tischabdecktuch verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85190	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	15/30
85195	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	18/36
85215	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend	18/36
85245	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend	17/34
89215	Tischabdecktuch verstärkt 190 x 210 cm, 90 x 210 cm absorbierend	14/28
89285	Tischabdecktuch verstärkt 190 x 280 cm, 90 x 280 cm absorbierend	12/24

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Material: 2-lagig oder 2-lagig mit Patch


ISCC OP-Abdecktuch, 2-lagig



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60530	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch 75 x 90 cm	38/228




OP-Abdecktücher, 2-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
800330	OP-Abdecktuch 37,5 x 45 cm	40/240
800430	OP-Abdecktuch 45 x 75 cm	25/150
800530	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm	38/228

OP-Abdecktuch, 2-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80649015	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	18/72

OP-Abdecktuch PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63619	OP-Abdecktuch 90 x 75 cm, 2-lagig	45/90

OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63611	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 2-lagig	42/84
63612	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm, 2-lagig	33/66
63613	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig	60/120
63614	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm, 2-lagig	70/140
63615	OP-Abdecktuch sk. 180 x 150 cm, 2-lagig	26/52
63616	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig	22/44

OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY PLUS




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63603	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	33/66
63604	OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	60/120
63605	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	22/44
63606	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	20/40
63607	OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	13/26

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch


ISCC OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60500	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	35/210
60677	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	32/192




ISCC OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig + Patch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60800	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm	45/90




OP-Abdecktücher, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777900	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	30/60
778000	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm	18/36
778100	OP-Abdecktuch 150 x 240 cm	14/28

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig + Patch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706800	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm	45/90
66520	OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, mit Patch 90 x 20 cm	22/44

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777400	OP-Abdecktuch sk. 175 x 150 cm	18/36
777600	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm	16/32
778200	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm	9/18
920496	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm	18/36

OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig + Patch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66540	OP-Abdecktuch sk. 260 x 175 cm, mit Patch 90 x 20 cm, mit durchgehendem Kleberand	13/26

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706300	OP-Abdecktuch sk. 75 x 50 cm	50/300
706400	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm	65/390
706500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	35/210
706700	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm	28/168
706900	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm	43/86
707500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, Doppelpack	34/204
906677	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	32/192

Gesässtuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828900	Gesässtuch 75 x 100 cm, Unterlegtuch mit steriler Schutz- kante, eignet sich z. B. für alle Eingriffe in Steinschnittlage	44/88

Gesässtuch mit Auffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
229	Gesässtuch mit Auffangbeutel 85 x 120 cm, mit Patch 50 x 35 cm	20/40

Perineal-Abdeckung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63062	Perinealabdeckung 20 x 42 cm	105/210

absorbierendes Pad selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706100	absorbierendes Pad sk. 55 x 70 cm	40/80

Extremitäten-Vorbereitungstuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80006214	Extremitäten-Vorbereitungstuch 120 x 150 cm, Schlitz 10 x 36 cm	15/30

Schlitztuch selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
2750	Schlitztuch 150 x 193 cm PE-Folie, Schlitz sk. 15 x 61 cm	18/36

Schlitztuch selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
778900	Schlitztuch 150 x 125 cm, Schlitz sk. 7 x 45 cm	15/60
779300	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	13/26

Schlitztücher selbstklebend PRIMARY PLUS



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63650	Schlitztuch sk. 200 x 260 cm, 2-lagig, mit Patch 75 x 100 cm, Schlitz 7 x 100 cm	13/26
63651	Schlitztuch sk. 225 x 260 cm, 2-lagig, mit Patch 75 x 140 cm, Schlitz 20 x 100 cm	11/22

Schlitztücher selbstklebend*, 3-lagig + Patch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60502	Schlitztuch (abgebildet) 200 x 150 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 65 cm	10/40
60503	Schlitztuch 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	14/28
60504	Schlitztuch 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm	14/28
60506	Schlitztuch 200 x 290 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	12/24

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Lochtücher selbstklebend PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63621	Lochtuch 90 x 75 cm, 2-lagig, Ausschnitt 9 x 6 cm oval	36/72
63623	Lochtuch 50 x 60 cm, 2-lagig, Ausschnitt 8 x 6 cm oval	90/180
63624	Lochtuch 120 x 150 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 7 x 5 cm oval	58/116

Lochtücher selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708840	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval	16/32
708850	Lochtuch 150 x 180 cm, Ausschnitt sk. 5 x 15 cm oval	28/56
708860	Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt sk. 12 cm rund	17/34
904622	Lochtuch 45 x 75 cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	15/90
904624	Lochtuch 75 x 90cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	10/60
906542	Lochtuch 75 x 90 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	40/80
906693	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	75/150




706610	Lochtuch 100 x 125 cm, Ausschnitt 11 cm sk., 45 cm vom oberen Rand	20/40
708870	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnitt 15 cm sk., 114 cm vom oberen Rand	15/30
708880	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnitt 14 x 14cm sk., 124 cm vom oberen Rand	14/28
935569	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt 5 x 7 cm, sk., oval, 65 cm vom oberen Rand	18/36

Lochtücher selbstklebend, variabel PRIMARY




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63628	Lochtuch sk. 75 x 50 cm, 2-lagig, variabel	56/112
63629	Lochtuch sk. 100 x 75 cm, 2-lagig, variabel	36/72

Lochtücher selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706620	Lochtuch sk. variabel 50 x 75 cm	42/84
706630	Lochtuch sk. variabel 75 x 100 cm	30/60

Lochtuch selbstklebend PRIMARY



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63625	Lochtuch 75 x 80 cm, 2-lagig, Ausschnitt 6 x 15 cm oval	48/96


Epiduraltuch selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906540	Epiduraltuch 60 x 75 cm, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	50/100


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Lochtuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906544	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt 6 x 8 cm oval	70/140

Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84521200	Lochtuch 120 x150 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 7,5 cm, eingeschlagen	22/44

OP-Tape




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
381035	OP-Tape 9 x 49 cm	100/400
381045	OP-Tape 9 x 49 cm, Doppelpack	120/480

Klett-Schlauchfixierungen




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708131	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm	50/200
80006076	Klett-Schlauchfixierung 5 x 15 cm	50/200

Handtuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
8000004	Handtuch 30 x 40 cm	140/280

Saugertasche transparent selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706035	Saugertasche sk. 40 x 35 cm 1 Kammer	30/120

Saugertasche transparent selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
707035	Saugertasche sk. 40 x 35 cm 2 Kammern	30/120

Instrumententasche transparent, 3 Kammern




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705860	Instrumententasche sk. 30 x 50 cm 3 Kammern	35/70

Luxationsbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541230	Luxationsbeutel 75 x 120 cm eingeschlagen	16/32

Bohrschlauch-Halterung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80003113	Bohrschlauch-Halterung 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbierend	12/48

Stockinetten




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
611105	Stockinette kurz 22 x 75 cm	22/44
611205	Stockinette lang 32 x 120 cm	14/28

Stockinetten




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
273	Stockinette mittel 23 x 107 cm, mit Baumwollstrumpf	6/24
269	Stockinette kurz 23 x 71 cm, mit Baumwollstrumpf	10/20
274	Stockinette gross 31 x 122 cm, mit Baumwollstrumpf (vormals 86530880)	5/20

Lithotomie-Beinlinge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610930	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm 2-lagiges Laminat, Doppelpack	36/72
255	Lithotomie-Beinlinge 75 x 150 cm, Doppelpack	22/44

Füsslinge, transparent




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
691005	Füsslinge, 36 x 28 cm, Doppelpack (66 Paar pro IV) für eine verbesserte Kontrolle der Blutzirkulation	132/264

Armlenkenbezug



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80002120	Armlenkenbezug 35 x 73 cm, Doppelpack	32/64


Hockerbezug PRIMARY



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63056	Hockerbezug PRIMARY 70 x 75 cm	25/50


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Schlauch-/Kameraüberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705740	Überzug 8 x 120 cm, flache Spitze	30/180

Kamerabezüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705820	Kamerabezug 14 x 250 cm, perforierte Spitze	20/120
705830	Kamerabezug 18 x 250 cm, elastische Spitze	15/90

Schlauch-/Kameraüberzug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63047	Überzug, perforierte Spitze, 14 x 254 cm, mit Einführhilfe	80/160

Allzwecküberzug, rechteckig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63013	Allzwecküberzug, rechteckig 90 x 75 cm	15/30

Allzwecküberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63010	Allzwecküberzug Durchmesser 75 cm	18/36
63011	Allzwecküberzug Durchmesser 90 cm	22/44
63012	Allzwecküberzug Durchmesser 140 cm	11/22

Röntgenkassettenbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705856	Röntgenkassettenbezug 60 x 60 cm	35/70

C-Bogen-Bezug Bildwandler




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705850	C-Bogen-Bezug Bildwandler halbseitige Abdeckung 117 x 183 cm	12/48
705852	C-Bogen-Bezug Bildwandler Komplettbezug 152 x 265 cm	9/18

Mikroskop-Bezug Zeiss MD




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705955	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 254 cm	8/16
705960	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 305 cm	8/16

Mikroskop-Bezug, elastisch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705920	Mikroskop-Bezug, elastisch 117 x 254 cm	12/24

Ultraschallkopfbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706002	Ultraschallkopfbezug 15 x 236 cm	25/100

Ultraschallkopfbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706004	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm breite Spitze	30/120

Equipment-Abdeckung, selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705815	Equipment-Abdeckung 90 x 70 cm (Bildschirm, Tastatur oder ähnliche Geräte), transparent	40/80

Lampengriffüberzug Universal




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705827	Lampengriffüberzug Universal, geeignet für alle handelsüblichen Lampengriffe Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm	40/80

Inzisionsfolien




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
801526	Inzisionsfolie 15 x 26 (15 x 20) cm	30/120
803026	Inzisionsfolie 30 x 26 (30 x 20) cm	25/100
804040	Inzisionsfolie 40 x 40 (40 x 34) cm	20/80
804555	Inzisionsfolie 45 x 55 (45 x 49) cm	15/60
805680	Inzisionsfolie 56 x 80 (56 x 74) cm	10/40

Schulter-Saugertasche selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5217	Schulter-Saugertasche sk. 81 x 86 cm, Schlitz 15 x 52 cm	8/16

Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
832000	Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel 100 x 80 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm	10/20

Knie-Arthroskopiebeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
69200	Knie-Arthroskopiebeutel 60 x 120 cm, Manschette 7 cm und 5 cm elastisch, eingeschlagen	9/18

Flüssigkeitsauffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831200	Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und integrier- tem Sieb 50 x 50 cm	7/14

Flüssigkeitsauffangbeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5218	Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 50 x 60 cm	8/16


Gazenrundtupfer weiss*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
150060	Gazenrundtupfer Nr. 0 - 1,5 cm, steril, 5 Stück	200/1200
150160	Gazenrundtupfer Nr. 1 - 2 cm, steril, 5 Stück	175/1050
150360	Gazenrundtupfer Nr. 3 - 2,5 cm, steril, 5 Stück	150/900
150460	Gazenrundtupfer Nr. 4 - 3 cm, steril, 5 Stück	100/600
150560	Gazenrundtupfer Nr. 5 - 5 cm, steril, 5 Stück	75/450
150000	Gazenrundtupfer Nr. 0 - 1,5 cm, unsteril	1000/5000
150300	Gazenrundtupfer Nr. 3 - 2,5 cm, unsteril	250/4000
150400	Gazenrundtupfer Nr. 4 - 3 cm, unsteril	250/3000
150500	Gazenrundtupfer Nr. 5 - 5 cm, unsteril	100/1200

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.


Vliesstoffrundtupfer weiss*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
154160	Vliesstoffrundtupfer Nr. 1 steril, 5 Stück	175/1050
154360	Vliesstoffrundtupfer Nr. 3 steril, 5 Stück	150/900
154460	Vliesstoffrundtupfer Nr. 4 steril, 5 Stück	75/450
154560	Vliesstoffrundtupfer Nr. 5 steril, 5 Stück	75/450

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.


Gazenkompressen "RX" *



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
159460	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 4-lagig, steril, 5 Stück	125/750
159475	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 4-lagig, steril, 10 Stück	110/660
159660	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 8-lagig, steril, 5 Stück	65/390
159675	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 8-lagig, steril, 5 Stück	70/420
159400	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 4-lagig, unsteril	150/1500
159600	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 8-lagig, unsteril	75/750

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.


Vlieskompressen "RX", 70g*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
185305	Vlieskomresse "RX" 10 x 10 cm, steril, 5 Stück	90/540
185405	Vlieskomresse "RX" 10 x 20 cm, steril, 5 Stück	90/540
185410	Vlieskomresse "RX" 10 x 20 cm, steril, 10 Stück	90/540

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.


Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher weiss*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187605	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, 10 x 60 cm, steril, 5 Stück	40/240
187705	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, 30 x 30 cm, steril, 5 Stück	30/180
187802	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück	24/144
187805	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, 40 x 40 cm, steril, 5 Stück	25/150
187902	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück	16/96

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.


Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher grün*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187722	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, grün, 30 x 30 cm, steril, 2 Stück	30/180
187822	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, grün, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück	24/144
187922	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, grün, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück	16/96

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.


Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher mit Schlaufe weiss *



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187812	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, weiss, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück	24/144
187912	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, weiss, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück	16/96

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.

Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher mit Schlaufe grün*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187832	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, grün, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück	24/144
187835	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, grün, 40 x 40 cm, steril, 5 Stück	25/150
187932	Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, grün, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück	16/96

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.



BARRIER® OP-Bekleidung

BARRIER OP-Mäntel bieten zuverlässigen Schutz des Personals sowohl bei kurzen Eingriffen mit geringem Flüssigkeitsaufkommen als auch bei langen Eingriffen mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Die OP-Mäntel der Leistungsstufe "High Performance" sind im kritischen Ärmel- und Frontbereich mit einer Polyethylenfolie verstärkt oder ganzflächig undurchlässig, um den Schutz vor Kontaminationen für das OP-Personal zu erhöhen.³⁵

Dank des atmungsaktiven Materials bieten BARRIER OP-Mäntel bei längeren Eingriffen ein hohes Komfortlevel.³⁵

Unsere BARRIER Bereichskleidung wurde entwickelt, um gleichzeitig Schutz und Sicherheit für die Patient*innen als auch Komfort für das medizinische Fachpersonal zu gewährleisten.³⁵ Das umfangreiche Sortiment an Einwegbereichskleidung und Thermojacken bietet Frische und Sicherheit jeden Tag.³⁸ Einwegbereichskleidung trägt weiterhin zur Infektionskontrolle im Krankenhaus bei.²


Reinraumbekleidung ist nach EN 13795 ein Medizinprodukt. Sie sorgt für eine effektive Infektionskontrolle³ und reduziert das Risiko einer bakteriellen Kontamination über die Luft durch Freisetzung von Hautpartikeln des Personals in die Umgebung.

BARRIER Medizinische Masken (OP-Masken) werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie bieten hohe Filtereigenschaften und teilweise einen Spritzschutz.^{4,35}

Mölnlycke bietet noch weitere Ergänzungsprodukte für die Sicherheit und den Komfort des OP-Personals an, z.B. Bekleidungsprodukte, wie Schutzmäntel und -schürzen.

OP-Mäntel aus SMS-Material

BARRIER OP-Mantel Primary




SCHUTZ	KOMFORT
	



Für leichten Schutz und Einfachheit

- SMS-Material für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulterfalten und nach vorne versetzte Ärmel ermöglichen eine flexible Bewegung
- Erhältlich in der unverstärkten Variante (SP)³⁹

BARRIER OP-Mantel Primary Plus




SCHUTZ	KOMFORT
	




Für Rundum-Schutz und Komfort

- Flüssigkeitsabweisendes SMS Material für mittellange Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulterfalten und nach vorne versetzte Ärmel ermöglichen eine flexible Bewegung
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)³⁹

BARRIER OP-Mantel Ultimate



SCHUTZ	KOMFORT
	




Für ultimativen Schutz und Komfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Maximale Atmungsaktivität
- Stark flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für erhöhten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)³⁹

OP-Mäntel aus Spunlace-Material

BARRIER OP-Mantel Classic SP




SCHUTZ	KOMFORT



Für hohen Tragekomfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Flüssigkeitsabweisendes Spunlace Material für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in der unverstärkten Variante (SP)³⁹

BARRIER OP-Mantel Classic HP (FSC-zertifiziert)



SCHUTZ	KOMFORT




Für hohen Tragekomfort mit FSC-Zertifizierung

- Material aus FSC-zertifiziertem Papier
- Behandeltes Material für erhöhte Resistenz gegen Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung (Blut)
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in der verstärkten Variante (HP)³⁹

OP-Mäntel aus Laminat

BARRIER OP-Mantel FPP*



SCHUTZ	KOMFORT



Für das Plus an Schutz

- Undurchlässig für Körperflüssigkeiten über die gesamte Oberfläche für hohen Schutz
- Leichtes, atmungsaktives Material für gute Wärmeregulierung
- Mikroporen beugen der Schweißbildung vor, während die Polyethylenfolie Flüssigkeitspenetration verhindert
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit

* Fluid Protection Plus

Die Wahl des richtigen OP-Mantels ergibt sich aus der Kombination von Schutz und Komfort

OP-Mäntel wurden zum Schutz von Patient*innen und Personal vor Kreuz-Kontamination entwickelt. Daher ist die Schutzfunktion bei der Auswahl eines geeigneten OP-Mantels unerlässlich. Doch auch der Komfort ist ein wichtiger Faktor. Denn ein unbequemer OP-Mantel kann den Erfolg eines kompletten Eingriffs gefährden.

Ein Material, das atmungsaktiv und flexibel ist, ermöglicht dem Personal, konzentriert zu arbeiten. Ergonomische Details verbessern den Sitz des OP-Mantels und bieten höhere Bewegungsfreiheit.



Unsere sterilen, eingriffsspezifischen Produkte sind für einen schnellen, einfachen und aseptischen Einsatz gefaltet.

Mölnlycke Health Care vereint mehrere ergonomische Elemente in den BARRIER® OP-Mänteln*, zum Beispiel:



Schulterfalten



Der Schnitt der Ärmel ist kompatibel mit Biogel® OP-Handschuhen und verhindert das Rutschen von Handschuhen




Ergonomische Passform ermöglicht Bewegungsfreiheit

* Primary, Primary Plus, Ultimate, FPP und Classic

Wählen Sie den richtigen OP-Mantel für den richtigen Eingriff

Unser Sortiment wurde entwickelt, um die optimale Kombination aus Schutz und Komfort für verschiedene Eingriffe anzubieten – von kurzen Eingriffen mit geringem Risiko bis hin zu langen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle BARRIER OP-Mäntel entsprechen der DIN EN 13795. Primary Plus, Ultimate, Classic und FPP erfüllen zudem auch AAMI 1, 2 oder 3. Die Wahl des Mantels hängt ab von dem anstehenden Eingriff und den spezifischen Anforderungen in der klinischen Kontrolle.^{39, 40}




SCHUTZANFORDERUNGEN

- Flüssigkeitsmenge
- Eingriffsdauer


KOMFORTANFORDERUNGEN

- Atmungsaktivität
- Design und Passform
- Breites Größenangebot

OP-Mäntel Primary Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
560200	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/40
560201	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	-/36
560202	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/36
560203	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/32
560204	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	-/32
560205	157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	-/32
560206	165 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XXL	-/32
560100	119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L	-/40
560101	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	-/36
560102	129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	-/36
560103	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	-/32
560104	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	-/32
560105	157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL	-/32
560106	165 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XXL	-/32

OP-Mantel aus SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.

OP-Mäntel Primary Plus Standard


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
580200	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	20/40
580201	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	18/36
580202	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	18/36
580203	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
580204	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	16/32
580205	157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
580100	119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L	20/40
580101	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	18/36
580102	129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	18/36
580103	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	16/32
580104	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	16/32
580105	157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL	16/32

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

OP-Mäntel Primary Plus verstärkt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
590200	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
590201	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	16/32
590202	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
590203	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	14/28
590204	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	14/28
590205	157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	14/28
590100	119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L	18/36
590101	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	16/32
590102	129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	16/32
590103	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	14/28
590104	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	14/28
590105	157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL	14/28

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.



OP-Mäntel Ultimate Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
680102	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
680103	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	16/32
680104	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
680105	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
680106	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	14/28

OP-Mäntel Ultimate verstärkt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
690102	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	16/32
690103	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	14/28
690104	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	14/28
690105	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	14/28
690106	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	12/24
690107	165 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	12/24

OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem und leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem und leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die grosszügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.


OP-Bindemäntel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
640101	120 cm, 2 Handtücher, ohne Einschlagpapier, L	20/40
640102	120 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, L	22/44
640103	141 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, XL-L	20/40

OP-Bindemantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material als Standard in Schutz und Sicherheit. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material. Die fehlende Überlappung im Rücken sorgt für hohen thermischen Komfort.


OP-Mäntel Classic Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
650101	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, M	20/40
650102	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	20/40
650104	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	20/40
650108	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	18/36
650110	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	18/36
650114	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	18/36
650113	161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel FSC Classic verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
860101	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
860103	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	18/36
860106	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
860108	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
860110	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	16/32
860111	161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
860102	131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	18/36
860105	132 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	18/36
860107	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	18/36

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die grosszügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.



OP-Mäntel FPP*




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
670102	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	32/64
670103	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	30/60
670104	132 cm 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	28/56
670105	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	28/56
670106	161 cm 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	26/52

Ganzflächiger flüssigkeitsundurchlässiger OP-Wickelmantel, gefertigt aus einem leichten, flüssigkeitsundurchlässigen und dennoch atmungsaktiven Material für Eingriffe mit intensivem Flüssigkeitsaufkommen oder für Hochrisikoeingriffe. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

*FPP = Fluid Protection Plus

OP-Mäntel FSC Classic Urologie



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
870301	141 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	16/32
870302	160 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32



Der OP-Mantel Urologie besteht im Front- und Ärmelbereich aus flüssigkeitsundurchlässiger PE-Folie für hohen Schutz bei urologischen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Durch den weiten Schnitt besonders für urologische Eingriffe im Sitzen geeignet. Das offene Rückenteil sorgt für zusätzlichen Komfort. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.



BARRIER® Bereichskleidung

Frische und Reinheit - Tag für Tag

Sie und Ihr Team vollbringen jeden Tag Höchstleistungen und verdienen OP-Bereichskleidung, die immer frisch, hygienisch und ausserordentlich tragefreundlich ist.³⁸

Hohe Qualität und Sicherheit

Unsere BARRIER Bereichskleidung ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt und wird mit fusselfreiem Material hergestellt. Unser Produktions- und Verpackungsprozess gewährleistet höchste und zuverlässige Qualität - zu jeder Zeit.³⁸

Eine Studie zeigt, dass BARRIER Bereichskleidung eine geringere Durchdringung mit Trockenbakterien aufweist als die getesteten wiederverwendbaren Produkte.⁴¹

Komfort ist Kopsache

Unser BARRIER OP-Hauben Sortiment bietet Ihnen eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Modellen und Materialqualitäten.

Sicherheit, die Raum zum Atmen lässt

Wählen Sie die passende OP-Maske für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Umweltfreundlich

Eine Ökobilanz zeigt, dass BARRIER Einweg-Bereichskleidung im Vergleich zu wiederverwendbarer Bereichskleidung eine geringere Umweltbelastung in Bezug auf geringere CO₂-Emissionen und Eutrophierung aufweist.⁴²

OP-Haube Annie



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621500	Barett, farblich sortiert (grün/ weiss/ blau), Gr. L	150/600
621715	Barett, blau, Gr. M	150/600
621725	Barett, grün, Gr. M	150/600
621815	Barett, blau, Gr. L	150/600
621825	Barett, grün, Gr. L	150/600
621835	Barett, weiss, Gr. L	150/600
621925	Barett, grün, Gr. XL	150/600

M = 50 cm
L = 53 cm
XL = 60 cm

OP-Haube Charlotte



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620900	Patientenhaube, weiss, Gr. M	-/200

M = 50 cm

OP-Haube Annie Pro



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621845	Barett, grün, Schweißband	120/480

OP-Haube Flair



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42113	mit Mittelnaht, grün, speziell für volles Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	60/480

LATEX

OP-Haube Flott



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/400

LATEX



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
70042013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/400

Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Haube Tuck



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620100	Astronautenhaube, auch für längeres Haar geeignet, grün	120/960
620105	Astronautenhaube, auch für längeres Haar geeignet, blau	100/500

OP-Haube Glenn



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620200	Astronautenhaube mit Schweissband im Stirnbereich, mit Kragen, auch für längeres Haar geeignet, grün	40/200

OP-Haube All Lady



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42071	Astronautenhaube für Frauen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

OP-Haube All



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42072	Astronautenhaube, blau, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42073	Astronautenhaube, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

OP-Haube All Pro



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42074	Astronautenhaube mit Schweissband, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	70/560



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42076	Astronautenhaube mit Schweissband und Kragen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	50/400

Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Haube Kosack



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621000	mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, grün	120/960
621001	mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, violett	120/960
621005	mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, blau	120/960

OP-Haube Chic



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42033	Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/800
42034	Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, blau, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/800

OP-Haube Flory



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620500	Schwesternschleier, mit variablem Stirnbereich und Bindebändern grün/weiss	100/500

OP-Haube Top



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42093	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960



OP-Haube Peggy



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621700	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar	120/960

OP-Haube Commodus



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
622010	mit integriertem Schweissband, blau/grün/weiss	60/480

OP-Haube Miss



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42022	mit elastischem Nackenband, blau, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42023	mit elastischem Nackenband, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42024	mit elastischem Nackenband, pink, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960



Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Haube Eurocap



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620800	Schiffchenform, blau, Einheitsgrösse	100/500
620810	Schiffchenform, grün, Einheitsgrösse	100/500

OP-Haube Jack



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620300	Schiffchenform, grün	150/1200

OP-Haube Elast



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42062	Schiffchenform, blau, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	150/1200
42063	Schiffchenform, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	150/1200

Haubenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	latexfrei	Schweisband mit Gummizug	Barettform	Astronautenform	Astronautenf. mit Kragen	Schwesternschleier	Schiffchen	elast. Nackenband	langes Haar
Barettform											
620900	OP-Haube Charlotte	weiss	•	•	•						
621500	OP-Haube Annie, farbl. sort.	g/w/b	•	•	•						•
621715	OP-Haube Annie	blau	•	•	•						•
621725	OP-Haube Annie	grün	•	•	•						•
621815	OP-Haube Annie	blau	•	•	•						•
621825	OP-Haube Annie	grün	•	•	•						•
621835	OP-Haube Annie	weiss	•	•	•						•
621845	OP-Haube Annie Pro	grün	•	•	•	•					•
621925	OP-Haube Annie	grün	•	•	•						•
42013	OP-Haube Flott	grün		•	•						•
70042013	OP-Haube Flott	grün	•	•	•						•
42113	OP-Haube Flair, Mittelnaht	grün		•	•						•
Astronautenform											
620100	OP-Haube Tuck	grün	•			•					•
620105	OP-Haube Tuck	blau	•			•					•
620200	OP-Haube Glenn	grün	•	•			•				•
42071	OP-Haube All Lady	grün	•			•					•
42072	OP-Haube All	blau	•			•					•
42073	OP-Haube All	grün	•			•					•
42074	OP-Haube All Pro	grün	•	•		•					•
42076	OP-Haube All Pro	grün	•	•			•				•
Special / Schiffchen / Schwesternschleier											
620300	OP-Haube Jack	grün	•					•			
620800	OP-Haube Eurocap	blau	•					•			
620810	OP-Haube Eurocap	grün	•					•			
621700	OP-Haube Peggy	grün	•	•					•	•	
621000	OP-Haube Kosack	grün	•	•					•	•	
621001	OP-Haube Kosack	violett	•	•					•	•	
621005	OP-Haube Kosack	blau	•	•					•	•	
620500	OP-Haube Flory	grün	•			•				•	
622010	OP-Haube Commodus	b/g/w	•	•	•				•		
42022	OP-Haube Miss	blau		•		•			•	•	
42023	OP-Haube Miss	grün		•		•			•	•	
42024	OP-Haube Miss	pink		•		•			•	•	
42033	OP-Haube Chic	grün	•			•				•	
42034	OP-Haube Chic	blau	•			•				•	
42062	OP-Haube Elast	blau	•				•				
42063	OP-Haube Elast	grün	•				•				
42093	OP-Haube Top	grün		•					•	•	

Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Maske Standard mit Ohrschlaufen



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4311	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Standard mit Bindebändern



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4302	Bindebänder, grün	50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657200	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657000	Bindebänder, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42270	Ohrschlaufen, blau	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42280	Bindebänder, blau	60/600
42290	Bindebänder, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

OP-Maske Standard mit Bindebändern



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4230	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4237	Bindebänder, aus Zellulose, floral	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
428901	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern und kurzem Nasenbügel, antifog, grün	70/700

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4330	Bindebänder, blau	50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4239	Bindebänder, aus Zellulose, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Special



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658200	Ohrschlaufen mit Formhalter, grün	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658000	Bindebänder mit Formhalter, grün	60/600
658010	Bindebänder mit Formhalter, antifog, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657100	Bindebänder, extrabreite Maske für Barträger, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
428801	OP-Maske aus Zellulose, mit extra langen Bindebändern und kurzem Nasenbügel, antifog, grün	70/700

OP-Maske mit einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4231	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Mit gepolstertem Nasenbügel. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4238	OP-Maske mit Bindebändern, kurzer Nasenbügel, antifog, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658300	OP-Maske für empfindliche Haut mit Bindebändern, Formhalter, weiss	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von ≥ 98 %. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

OP-Maske Extra Protection



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4232	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, Visier, blau	50/200

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4236	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, violett	50/500

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4234	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, blau	50/500

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4267	OP-Maske aus Zellulose, mit Ohrenschlaufen, antifog, spritzfest, Visier, blau	50/200

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4224	OP-Maske aus Zellulose, mit Ohrenschlaufen, antifog, spritzfest, blau	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Partikelfiltrierende Halbmasken
(entspricht EN 149:2001 für Atemschutzmasken und EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)

Filtrierende Halbmaske



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42904	FFP2 Maske mit blauen Gummibändern, weiss	20/200

Die Mölnlycke FFP Masken nach EN 149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheitserregender Aerosole. Sie schliessen um Mund und Nase sicher ab und garantieren einen festen Sitz. Darüber hinaus sind sie nach EN 14683 als Medizinische Gesichtsmaske zertifiziert.

Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

Maskenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Ohrschlaufe	Bindeband	Lagen	Farbe	antifog	weiss/ohne Druckfarbe	Formhalter	Visier	gepolsterter Nasenbügel
OP-Masken Standard Typ II (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)										
4311	OP-Maske Basic	•		3-lagig	blau					
657200	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau					
42270	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau					
428901	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün	•				
4237	OP-Maske Standard		•	3-lagig	floral					
4302	OP-Maske Basic		•	3-lagig	grün					
657000	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
42280	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
42290	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün					
4230	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
4239	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün					
4330	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
OP-Masken Special Typ II (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)										
657100	OP-Maske Special		•	3-lagig	blau					
658200	OP-Maske Special	•		3-lagig	grün		•			
658000	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün		•			
658010	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•	•			
4231	OP-Maske Special		•	3-lagig	blau	•				•
658300	OP-Maske Special		•	3-lagig	weiss		•	•		
428801	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•				
4238	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•				
OP-Masken Extra Protection Typ II R (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)										
4224	OP-Maske Extra Protection	•		4-lagig	blau	•				
4232	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	blau	•			•	
4234	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	blau	•				
4236	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	violett	•				
4267	OP-Maske Extra Protection	•		4-lagig	blau	•				•
Partikelfiltrierende Halbmasken (entspricht EN 149:2001 und EN 14683)										
42904	Filterierende Halbmaske, FFP2				weiss					

Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

Bereichskleidung und Reinraumbekleidung im Überblick

„Mein OP-Team hat sehr gute Erfahrungen mit der Bereichskleidung von Mölnlycke gemacht.“

Prof. Dr. Jürgen Beck, stellvertretender medizinischer Leiter
Inselspital Bern, Schweiz



Reinraumbekleidung

Auf Funktionalität ausgelegt mit mehreren grossen Taschen. Die absorbierende Innenseite erhöht den Tragekomfort. Lieferbar in Grössen von S bis XXXL. Trägt zur Generierung ultrareiner Luft bei^{10,11,12,13} und verringert KbE und Partikelzahl signifikant.¹⁰ Dies ist besonders wichtig bei Eingriffen in der Orthopädie und Pädiatrie sowie bei Implantationen.



Bereichskleidung
Unisoft®

Das Unisoft®-Material bietet hohen Tragekomfort in modischem Design. Ausgestattet mit ergonomisch platzierten Taschen. Umfangreiche Grössenauswahl von S bis XXXXL. Einzeln verpackte Oberteile und Hosen ermöglichen eine individuelle Grössenauswahl.



Bereichskleidung
Basic

Aus Vlies in Unisex-Design. Lieferbar in sechs Grössen von S bis XL. Scheren- und Kugelschreiberhalter in einer der drei praktischen Taschen auf dem Oberteil.



Bereichskleidung Set (Shirt und Hose) Basic, in 2 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
836109	Shirt und Hose, blau, S	-/45
836209	Shirt und Hose, blau, M	-/45
836309	Shirt und Hose, blau, L	-/45
836409	Shirt und Hose, blau, XL	-/45
832109	Shirt und Hose, violett, S	-/45
832209	Shirt und Hose, violett, M	-/45
832309	Shirt und Hose, violett, L	-/45
832409	Shirt und Hose, violett, XL	-/45

Bereichskleidung Shirt Unisoft in 2 Farben




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18600	Shirt, grün, XS	-/48
18610	Shirt, grün, S	-/48
18620	Shirt, grün, M	-/48
18630	Shirt, grün, L	-/48
18640	Shirt, grün, XL	-/48
18650	Shirt, grün, XXL	-/48
18660	Shirt, grün, XXXL	-/48
18670	Shirt, grün, XXXXL	-/48
21600	Shirt, blau, XS	-/48
21610	Shirt, blau, S	-/48
21620	Shirt, blau, M	-/48
21630	Shirt, blau, L	-/48
21640	Shirt, blau, XL	-/48
21650	Shirt, blau, XXL	-/48
21660	Shirt, blau, XXXL	-/48
21670	Shirt, blau, XXXXL	-/48

Bereichskleidung Tunnelzughose Unisoft in 2 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18700	Tunnelzughose, grün, XS	-/48
18710	Tunnelzughose, grün, S	-/48
18720	Tunnelzughose, grün, M	-/48
18730	Tunnelzughose, grün, L	-/48
18740	Tunnelzughose, grün, XL	-/48
18750	Tunnelzughose, grün, XXL	-/48
18760	Tunnelzughose, grün, XXXL	-/48
18770	Tunnelzughose, grün, XXXXL	-/48
21700	Tunnelzughose, blau, XS	-/48
21710	Tunnelzughose, blau, S	-/48
21720	Tunnelzughose, blau, M	-/48
21730	Tunnelzughose, blau, L	-/48
21740	Tunnelzughose, blau, XL	-/48
21750	Tunnelzughose, blau, XXL	-/48
21760	Tunnelzughose, blau, XXXL	-/48
21770	Tunnelzughose, blau, XXXXL	-/48

Thermojacke Basic, blau



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831010	Thermojacke, blau, S	-/30
831020	Thermojacke, blau, M	-/30
831030	Thermojacke, blau, L	-/30
831040	Thermojacke, blau, XL	-/30

Thermojacke Unisoft, grün




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18001	Thermojacke, grün, S	-/48
18010	Thermojacke, grün, M	-/48
18020	Thermojacke, grün, L	-/48
18030	Thermojacke, grün, XL	-/48
18040	Thermojacke, grün, XXL	-/48
18050	Thermojacke, grün, XXXL	-/48

Thermojacke Unisoft, blau



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
28000	Thermojacke, blau, S	-/48
28010	Thermojacke, blau, M	-/48
28020	Thermojacke, blau, L	-/48
28030	Thermojacke, blau, XL	-/48
28040	Thermojacke, blau, XXL	-/48
28050	Thermojacke, blau, XXXL	-/48

Wärmejacke Unisoft, grün mit Halbarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18300	Wärmejacke, grün, S	-/48
18310	Wärmejacke, grün, M	-/48
18320	Wärmejacke, grün, L	-/48
18330	Wärmejacke, grün, XL	-/48
18340	Wärmejacke, grün, XXL	-/48

Reinraumbekleidung, Shirt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
842100	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, S	-/26
842200	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, M	-/22
842300	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, L	-/20
842400	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XL	-/18

Reinraumbekleidung, Tunnelzughose


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
843100	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, S	-/26
843200	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, M	-/22
843300	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, L	-/20
843400	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XL	-/18

Schutzmantel unsteril



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1901	114 cm lang, gelb, L	-/50
1902	114 cm lang, blau, L	-/50
1903	114 cm lang, grün, L	-/50
1904	114 cm lang, weiss, L	-/50
1905	114 cm lang, dunkelblau, L	-/50
1921	127 cm lang, gelb, XL	-/50
1922	127 cm lang, blau, XL	-/50
1923	127 cm lang, grün, XL	-/50
1924	127 cm lang, weiss, XL	-/50
1925	127 cm lang, dunkelblau, XL	-/50

Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
19055	114 cm lang, blau, L	-/50
19255	127 cm lang, blau, XL	-/45

Schutzmantel steril



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616650	120 cm lang, blau, L	26/52

Schutzmantel unsteril, undurchlässig



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1931	124 cm lang, gelb, L	-/50
1932	124 cm lang, blau, L	-/50
1933	142 cm lang, gelb, XL	-/40
1934	142 cm lang, blau, XL	-/40

Einwegschrürze



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
613000	2-lagiges Laminat 115 x 75 cm, weiss	-/200
613100	2-lagiges Laminat 145 x 75 cm, weiss	-/150
613350	Polyethylen 140 x 81 cm, weiss	100/500

Patientenhemd ohne Ärmel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616550	Patientenhemd, ohne Ärmel, blau	-/120

Patientenhemd Kurzarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616560	Patientenhemd, Kurzarm, blau	-/120

Schuhüberzug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
359000	Schuhüberzug 36 cm, blau	100/1000

Schuhüberzug



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
359070	Schuhüberzug 40 x 17 cm, weiss/blau	100/1000

Armschützer




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
623501	48 cm lang, mit Ärmelbund, einzeln verpackt	40/80

BARRIER® EasyWarm®



BARRIER® EasyWarm® ist eine aktiv selbstwärmende Einwegdecke, die vor, während und nach der Operation zur Verhinderung von unbeabsichtigten perioperativen Hypothermien eingesetzt werden kann⁵⁴. Sie verfügt über 12 Wärmepads, die aktiviert werden, sobald die Decke aus der Verpackung genommen und der Luft ausgesetzt wird. Die Decke wärmt sich innerhalb von 30 Minuten vollständig auf und hält die Temperatur bis zu 10 Stunden lang aufrecht. Durch die Vorwärmung der Patient:innen mit BARRIER EasyWarm für etwa 30 Minuten vor der Operation wird der anfängliche Abfall der Körperkerntemperatur reduziert, der bei der Einleitung der Anästhesie normalerweise auftritt⁵⁴.

Patienten-Wärmedecke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629998	Vliesstoff 130 x 95 cm	-/40
629999	Vliesstoff 130 x 190 cm	-/20



Patienten-Wärmedecke EasyWarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629900	Aktiv selbstwärmende Patientendecke, 92 x 152 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/10

Patienten-Wärmedecke EasyWarm+



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629910	Aktiv selbstwärmende Patientendecke in 2-teiligem Design, 110/150 x 200 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/7

Biogel® OP-Handschuhe und Biogel® Tech Sortiment

Ihre Hände verdienen das Beste™



Wenn das Behandlungsergebnis in Ihren Händen liegt, brauchen Sie diese Hände, um ihr Bestes zu geben. Die innovativen Handschuhlösungen von Biogel® ermöglichen es Ihnen, Ihr gesamtes berufliches Können einzusetzen und gleichzeitig Ihr wertvollstes Werkzeug zu schützen.

Biogel Handschuhe setzen den Massstab in Bezug auf Qualität und Tastempfinden.¹⁴ Sie bieten nicht nur eine hervorragende Schutzbarriere,¹⁵⁻¹⁸ sondern befähigen Chirurg*innen, exakt zu arbeiten.^{19,20}

Wie gut Ihre Handschuhe auch sein mögen: wenn die Passform nicht stimmt, ist Ihre Leistung beeinträchtigt. Deswegen bieten wir für Hände, die gesund bleiben sollen und Situationen, denen Anwender*innen tagtäglich begegnen, die passenden Biogel Handschuhe - sowohl in Bezug auf die Grösse als auch auf das Einsatzgebiet!

Biogel Handschuhe weisen einen äusserst geringen Fehleranteil von weniger als 0,2 % auf (bezogen auf die durchschnittliche Gesamtzahl der Löcher, die in Wasserhaltetests im Laufe eines Jahres gemessen wurden) und können dank des niedrigen Endotoxin-Levels (< 20 EU/Paar) das Risiko postoperativer Komplikationen senken.^{23,24} Zudem bieten die Indikatorsysteme von Biogel die beste Perforationserkennung der Branche - bis zu 97 % der Perforationen können dadurch erkannt werden.^{21,22}

Ihre Hände sind in allen entscheidenden Momenten für Sie da. Schenken Sie Ihnen deshalb den bestmöglichen Schutz!

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren:



Biogel®

Ihre Hände verdienen das Beste™



Mölnlycke®

Hervorragend doppelwandig

Das Biogel® Indicator System bietet die beste Perforationserkennung^{21,22}



Doppelte Behandschuhung sorgt dafür, dass auch kleinste Risse und Perforationen im OP-Handschuh schnell erkannt werden – und sich damit das Infektionsrisiko nachweislich reduzieren lässt.²⁵⁻²⁷

Dreifach sicher

Eindeutig^{21,28-34}

Durch die einzigartige Farbtechnologie der Innenhandschuhe werden Perforationen und kleinste Schnitte eindeutig sichtbar

Schnell^{21,28-34}

Beschädigungen der patentierten Handschuhe fallen bereits nach kürzester Zeit auf, da sich an der Schadstelle sofort eine signifikante Verfärbung bildet

Auffällig^{21,28-34}

Die Verfärbung dehnt sich markant aus und ist auch aus der Distanz gut zu erkennen – z. B. für OP-Assistent*innen

Eine Studie hat gezeigt, dass das Biogel Indicator System

bis zu **97%** aller Perforationen erkennen kann.^{21,28-34}

Biogel Eclipse® Indicator® System
607



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60755	Grösse 5,5	25 x 2/100 x 2
60760	Grösse 6	25 x 2/100 x 2
60765	Grösse 6,5	25 x 2/100 x 2
60770	Grösse 7	25 x 2/100 x 2
60775	Grösse 7,5	25 x 2/100 x 2
60780	Grösse 8	25 x 2/100 x 2
60785	Grösse 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Latex mit Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar grüne Innenhandschuhe (1/2 Nummer grösser) und ein Paar strohfarbene Aussenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel Eclipse®
751



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
75155	Grösse 5,5	50/200
75160	Grösse 6	50/200
75165	Grösse 6,5	50/200
75170	Grösse 7	50/200
75175	Grösse 7,5	50/200
75180	Grösse 8	50/200
75185	Grösse 8,5	50/200
75190	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung für verbessertes Tastempfinden. Für bessere Griffbarkeit ist die Handschuhoberfläche leicht angestumpft. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein höheres Tastempfinden erfordern.

Biogel Eclipse® Indicator® Underglove
732


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
73255	Grösse 5,5	50/200
73260	Grösse 6	50/200
73265	Grösse 6,5	50/200
73270	Grösse 7	50/200
73275	Grösse 7,5	50/200
73280	Grösse 8	50/200
73285	Grösse 8,5	50/200
73290	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, grüner OP-Innenhandschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung aus Latex. Der Biogel Eclipse Indicator Underglove ist für alle chirurgischen Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko und auch zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® Surgeons
822


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82255	Grösse 5,5	50/200
82260	Grösse 6	50/200
82265	Grösse 6,5	50/200
82270	Grösse 7	50/200
82275	Grösse 7,5	50/200
82280	Grösse 8	50/200
82285	Grösse 8,5	50/200
82290	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® M
823


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82355	Grösse 5,5	50/200
82360	Grösse 6	50/200
82365	Grösse 6,5	50/200
82370	Grösse 7	50/200
82375	Grösse 7,5	50/200
82380	Grösse 8	50/200
82385	Grösse 8,5	50/200
82390	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® Super-Sensitive
825


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82555	Grösse 5,5	50/200
82560	Grösse 6	50/200
82565	Grösse 6,5	50/200
82570	Grösse 7	50/200
82575	Grösse 7,5	50/200
82580	Grösse 8	50/200
82585	Grösse 8,5	50/200
82590	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Indicator® System
414



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41455	Grösse 5,5	25 x 2/100 x 2
41460	Grösse 6	25 x 2/100 x 2
41465	Grösse 6,5	25 x 2/100 x 2
41470	Grösse 7	25 x 2/100 x 2
41475	Grösse 7,5	25 x 2/100 x 2
41480	Grösse 8	25 x 2/100 x 2
41485	Grösse 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer grösser) und ein Paar strohfarbene Aussenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel® PI UltraTouch®
409


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40955	Grösse 5,5	50/200
40960	Grösse 6	50/200
40965	Grösse 6,5	50/200
40970	Grösse 7	50/200
40975	Grösse 7,5	50/200
40980	Grösse 8	50/200
40985	Grösse 8,5	50/200
40990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung und einem Gefühl und Tastempfinden wie bei Latex. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® PI Indicator® Underglove
416



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41655	Grösse 5,5	50/200
41660	Grösse 6	50/200
41665	Grösse 6,5	50/200
41670	Grösse 7	50/200
41675	Grösse 7,5	50/200
41680	Grösse 8	50/200
41685	Grösse 8,5	50/200
41690	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI Micro Indicator® System
483


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48355	Grösse 5,5	25 x 2/100 x 2
48360	Grösse 6	25 x 2/100 x 2
48365	Grösse 6,5	25 x 2/100 x 2
48370	Grösse 7	25 x 2/100 x 2
48375	Grösse 7,5	25 x 2/100 x 2
48380	Grösse 8	25 x 2/100 x 2
48385	Grösse 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer grösser) und ein Paar strohfarbene Aussenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Micro
485


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48555	Grösse 5,5	50/200
48560	Grösse 6	50/200
48565	Grösse 6,5	50/200
48570	Grösse 7	50/200
48575	Grösse 7,5	50/200
48580	Grösse 8	50/200
48585	Grösse 8,5	50/200
48590	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Micro Indicator® Underglove
489


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48955	Grösse 5,5	50/200
48960	Grösse 6	50/200
48965	Grösse 6,5	50/200
48970	Grösse 7	50/200
48975	Grösse 7,5	50/200
48980	Grösse 8	50/200
48985	Grösse 8,5	50/200
48990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI UltraTouch® G
421


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42155	Grösse 5,5	50/200
42160	Grösse 6	50/200
42165	Grösse 6,5	50/200
42170	Grösse 7	50/200
42175	Grösse 7,5	50/200
42180	Grösse 8	50/200
42185	Grösse 8,5	50/200
42190	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® Skinsense®
509


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
50955	Grösse 5,5	50/200
50960	Grösse 6	50/200
50965	Grösse 6,5	50/200
50970	Grösse 7	50/200
50975	Grösse 7,5	50/200
50980	Grösse 8	50/200
50985	Grösse 8,5	50/200
50990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove
406


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40655	Grösse 5,5	50/200
40660	Grösse 6	50/200
40665	Grösse 6,5	50/200
40670	Grösse 7	50/200
40675	Grösse 7,5	50/200
40680	Grösse 8	50/200
40685	Grösse 8,5	50/200
40690	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® NeoDerm®
429


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42955	Grösse 5,5	50/200
42960	Grösse 6	50/200
42965	Grösse 6,5	50/200
42970	Grösse 7	50/200
42975	Grösse 7,5	50/200
42980	Grösse 8	50/200
42985	Grösse 8,5	50/200
42990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Frei von allergieauslösenden Chemikalien wie Thiurame, Mercaptobenzothiazole, Diphenylthiourea, Diphenylguanidin und Dithiocarbamat. Für alle chirurgischen Eingriffe an/mit Latex- und Typ IV-Allergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® Dental
56


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5636	Grösse 5,5	25/150
5637	Grösse 6	25/150
5638	Grösse 6,5	25/150
5639	Grösse 7	25/150
5640	Grösse 7,5	25/150
5641	Grösse 8	25/150
5642	Grösse 8,5	25/150
5643	Grösse 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnmedizinischen Behandlungen geeignet.

Biogel® Diagnostic
56


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5653	Grösse 5,5	25/150
5654	Grösse 6	25/150
5655	Grösse 6,5	25/150
5656	Grösse 7	25/150
5657	Grösse 7,5	25/150
5658	Grösse 8	25/150
5659	Grösse 8,5	25/150
5660	Grösse 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Behandlungen geeignet.

Biogel® Dental Sterile
99990


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9999055	Grösse 5,5	10/100
9999060	Grösse 6	10/100
9999065	Grösse 6,5	10/100
9999070	Grösse 7	10/100
9999075	Grösse 7,5	10/100
9999080	Grösse 8	10/100
9999085	Grösse 8,5	10/100
9999090	Grösse 9	10/100

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnärztlich-chirurgischen/oralchirurgischen Behandlungen geeignet.

Biogel® Tech Sortiment

Für den Einsatz in kritischen Umgebungen

Alle Handschuhe des Biogel® Tech Sortiments sind nach der PSA Kategorie III zertifiziert und wurden für die Verwendung mit Chemotherapeutika und Chemikalien getestet. Je nach Anforderungen und Präferenzen stehen verschiedene Materialien und Handschuhstärken zur Verfügung. Um zu identifizieren, welcher Handschuh für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, beachten Sie auch die Durchbruchzeiten für Chemikalien und Chemotherapeutika.*



Umfassender Schutz in kritischen Umgebungen

Das Biogel® Tech Sortiment wurde speziell für den Einsatz in kritischen Umgebungen, wie pharmazeutischen oder biotechnologischen Produktionsstätten, Forschungslaboren oder für Zubereitungen in Krankenhausapotheken entwickelt, um Prozesse sowie Produkte und Anwender:innen zu schützen.



Zweifach-Verpackung für kritische Umgebungen

Die zwei jeweils verschweissten Verpackungsstufen im Inneren des Transportkartons entsprechen den Hygieneprotokollen für kritische Umgebungen und bieten eine einfache Handhabung.



Innenverpackung und Inneneinschlag aus Kunststoff

Ein Paar sterile Handschuhe befinden sich in einer Peelverpackung aus Kunststoff. Jedes Paar Biogel Tech-Handschuhe verfügt zudem über einen hochwertigen Polyethylen-Inneneinschlag. So wird die Partikelanzahl auf ein Minimum reduziert.



Cleveres Design

Der Inneneinschlag bleibt geöffnet, wenn er aufgefaltet wird, um ein aseptisches Anziehen der Handschuhe zu gewährleisten.



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 Type A



EN ISO 374-1:2016 Type B



EN ISO 374-1:2016 Type C



* In den Permeationsdatenblättern sowie in den Gebrauchsanweisungen finden Sie weitere Daten zu den Durchbruchzeiten für Chemikalien und Chemotherapeutika.

Biogel NeoTech 44509


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4450955	Grösse 5,5	50/200
4450960	Grösse 6	50/200
4450965	Grösse 6,5	50/200
4450970	Grösse 7	50/200
4450975	Grösse 7,5	50/200
4450980	Grösse 8	50/200
4450985	Grösse 8,5	50/200
4450985	Grösse 9	40/160

Polychloropren. Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ A.

Biogel NeoTech Indicator® Underglove 44406


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4440655	Grösse 5,5	50/200
4440660	Grösse 6	50/200
4440665	Grösse 6,5	50/200
4440670	Grösse 7	50/200
4440675	Grösse 7,5	50/200
4440680	Grösse 8	50/200
4440685	Grösse 8,5	50/200
4440690	Grösse 9	40/160

Polychloropren. Blauer Allzweck-Innenhandschuh zur Perforationserkennung. PSA Klasse III, Typ B.

Biogel PI Tech 44409


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4440955	Grösse 5,5	50/200
4440960	Grösse 6	50/200
4440965	Grösse 6,5	50/200
4440970	Grösse 7	50/200
4440975	Grösse 7,5	50/200
4440980	Grösse 8	50/200
4440985	Grösse 8,5	50/200
4440990	Grösse 9	40/160

Polyisopren. Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® PI Tech Indicator® Underglove 44416


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4441655	Grösse 5,5	50/200
4441660	Grösse 6	50/200
4441665	Grösse 6,5	50/200
4441670	Grösse 7	50/200
4441675	Grösse 7,5	50/200
4441680	Grösse 8	50/200
4441685	Grösse 8,5	50/200
4441690	Grösse 9	40/160

Polyisopren. Blauer Allzweck-Innenhandschuh zur Perforationserkennung, PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® PI Micro Tech 44485


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4448555	Grösse 5,5	50/200
4448560	Grösse 6	50/200
4448565	Grösse 6,5	50/200
4448570	Grösse 7	50/200
4448575	Grösse 7,5	50/200
4448580	Grösse 8	50/200
4448585	Grösse 8,5	50/200
4448590	Grösse 9	40/160

Polyisopren. Besonders dünner Handschuh für gutes Tastempfinden. PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove 44489


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4448955	Grösse 5,5	50/200
4448960	Grösse 6	50/200
4448965	Grösse 6,5	50/200
4448970	Grösse 7	50/200
4448975	Grösse 7,5	50/200
4448980	Grösse 8	50/200
4448985	Grösse 8,5	50/200
4448990	Grösse 9	40/160

Polyisopren. Besonders dünner blauer Innenhandschuh zur Perforationserkennung. PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® Tech 44822


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4482255	Grösse 5,5	50/200
4482260	Grösse 6	50/200
4482265	Grösse 6,5	50/200
4482270	Grösse 7	50/200
4482275	Grösse 7,5	50/200
4482280	Grösse 8	50/200
4482285	Grösse 8,5	50/200
4482290	Grösse 9	40/160

Naturkautschuklatex. Strapazierfähiger Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ C.

Referenzen

1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Daten wurden auf dem 23. Kongress der europäischen Assoziation der Krankenhausmanager im September 2010 in Zürich, Schweiz, vorgestellt (Poster).
2. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000; 36; 724-6.
3. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998; 14:206-10.
4. Fulfill the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks – Requirements and test methods.
5. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
6. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials, 2010.
7. Mölnlycke Laboratory Test, USA, PD-528943
8. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
9. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-7
10. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
11. Pada S and Pert TM Curr Opin Infec Dis 2015; 28:369-374.
12. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7.
13. Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. Infection Control and Hospital Epidemiology 2001;22(6):338-346.
14. In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison. Study G009-005. Mölnlycke Health Care 2009. Data on file.
15. Collins J. A Clinical Evaluation of Polyisoprene Biogel Orthopaedic Surgical Gloves. Design Validation DP36_3.6.1, Mölnlycke Health Care 2011.
16. Collins J. A Clinical Investigation to Evaluate the Biogel PI Micro Surgical Glove to Ensure Performance as Intended. Clinical Investigation Report, Mölnlycke Health Care 2014.
17. Aldlyami, Ehab; Kulkarni, Ashwin; et al. Latex-free gloves Safer for Whom?; The Journal of Arthroplasty; 2010; Vol. 25 No. 1 pp. 27-30.
18. Gottrup F, Müller K, Bergmark S, Nørregaard S. Powder-free, non-sterile gloves assessed in a wound healing centre. Eur J Surg. 2001 Aug;167(8):625-7.
19. Customer Validation of Biogel Value Proposition. Mölnlycke Health Care. January 2020. Data on file.
20. Ke Li, Na Wei, and Shouwei Yue. Effects of Tactile Sensitivity on Structural Variability of Digit Forces during Stable Precision Grip. BioMed Research International, vol. 2016.
21. Wigmore SJ & Rainey JB. Use of coloured undergloves to detect puncture. BJS 1994; 81:1480.
22. MHC Report, Glove puncture detection systems, GMCS-2017-098. Data on file.
23. Summary of Technical Documents. Mölnlycke Health Care. Data on File.
24. Asplund Peiro S et al. Quantitative determination of endotoxins on surgical gloves. Journal of Hospital Infection 1990; 16:167-172.
25. Mischke C et al. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7;(3):CD009573
26. Thomas S et al. Intraoperative glove perforation - single versus double gloving in protection against skin contamination. Postgrad. Med. J. 2001;77 458-460.
27. Tanner J, et al. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19;(3):CD003087.
28. Hübner NO, Goerdt AM, Stanislawski N et al. Bacterial migration through punctured surgical gloves under real surgical conditions. BMC Infect Dis. 2010 Jul 1;10:192.
29. Avery CME, Taylor J. Johnson PA (1999) Doublegloving and a system for identifying glove perforations in maxillofacial trauma surgery. Br J Oral Maxillofacial Surg 37:316-19.
30. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves. 2008. Data on file.
31. Avery CM, Gallagher P, Birnbaum W. Double gloving and a glove perforation indication system during the dental treatment of HIV positive patients: are they necessary? Br Dent J. 1999 Jan 9;186(1):27-9.
32. Evaluation of Indication Performance of Meditrad and Sempermed NR Double Gloving Combinations versus Biogel NR Indicators. 2018. Data on file.
33. Evaluation of Indication Performance of Biogel Natural Rubber Indicator Systems versus Competitors' Double Gloving Combinations. 2019. Data on file.
34. Evaluation of Indication Performance of Biogel Synthetic Double Gloving Combinations versus Competitors' Double Gloving Combinations. 2019. Data on file.
35. Mölnlycke Health Care, Data on file.
36. Collins J. An Open label Evaluation of the Biogel PI ProFit Surgical Glove. CIR_BioGel_PL_ProFit_Design Validation DP35_3.6.1, Mölnlycke Health Care. 2012.
37. Carter S, Choong S, Marino A, Sellu D. Can surgical gloves be made thinner without increasing their liability to puncture? Ann R Coll Surg Engl. 1996 May;78(3 [Pt 1]):186-7. Mölnlycke Health Care. 2012.
38. Design Verification report: PD-523866, Design Verification Report PD-509013
39. EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns.
40. ANSI/AAMI PB70:Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.
41. Mölnlycke Laboratory Test, USA, PD-528943, PD-528942.
42. Eriksson E & Westerdahl J. Life Cycle Assessment of single-use and reusable hospital staff clothing on the Spanish market. Gothenburg, 2 September, 2011. IVL Swedish Environmental Research Institute.

Kundenservice und Social Media

Kundenservice

Tel.: 0800/563 195, Fax: 0800/563 197, E-Mail: csc.ch@molnlycke.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn:



Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

Unser Ziel

Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Wir streben danach, medizinischen Fachkräften die bestmöglichen Lösungen für ein optimales Ergebnis an die Hand zu geben.

14

Produktionsstätten
in 8 Ländern



99%

im Besitz von Investor AB
der Rest im Besitz
der Geschäftsleitung

8.070

Mitarbeiter*innen weltweit

1.686 Mio

weltweiter Jahresumsatz
EUR Währung (2021)

Rufnummer für Bestellungen:

Customer Service Center 0800/563 195

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, CH-8952 Schlieren, Schweiz. Tel. +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com, www.molnlycke.ch

Die Marken Mölnlycke, BARRIER, Drisite, Biogel, ProcedurePak, Mefix, Mepore, Mepilex, Mepitel, Mextra, Exufiber, Safetac, Tubifast, Granulacyn, Granulox, Avance sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. CHIMSU2024_01 <https://www.molnlycke.ch/informationen-zu-dieser-seite/terms-of-use/>

