

BARRIER® Isolation gown AAMI 2

Hengittävät suojatakit, jotka vähentävät terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden kontaminoitumista epästeriileissä ympäristöissä



Kätevä elastinen pään yli vedettävä ratkaisu ergonomiseen pukemiseen ja riisumiseen


Sidottava vyötärönauha estää lattiakosketuksen aiheuttaman kontaminaation

Suojatakit on suunniteltu vähentämään terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden kontaminoitumista epästeriileissä ympäristöissä. Suojatakit täyttävät standardin ANSI/AAMIPB70:2012 tason 2 suojausvaatimukset. Kätevä elastinen ratkaisu mahtuu hyvin pään yli vedettäessä ja mahdollistaa ergonomisen pukemisen ja riisumisen. Vyötäröhihna estää lattiakosketuksen aiheuttaman kontaminaation.

- Suunniteltu vähentämään terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden kontaminoitumista epästeriileissä ympäristöissä
- Hengittävä
- Neulotut hihansuut, ergonominen joustava niskaosa, useat koot ja kaksi väri vaihtoehtoa (sininen ja keltainen) takaavat hyvän suojan ja käyttömukavuuden
- Ultraäänihitsattu sauma antaa lisäsuojaa
- Vastaa standardin ANSI/AAMI PB70:2012 tason 2 vaatimuksia

Tilaustiedot

Tuote-numero	Koko	Väri	Pituus (cm)	Leveys (cm)	PE-pussi/ Kuljetusltk.
1301	M	Sininen	106	128	10/120
1302	M	Keltainen	106	128	10/120
1311	L	Sininen	115	140	10/90
1312	L	Keltainen	115	140	10/90
1321	XL	Sininen	135	162	10/90
1322	XL	Keltainen	135	162	10/90
1331	XXL	Sininen	145	176	10/90
1332	XXL	Keltainen	145	176	10/90



Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00150 Helsinki, Suomi. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycke- ja BARRIER-tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai usealle Mölnlycke Health Care -konsernin yhtiölle. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1872107


Mölnlycke®