




Aidosti räätälöidyt
laparoskooppiset ratkaisut

Tehosta laparoskooppisia toimenpiteitä

Standardoimalla laparoskooppiset toimenpiteet varmistat, että tiimisi tarjoaa jatkuvasti tehokasta ja laadukasta hoitoa potilaille.

Entä sitten paineet säästää kustannuksia tai jopa lisätä potilastoimenpiteiden määrää?

Työskentelemällä yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme ymmärtäneet, kuinka paljon juuri heidän osastonsa laparoskooppisia toimenpiteitä varten räätälöity ratkaisu voi auttaa työn yksinkertaistamisessa, kustannusten tasapainottamisessa ja kirurgisten tavoitteiden saavuttamisessa.





Me olemme tiimi.
Terveysthuollon ammattilaiset,
omistautuneet kollegat,
sekä budjetin vartijat ja
ajansäästäjät.

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Tehokkaita ratkaisuja tiimillesi



Laparoskooppista asiantuntemusta

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan ajan ja kustannusten säästön kannalta tehokkaimman ratkaisun.



UUSI

Korkealaatuisia laparoskooppisia instrumentteja

Kertakäyttöiset instrumentit saatavana yksittäin pakattuina tai asiakasräätelöidyissä pakkauksissa

- Kattava valikoima troakaaria
- Monipuolinen valikoima laparoskooppisia monopolaarisia instrumentteja, saatavana kahdella erilaisella kädensijalla
- Monopolaarinen L-koukku
- Laparoskooppiset sakset
- Irrotettava laparoskooppinen haavi


Laparoskooppisia erikoisliinoja ja komponentteja ProcedurePak -pakkauksiin

Täydellinen valikoima laparoskooppisia tuotteita, kuten

UUSI

Laparoskooppiset erikoisliinat

- Leikkaustakit
- Turvkomponentit
- Ihonsulkuvälineet
- Kipot
- Veress-neulat
- Kaasusuodatinletkut
- Imu- ja huuhtelusetit
- Kameraputkensuojat
- Huurteenpoistoneste
- Kaasunpoistoletku



Kattava ratkaisu tehokkaampaan toimintaan

Asiantuntijamme työskentelevät tiiviisti kanssanne ja auttavat arvioimaan, mikä on teille paras kokoonpano uudesta laparoskooppisten instrumenttien valikoimastamme sekä muista keskeisistä komponenteista. Tuloksena on sairaalanne käyttöön täydellisesti soveltuva laparoskooppinen ratkaisu, joka sisältää kaiken mitä toimenpiteessä tarvitsette, yhdessä kätevässä ja kustannustehokkaassa pakkauksessa.



40 %

**LYHYEMPI VALMISTE-
LUAIKA. MAHDOLLISTAA
USEAMPIEN TOIMENPI-
TEIDEN TEKEMISEN.**

Yhdellä pakkauksella voitte

- lyhentää valmisteluaikaa jopa 40 %*
- luottaa jokaiseen komponenttiin
- mahdollisesti lisätä toimenpiteiden määrää
- vähentää jätteiden määrää ja logistisia kustannuksia.

**”Toimenpiteiden
määrä kasvoi 18 %.
Kokonaistyöajasta säästy
1 060 tuntia, ja taloudellinen
säästö oli 51 000 euroa.”**


Hartmut Freckmann, leikkaussalihoitaja,
Saksa, kertoo asiakasräätälöidyistä
toimenpidepakkauksista.

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Kirurgit pitivät Mölnlycke Health Caren instrumentteja selvästi parempina

Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa äskettäin tehdyssä tutkimuksessa 21 laparoskooppisia toimenpiteitä tekeviä kirurgeja pyydettiin kokeilemaan Mölnlycke Health Caren uusia laparoskooppisia instrumentteja ja vertaamaan niitä kolmen markkinajohtajan instrumentteihin.* Jotta tutkimus oli mahdollisimman objektiivinen, osallistujien silmät peitettiin. Tällä varmistettiin, että heidän arvionsa perustuivat ainoastaan sormituntumaan. Entä tulos? He pitivät Mölnlycken uusia instrumentteja selvästi parempina.

Arvosteluperiaatteet ja arviointikriteerit
Käytössä oli yhtenäinen arviointi analogisella asteikolla 1–6, jotta vältettiin mahdollisuus valita helppo keskitason numero. 6 oli paras tulos ja 1 huonoin tulos.



Mölnlycken troakaaret ovat tasoissa markkinajohtajan mallien kanssa

Yksi ratkaisu, joka hyödyttää koko tiimiä

Työkenneltyämme asiakkaiden kanssa tiedämme, että asiakasräätälöidyt toimenpidepakkaukset tarjoavat monia hyötyjä. Yksi kokoonpano ei sovi kaikille – jokaisella toimenpiteellä ja jokaisella sairaalalla on oma suosikkikokoonpanonsa. Pakkauksemme räätälöidäänkin aina tarpeiden mukaan.


- **Ajansäästö:** lyhyempi valmistelu-aika sekä nopeampi leikkauksen aloitusaika lisäävät toimenpiteiden määrää (jopa 40 prosentin ajansäästö kokonaisvalmisteluajassa** tilauksen tekemisestä aina jätteen hävittämiseen)
- **Pienempi infektoriski,** koska avattavia pakkauksia on vähemmän
- **Vähemmän pakkausmateriaaleja** eli vähemmän jätettä
- **Potilasturvallisuus ja korkealaatuinen hoito:** joka kerta taataan johdonmukaisesti samanlainen menettelytapa
- **Helpottaa leikkaussalitiimin työtä**
- **Vähentää logistisia kustannuksia**

*Yksöissokkoutettu, monikeskustutkimus yleisesti käytetyistä laparoskooppisista instrumenteista. Julkaisematon raportti. Mölnlycke Health Care, 2016


**Lähdeviite: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Tiedot esitetty EAHM:n (European Association of Hospital Managers) 23. konferenssissa Zürichissä, Sveitsissä syyskuussa 2010 (poster).

”Erittäin kevyt ja erittäin helppo käyttää. Hyvä kierto ja kädensija, haluaisin työskennellä tällä.”


Saksalainen kirurgi Mölnlycke Health Caren laparoskooppisista pihdeistä



Mölnlycken sakset päihittävät muut sakset kaikilla osa-alueilla



Mölnlycken perinteinen kädensija oli selvästi ylivertainen



Mölnlycken tarttumapihtejä pidettiin parhaina



Mitä enemmän komponentteja asiakasräätälöityyn pakkaukseen laitetaan, sitä enemmän lisäarvoa ja tehokkuutta saavutetaan!

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi





Mitä enemmän valitset tuotteita pakkaukseen, sitä enemmän säästät

Laparoskopian asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan juuri omalle tiimillesi soveltuvan ratkaisun.

Autamme muutoksen toteuttamisessa, jotta saat enemmän hyötyä valitsemastasi ratkaisusta.

Pystymme määrittämään ratkaisun taloudellisen arvon tieteellisten tutkimusten perusteella ja antamaan siitä kattavan raportin.

Kokeilkaa laskurimme avulla, kuinka paljon voisitte säästää!

molnycke.fi/value-calculator



Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Instrumentit

Laparoskooppiset instrumentit ovat avainasemassa asiakasräätelöidyissä laparoskooppisissa ratkaisuisa. Valikoimamme sisältää monenlaisia troakaareja, monopolaarisia saksia, -instrumentteja ja L-koukkuelektrodin sekä irrotettavan laparoskooppisen haavin eli kaiken, mitä toimenpiteessä tarvitset. Pakkaamme kaiken tarvitsemasi yhteen pakkaukseen ja näin voit säästää aikaa ja kustannuksia.

Irrotettava laparoskooppinen haavi

- Saatavana useita kokovaihtoehtoja kaikenlaisten kudosis- ja elintyyppien poistamiseen
- Itsestään avautuva pussi helpottaa näytteen poimimista haaviin
- Metallirengas pitää pussin aukon kunnolla auki myös vaativissa näytteenottotilanteissa



Tuotenro	Kuvaus	Koko	Pussin koko	Tilavuus	Pakkaus
899102	Irrotettava laparoskooppinen haavi	10 mm	90 x 145 mm	250 ml	5/50
899103	Irrotettava laparoskooppinen haavi	10 mm	130 x 180 mm	600 ml	5/50
899112	Irrotettava laparoskooppinen haavi	12 mm	190 x 230 mm	1150ml	5/50
899104	Irrotettava laparoskooppinen haavi	15 mm	190 x 230 mm	1150 ml	5/50

Monopolaarinen L-koukkuelektrodi

- 5 mm:n monopolaarinen L-koukkuelektrodi mahdollistaa suonien ja kudosten tarkan ja hallitun dissekoinnin
- Kertakäyttöinen instrumentti on varmasti steriili
- Turvallinen monopolaarisen virran aktivointi ehkäisee viereisten kudosten palovammoja
- Kevyt ja ergonominen kädensija mahdollistaa tarkan ja hallitun kudoksen dissekoinnin



Tuotenro	Kuvaus	Koko	Pituus	Pakkaus
899100	Monopolaarinen L-koukkuelektrodi	5 mm	33 cm	10/100
899101	Monopolaarinen L-koukkuelektrodi, jossa kaapeli	5 mm	33 cm	10/100



Monopolaariset sakset

- Suonien ja kudoksen tarkkaan dissekointiin, koagulointiin ja transekstioon
- Aina terävä kertakäyttöinen instrumentti minimoi uudelleen käsittely- ja sterilointikustannukset
- Metzenbaum-leukaterät varmistavat tarkan leikkauksen koko terän pituudelta



Tuotenro	Kuvaus	Koko	Pituus	Pakkaus
899216	Monopolaariset sakset – Metzenbaum	5 mm	33 cm	10/100
899217	Monopolaariset sakset – Mini Metzenbaum	5 mm	33 cm	10/100
899218	Monopolaariset sakset – Metzenbaum	5 mm	45 cm	10/100


Veress-neula



- Terävä viistokärki mahdollistaa helpon ja turvallisen piston vatsanpeitteiden läpi
- Jousitoimisesta neulasta tuntee ja kuulee napsahduksen, kun se on oikein paikallaan
- Kun neula on lävistänyt vatsakudokset, tylppä suojus suojaa kärkeä, jotta se ei vaurioita viereisiä elimiä

Tuotenro	Kuvaus	Pituus	Pakkaus
899105	Veress-neula	120 mm	25/500
899106	Veress-neula	150 mm	25/500

Imu- ja huuhtelusetti



- Ergonominen muotoilu. Käsikappaletta voi käyttää kummalla kädellä tahansa
- Läpinäkyvä käsikappale
- Yksisuuntainen venttiili estää keittosuolaliuoksen valumisen takaisin
- Pehmeä ja taipuisa letku, joka ei sisällä DEHP:tä ja on helppo irrottaa

Tuotenro	Kuvaus	Koko	Pituus	Pakkaus
899107	Imu- ja huuhtelusetti, y-haara	5 mm	33 cm	10/20
899108	Imu- ja huuhtelusetti, y-haara	5 mm	45 cm	10/20
899109	Imukärki	10 mm	33 cm	10/100


Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Troakaaret

- Kattava valikoima ergonomisesti muotoiltuja troakaareja turvallisiin vatsaontelon toimenpiteisiin


- Läpinäkyvä, uritettu kanyyli instrumentin visualisointiin

- Kestävä yleistiiviste soveltuu 5–12 mm:n instrumenteille* samalla säilyttäen pneumoperitoneumin



Terällinen troacaari suojuksella

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899300	5 mm	70 mm	5/60
899301	5 mm	100 mm	5/60
899302	11 mm	100 mm	5/60
899303	11 mm	150 mm	5/30
899304	12 mm	100 mm	5/60
899305	12 mm	150 mm	5/30



Terätön troacaari dilatoivalla kärjellä

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899308	5 mm	70 mm	5/60
899309	5 mm	100 mm	5/60
899310	11 mm	100 mm	5/60
899311	11 mm	150 mm	5/30
899312	12 mm	100 mm	5/60
899313	12 mm	150 mm	5/30



Optinen troacaari pistoolikädensijalla

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899314	11 mm	100 mm	5/30
899315	12 mm	100 mm	5/30

*Liittyy halkaisijaltaan 12 mm:n troacaariin




Optinen troakaari

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899316	5 mm	70 mm	5/60
899317	5 mm	100 mm	5/60
899324	5 mm	150 mm	5/60
899318	11 mm	100 mm	5/60
899325	11 mm	150 mm	5/60
899319	12 mm	100 mm	5/60
899326	12 mm	150 mm	5/60



Troakaarikanyyli

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899320	5 mm	70 mm	5/60
899321	5 mm	100 mm	5/60
899322	11 mm	100 mm	5/60
899323	12 mm	100 mm	5/60



Hasson-troakaari

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899306	11 mm	100 mm	5/60
899307	12 mm	100 mm	5/60



Optinen ballongillinen troakaari

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899330	5mm	70mm	5/60
899327	5mm	100mm	5/60
899331	11mm	100mm	5/60
899328	12mm	100mm	5/60



Hasson ballongillinen troakaari

Tuotenumero	Koko	Pituus	Pakkaus
899329	12mm	100mm	5/60

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Monopolaariset instrumentit

- Laaja valikoima erilaisia kärkiä monenlaisiin kirurgisiin tarpeisiin
- Kestävät, leveäkitaiset pihdin leuat takaavat optimaalisen otteen toimenpiteen aikana
- Saatavana kahdella erilaisella kädensijalla, lisäten valinnanvaraa ja käyttömukavuutta



Muotoiltu kädensija



Tuotenro	Kuvaus	Koko	Pituus	Pakkaus
899200	Suorat tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899201	Maryland-pihdit	5 mm	33 cm	10/100
899202	Clinch-tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899203	Babcock-tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899204	Rotanhammas-tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899205	Ankannokka-tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899206	Suoli-tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899207	Suorat aukolliset tarttumapihdit hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100

Perinteinen kädensija



Tuotenro	Kuvaus	Koko	Pituus	Kpl/pakkaus
899208	Suorat tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899209	Maryland-pihdit	5 mm	33 cm	10/100
899210	Clinch-tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899211	Babcock-tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899212	Rotanhammas-tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899213	Ankannokka-tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899214	Suoli-tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100
899215	Suorat aukolliset tarttumapihdit on/off hammastuksella	5 mm	33 cm	10/100

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Laparoskooppisia komponentteja räätälöityihin pakkauksiin

Laadukkaaseen valikoimaamme kuuluu mm. Veress-neuloja, kaasusuodatinletkuja, imu- ja huuhteluletkustoja, kameraputkensuojia, huurteenpoistoneste ja kaasunpoistoletku. Voitte lisätä pakkaukseen myös leikkaustakkeja, käsineitä, turvatuotteta ja haavasidoksia saavuttaaksenne mahdollisimman suuren hyödyn.




Kaasusuodatinletkut

Tuotenro*	Kuvaus
2318957-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 300 cm MLL/MLL
2318996-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 300 cm MLL/Funnel
2318997-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 250 cm MLL/Yhdistäjä Wolf
2319000-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 300 cm MLL/22mm/15mm sovittaja
2319001-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 300 cm MLL/Funnel valkoinen
2318958-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 300 cm LL/MLL
2318998-00	Kaasusuodatinletku filterillä 26Ch 300 cm MLL/MLL adapteri LL/LL



Kameraputkensuojat

Tuotenro*	Kuvaus
2318643-00	Kameraputkensuoja 15x250 cm, lukitusjärjestelmä
2318627-00	Kameraputkensuoja 15x250 cm, napsautuslukitus
2308481-00	Kameraputkensuoja 18x250 cm



Kaasunpoisto

Tuotenro*	Kuvaus
2318481-00	Kaasunpoistoletku liinaklipsillä



Huurteenpoistoneste

Tuotenro*	Kuvaus
2315127-00	Huurteenpoistoneste ja sieni



Monopolaaristen instrumenttien kaapelit

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
899110	Kaapeli Universal 4mm	40
899111	Kaapeli Universal 8mm	40

*Tuotenumerot tuotteille asiakasräätälöityihin pakkauksiin

Leikkauspeitteet

BARRIER® laparoskooppinen valikoima täyttää laparoskopiatoimenpiteiden erikoistarpeet. Vatsan laajentuminen, asennon muuttuminen leikkauksen aikana, letkujen ja instrumenttien käyttö sekä litotomia-asento asettavat erityisiä vaatimuksia turvalliselle ja tehokkaalle peittelylle. Laparoskopiapitteiden muotoilu vastaa laparoskooppisen kirurgian tiukimpiakin vaatimuksia, huomioiden pienimmätkin yksityiskohdat.

Uudet BARRIER®-laparoskopialakanat

Litotomia-asento

Erikoispitkät jalkaosat

varmistavat liinan sopivuuden kaikenlaisten jalkatukien kanssa:

- integroitu teippi pituuden säätämiseen
- läpinäkyvät sivut, jotka mahdollistavat raajojen oikean asennon tarkistamisen

Erikoisyyvät taskut

laparoskooppisille instrumenteille

Integroidut letkunpidikkeet

pitävät työskentelyalueen järjestyksessä

Joustavat BARRIER® Flex

-liimareunat varmistavat tiiviin kiinnityksen, kun vatsan alue laajenee




Selkäasento





All-in-one lakanat tarjoavat monia etuja:


- Mahdollistavat aina vaivattoman ja tehokkaan peittelyn
- Säästävät aikaa – peittely 3 kertaa nopeampaa kuin käytettäessä peruspakkausta
- Vähemmän liinoja, vähemmän vaiheita – pienempi kontaminaatoriski



Laparoskopiaalakana selkäasentoon




Tuotenro*	Kuvaus
954226	Laparoskopiaalakana 200/250x340 cm, kiinnittyvä reikä 32 x 30 cm



Laparoskopiaalakana litotomia-asentoon



Tuotenro*	Kuvaus
944206	Laparoskopiaalakana 250/200/300x260 cm, kiinnittyvä reikä 32 x 30 cm



Laparoskopiaalakana ylä-alatie litotomia-asentoon




Tuotenro*	Kuvaus
944201	Laparoskopiaalakana 250/200/300x260 cm, kiinnittyvät reiät 32x30 cm ja 10x13 cm

*Tuotenumerot tuotteille asiakasräätelöityihin pakkauksiin

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut


Laparoskopiaalakanat jalkasuojilla ja ylä-alatie aukoilla:



Laparoskopiaalakanana ylä-alatie




Tuotenro*	Kuvaus
944200	Laparoskopiaalakanana 250/175/270x260 cm, kiin. reikä 25x30 cm ja reikä 13x24 cm
944210	Laparoskopiaalakanana 300/200/270x295 cm, kiin. reikä 25x30 cm ja reikä 13x24 cm



Laparoskopiaalakanana

Tuotenro*	Kuvaus
956966	Laparoskopiaalakanana 250/270x270 cm, kiinnittyvä reikä 26x20 cm ja reikä 7.5x13 cm



Laparoskopiaalakanana

Tuotenro*	Kuvaus
969660	Laparoskopiaalakanana 200/260x330 cm, kiinnittyvä reikä 25x20 cm ja reikä 6x15 cm

*Tuotenumerot tuotteille asiakasräätälöityihin pakkauksiin

Muistilistasi komponenttien valitsemiseen laparoskooppisiin toimenpiteisiin

Kaikki tuotteet voidaan sisällyttää asiakasräätälöityyn pakkaukseen, joka räätälöidään tarpeidesi ja mieltymystesi mukaiseksi.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Laparoskooppinen lakana | <input type="checkbox"/> Terän irrottaja | <input type="checkbox"/> Monopolaarinen L-koukkuelektrodi |
| <input type="checkbox"/> Täydentävät liinat | <input type="checkbox"/> Ojennusastia | <input type="checkbox"/> Troakaaret |
| <input type="checkbox"/> Leikkaustakit | <input type="checkbox"/> Turvaveitset | <input type="checkbox"/> Troakaarikanyylit |
| <input type="checkbox"/> Kuitu- ja harsotuotteet | <input type="checkbox"/> Time out -liina | <input type="checkbox"/> Irrotettava laparoskooppinen haavi |
| <input type="checkbox"/> Ruiskut | <input type="checkbox"/> Liukumaton instrumenttimatto | <input type="checkbox"/> Monopolaarinen kaapeli |
| <input type="checkbox"/> Neulat | <input type="checkbox"/> Kameraputkensuoja | <input type="checkbox"/> Ihonsulkuhakaset |
| <input type="checkbox"/> Kaasusuodatinletku | <input type="checkbox"/> Metalliset instrumentit | <input type="checkbox"/> Diatermiakynä |
| <input type="checkbox"/> Veress-neula | <input type="checkbox"/> Ommel-aineet | <input type="checkbox"/> Ihonmerkkaukynä |
| <input type="checkbox"/> Imu- ja huuhtelusetti | <input type="checkbox"/> Haavasidokset | <input type="checkbox"/> Värikoodaus |
| <input type="checkbox"/> Kaasunpoistoletku | <input type="checkbox"/> Kulhot ja kipot | |
| <input type="checkbox"/> Huurteenpoistoneste | <input type="checkbox"/> Monopolaariset pihdit | |
| <input type="checkbox"/> Neulankerääjä | <input type="checkbox"/> Monopolaariset sakset | |

Kun haluat räätälöidä oman pakkauksesi, ota yhteys Mólnlycke Health Caren myyntiedustajaan.



Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Kumppanisi laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseen

Mölnlycke on maailman johtavia yhteistyökumppaneita tarjoten kertakäyttöisiä kirurgisia tuotteita ja edistyksellisiä haavanhoitotuotteita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille. Voit keskittyä potilaista huolehtimiseen, kun varmistat resurssisi hyödyntämällä innovatiivisten tuotteiden valikoimaamme.

- Täydellinen valikoima korkealaatuisia leikkauspeitteitä, -takkeja ja muita leikkaussalituotteita
- Korkealaatuisia ja teknisesti edistyksellisiä Biogel® -leikkauskäsineitä
- Markkinoiden johtava asiakasräätälöity ratkaisu
- Edistyksellisiä haavanhoidon tuotteita Safetac® -teknologialla

Olemme sitoutuneet kehittämään uusia ratkaisuja, jotka auttavat sinua työssäsi.

Tutustu laparoskooppiseen valikoimaamme osoitteessa

molnlycke.com/surgicalprocedures/laparoscopic-surgery



Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin 0201 622 300.

Mölnlycke Health Care-, BARRIER®, Biogel®- ja Safetac®-tavaramerkit, nimet ja logotyypit ovat kansainvälisesti rekisteröityjä vähintään yhdelle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0221608


Mölnlycke®