

Électrode monopolaire à crochet L Mölnlycke®

Solutions de cœlioscopie personnalisées




L'électrode monopolaire à crochet L Mölnlycke® de 5mm autorise une dissection et une coagulation précises et contrôlées des vaisseaux et tissus.

- Un instrument à usage unique garantissant la stérilité et activant efficacement le courant monopolaire, évitant la brûlure des tissus adjacents
- Poignée légère et ergonomique pour une dissection précise et contrôlée des tissus
- Tige de 33cm parfaitement isolée pour plus de sécurité
- Disponible avec un câble à usage unique pour davantage de flexibilité et de confort
- Ne contient ni latex ni DEHP


Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant de trousse composites Mölnlycke®.



Crochet L



Électrode monopolaire à crochet L Mölnlycke®, avec câble



Électrode monopolaire à crochet L Mölnlycke®, sans câble

N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899100	Électrode monopolaire à crochet L Mölnlycke®	5mm	33cm	10
899101	Électrode monopolaire à crochet L Mölnlycke®, avec câble	5mm	33cm	10

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00551709)

