

# Sac d'extraction détachable Mölnlycke®

Solutions de cœlioscopie personnalisées



Le sac d'extraction détachable Mölnlycke® est un dispositif unique permettant une saisie et une extraction rapides, simples et sûres des organes et tissus réséqués. La possibilité de détacher le sac, offre au chirurgien un confort durable, lui permettant de différer l'extraction des tissus prélevés. Le maintien de la suture permet un détachement rapide, donnant la possibilité au chirurgien de continuer à utiliser le trocart avec d'autres instruments, sans perte du pneumopéritoine.

- Design unique garantissant une manipulation simple et intuitive
- Sac à anneau auto-ouvrant pour un prélèvement rapide et facile des spécimens
- Amélioration de l'anneau métallique pour un déploiement simple ainsi qu'une ouverture plus large permettant de prélever les spécimens les plus difficiles
- Matériel non poreux, ultrasolide et résistant aux déchirures pour limiter les infections au niveau de la zone d'insertion et de développer un carcinome
- Utilisation pratique grâce à sa fonction détachable permettant une extraction du sac en différé
- Disponible en plusieurs tailles pour le prélèvement de tous les types d'organes et de tissus
- Ne contient ni latex ni DEHP

Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant de trousse composites Mölnlycke®.



Sac d'extraction détachable Mölnlycke®

N° de réf.	Description	Taille	Taille du sac (mm)	Volume	Pièces/disp.
899102	Sac d'extraction détachable Mölnlycke®	10mm	9x14,5cm	250ml	5
899103	Sac d'extraction détachable Mölnlycke®	10mm	13x18cm	600ml	5
899112	Sac d'extraction détachable Mölnlycke®	12mm	19x23cm	1150ml	5
899104	Sac d'extraction détachable Mölnlycke®	15mm	19x23cm	1150ml	5

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique  
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00511709)



Mölnlycke®