



Champ de thyroïde **BARRIER**[®]

- **Plié de façon optimale** pour une utilisation stérile, peut être apposé en toute simplicité par une seule personne
- **Absorption efficace** pour une zone de travail maintenue au sec
- **Design tridimensionnel** pour un meilleur drapage
- **Film d'incision transparent intégré** pour une fixation sûre

Instructions



1. Enlevez le papier protecteur.



2. Posez le champ opératoire sur le cou du patient et fixez le film adhésif (voir le pictogramme).



3. Dépliez le champ vers vous, puis dans la direction opposée.



4. Dépliez le champ vers la partie inférieure du corps.



5. Dépliez la partie supérieure du champ au-dessus de l'arceau d'anesthésie.



6. Le drapage est terminé.

Réf.	Description	Conditionnement
65011	Champ de thyroïde 175/250x302cm, film d'incision 15x15cm	10/20

Ce champ opératoire est aussi disponible pour les trousse ProcedurePak®.

Champ opératoires BARRIER

- Matériaux 100% umperméables pour une sécurité optimale du patient
- Conditionnement agréable d'emploi avec une boîte distributrice avec des poignées.

Find out more at www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, B-2600 Berchem - Tél. 0032 (0)3 286 89 50, Fax. 0032 (0)3 286 89 52
www.molnlycke.com

Le nom et le logo de Mölnlycke Health Care, BARRIER® et ProcedurePak® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

Mölnlycke®