

Tubigrip®

Bandage de soutien tubulaire polyvalent

Fournit un soutien ferme pour les entorses, les foulures et l'œdème.



Quelle taille choisir?

Code du produit	Taille du Tubigrip	Circonférence minimale du membre (cm)	Circonférence minimale du membre (pouces)	Circonférence maximale du membre (cm)	Circonférence maximale du membre (pouces)	Pression du sous-bandage (mmHg)
1435	A	10	3,9	14,5	5,7	20 - 30
1436	B	14.5	5,7	29	11,4	10 - 20
1443	C	22	8,7	35	13,8	
1437	D	26	10,2	40	15,7	
1434	E	29	11,4	46	18,1	
1438	F	35	13,8	53	20,9	5 - 15
1439	G	40	15,7	62	24,4	
1440	J	54	21,3	82	32,3	

Tubigrip est disponible dans une gamme complète de tailles pour s'adapter à la plupart des applications. Les pressions des sous-bandage sont obtenues en double couche

Référence: Mölnlycke Health Care. Données internes

Pour en savoir davantage, visitez le site www.molnlycke.ca

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone + 46 31 722 30 00. Les marques, noms et logos Mölnlycke et Tubigrip sont déposés dans le monde entier au nom d'une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Tous les droits sont réservés. HQIM002264.

Mölnlycke®