


# Isolation gown

## アイソレーションガウン

distributed by Mölnlycke®



防水のために不織布の表面をポリエチレンコーティングしたアイソレーションガウンです。血液や体液などによる飛沫、暴露等から防護するための未滅菌ガウンです。



材質：PP(ポリプロピレン)  
不織布/PE(ポリエチレン)  
ラミネート加工  
色：ブルー  
防水性能：100cmH<sub>2</sub>O(水柱センチメートル)

サイズ：  
A - 26cm  
B - 68cm  
C - 115cm  
D - 56cm  
E - 29cm  
F - 137cm  
G - 41cm  
H - 6.5-10  
J - 150cm

### 製品情報

製品番号	製品名	サイズ	着丈(cm)	Width (cm)	ケース入数
31102C	アイソレーションガウン COBES L		115	137	100枚(10枚/袋)

輸入販売元：メンリッケヘルスケア株式会社  
東京都新宿区西新宿6-20-7 4F  
Tel: 03-6914-5006