

# 個人用防護具

Personal protective equipment



## スクラブスーツ (ユニソフト)

しなやかな素材“ユニソフト”は、心地よい肌ざわりでありながら、安心の耐久性を持ち、見た目にも機能的にもお勧めできるシングルユースのスクラブスーツです。





袖・カフ付きスクラブシャツ、パンツ

スクラブシャツ、パンツ

# シングルユースのスクラブスーツは感染対策の手段の一つです。

																
製品名	スクラブシャツ	スクラブパンツ	スクラブスーツ 袖・裾カフ付	ナーススラックス												
入り数	48	48	48	48												
カラー	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン												
サイズ 品番	M	18620	M	20720	S	22610	M	20930								
	L	18630	L	20730	M	22620	L	20940								
	XL	18640	XL	20740												
サイズ (cm)		A 着丈	B 身幅	C 袖丈		A 腰幅	B 股上	C 袖丈		A 着丈	B 身幅	C 袖丈		A 腰幅	B 股上	C 袖丈
	M	72	57	17	M	47	27	65	S	71	50	27	M	40	30	65
	L	73	60	19	L	50	27	70	M	72	54	28	L	42	31	65
	XL	77	66	20	XL	57	30	70								



サイズはそれぞれ、平置きの状態での採寸になります。


\* 製品の特質上、サイズ表記に多少の誤差があります。  
\* 写真の色は印刷により異なりますが、すべて同じ素材で同じ色になります。

# スクラブスーツ（ベーシック）

シングルユースの医療機器は、感染対策において様々な製品が医療の現場で使われています。スクラブスーツは、個人レベルでの感染対策として貢献できる製品です。




SMSを素材としたベーシックタイプのスクラブスーツのセットです。リーズナブルな価格でご提供でき、シャツとパンツがセットで梱包されていますので、ご使用の際、セットとしての個別配布が可能です。



サイズ表:シャツ

サイズ	A: 着丈	B: 身幅	C: 袖丈
M	77 cm	57 cm	15 cm
L	77 cm	62 cm	16 cm



サイズ表:パンツ

サイズ	A: 腰幅	B: 股上	C: 股下
M	53 cm	26 cm	78 cm
L	56 cm	27 cm	83 cm

サイズ	品番	製品名	入り数
M	836209	スクラブスーツ BASIC ブルー M	45
L	836309	スクラブスーツ BASIC ブルー L	45

# ウォームアップジャケット

ユニソフトを素材としたソフトでやわらかい素地のウォームアップジャケットです。手術室等寒さを感じる現場などでスクラブの上から着ていただくジャケットです。



パープル




ブルー



グリーン

サイズ	品番	製品名	入り数
S	24000	ウォームアップジャケット パープル S	48
M	24010	ウォームアップジャケット パープル M	48
L	24020	ウォームアップジャケット パープル L	48
S	18001	ウォームアップジャケット グリーン S	48
M	18010	ウォームアップジャケット グリーン M	48
L	18020	ウォームアップジャケット グリーン L	48
S	28000	ウォームアップジャケット ブルー S	48
M	28010	ウォームアップジャケット ブルー M	48
L	28020	ウォームアップジャケット ブルー L	48



サイズ	A: 着丈	B: 身幅	C: 袖丈
S	68 cm	55 cm	70 cm
M	73 cm	60 cm	73 cm
L	73 cm	63 cm	76 cm

# サージカルガウン

## プライマリープラスガウン (滅菌サージカルガウン - AAMI Level 3)



肩のプリーツにより、  
腕の動きがスムーズです。



人間工学に基づいた  
スリーブで快適性を  
実現します。



襟はベルクロタイプ。

製品番号	製品名	入り数
590100	サージカルガウン プライマリープラス HP L	36 枚 (18 枚× 2 箱)
590101	サージカルガウン プライマリープラス HP L-L	32 枚 (16 枚× 2 箱)
590102	サージカルガウン プライマリープラス HP XL	32 枚 (16 枚× 2 箱)

欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン (EN13795) に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしております。SMS 不織布製。

## プライマリーガウン (滅菌サージカルガウン)



製品番号	製品名	入り数
98000622	プライマリーガウン L	42 枚*
98000623	プライマリーガウン LL	

\* ハンドタオル 2 枚入り

# アイソレーションガウン (ポリプロピレン製 未滅菌)

薬事非該当品



1901/1921  
アイソレーションガウン



1904/1924  
アイソレーションガウン



1902/1922  
アイソレーションガウン



1932  
防水性  
アイソレーションガウン

製品番号	製品名	入り数
1901	アイソレーションガウン L (イエロー) 袖口ゴムタイプ (長さ: 103cm)	50 枚
1921	アイソレーションガウン XL (イエロー) 袖口ゴムタイプ (長さ: 113cm)	
1902	アイソレーションガウン L (ブルー) 袖口ゴムタイプ (長さ: 103cm)	
1922	アイソレーションガウン XL (ブルー) 袖口ゴムタイプ (長さ: 113cm)	
1904	アイソレーションガウン L (ホワイト) 袖口ゴムタイプ (長さ: 103 cm)	
1924	アイソレーションガウン XL (ホワイト) 袖口ゴムタイプ (長さ: 113 cm)	
19055	アイソレーションガウン カフ付 L (Dブルー) 袖口カフタイプ (長さ: 103 cm)	
19255	アイソレーションガウン カフ付 XL (Dブルー) 袖口カフタイプ (長さ: 115 cm)	

製品番号	製品名	入り数
1932	防水性アイソレーションガウン L (ブルー) 袖口カフタイプ (長さ: 113cm)	50 枚



19055/19255  
アイソレーションガウン  
カフ付 Dブルー

## キャップ

	製品 No	製品名	入り数	備考
	621020	ナースキャップブルー LF	960 枚 (120 枚 x 8 箱)	ラテックスフリー

# フェイスマスクの基準

薬事非該当品

		ASTM F2100-19			EN 14683:2019 Barrier Levels		
		Level 1	Level 2	Level 3	Type I	Type II	Type II R
バリアー試験	BFE % (細菌ろ過効率) ASTM F2101, EN14683	>95	>98		>95	>98	
	PFE % (微粒子ろ過効率) ASTM F2299	>95	>98		必要なし		
	人工血液に対する耐浸透性 ASTM F1862 ISO22609	80mmHg	120mmHg	160mmHg	必要なし		>16KPa (>120mmHg)
	Differential Pressure (圧力差) EN14683	<5.0 mmH <sub>2</sub> O/ cm <sup>2</sup>	<6.0 mmH <sub>2</sub> O/ cm <sup>2</sup>		<40Pa/ cm <sup>2</sup>		<60Pa/ cm <sup>2</sup>
安全性試験	Flammability (燃焼性) 16CFR Part 1610	Class1 (>3.5 Seconds)			European Medical Directive (2007/47/EC, MDD93/42EEC)		
	Microbial Cleanliness (微生物クリーンネス) ISO 11737-1	必要なし			<30cfu/g		
	Biocompatibility (生体適合性) ISO10993	試験推奨のみ (FDA 510K ガイドライン)			試験実施済		

## エクストラ プロテクション

	製品 No 色 形状	製品名 / 入り数 構造 特徴	EN14683	PFE 値	BFE 値	VFE 値	血液 不浸透性	圧力差 / 通気性
	<b>4267</b> ブルー ゴム	エクストラプロテクション バイザー付マスク  200枚 (50枚 x 4箱) 4層  飛沫防御性に優れています。	Type II R	>99%*	99%	>95%*	120mmHg	26-36 Pa/ cm <sup>2</sup>
	<b>4232</b> ブルー 紐タイプ	エクストラプロテクション バイザー付マスク  200枚 (50枚 x 4箱) 4層  飛沫防御性に優れています。	Type II R	>99%*	99%	>95%*	120mmHg	26-36 Pa/ cm <sup>2</sup>
	<b>4234</b> ブルー 紐タイプ	エクストラプロテクション  500枚 (50枚 x 10箱) 4層  飛沫防御性に優れています。	Type II R	>99%*	99%	>95%*	160mmHg  ASTM Level 3	26-36 Pa/ cm <sup>2</sup>
	<b>4224</b> ブルー ゴム	エクストラプロテクション くもり止めマスク  500枚 (50枚 x 10箱) 4層  飛沫防御性に優れた ゴムマスクです。	Type II R	>99%*	99%	>95%*	120mmHg	26-36 Pa/ cm <sup>2</sup>








## スタンダード

	製品 No 色 形状	製品名 / 入り数 構造	EN14683	PFE 値	BFE 値	VFE 値	圧力差 / 通 気性	微生物 クリーンネス
	<b>4230</b> ブルー 紐タイプ	エクストラコンフォート スタンダードマスク 600 枚 (60 枚 x 10 箱) 3 層	Type II	>99%*	>98%	>95%*	15-35 Pa/ cm <sup>3</sup>	0-10 cfu/g
	<b>4237</b> 花柄 紐タイプ	エクストラコンフォート ファッションマスク 600 枚 (60 枚 x 10 箱) 3 層	Type II					
	<b>42270</b> ブルー ゴム	スタンダードマスク 500 枚 (50 枚 x 10 箱) 3 層	Type II					
	<b>42280</b> ブルー 紐タイプ	スタンダードマスク 600 枚 (60 枚 x 10 箱) 3 層	Type II					
	<b>106332</b> ブルー 紐タイプ	サージカル J1 マスク 720 枚 (60 枚 x 12 箱) 3 層	Type II					
	<b>4231</b> ブルー 紐タイプ	エクストラコンフォート くもり止めマスク 600 枚 (60 枚 x 10 箱) 3 層	Type II					

\*Tested by 一般財団法人カケンテストセンター JIS T 9001 / 21-0113,21-0112,21-0111,21-0108,21-0105,21-0110,21,0106,21-0083,21-0107,21-0109 (issue date 7/28/2021, 8/5/2021. Exp date: 8/10/2023, 10/6/2023)

# ラテックスアレルギー対策に 合成ゴムグローブ

製品名	製品の特徴	品番	サイズ	備考
<b>バイオジェル®PI マイクロ</b>  素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.21mm 	 <p>その柔らかさと薄さで手技に影響することなく使用していただけるグローブです。1枚で使用されることはもちろんですが、ダブルグローブをされる際にはお勧めのオーバーグローブです。界面活性剤フリーです。</p>	48555	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00200000  販売名： バイオジェル PI マイクロ
		48560	6.0	
		48565	6.5	
		48570	7.0	
		48575	7.5	
		48580	8.0	
		48585	8.5	
48590	9.0			
<b>バイオジェル®PI マイクロ インディケーターアンダーグローブ</b>  素材：ポリイソブレン 色：ブルー 厚さ：0.21mm 	 <p>ダブルグローブ用のアンダーグローブです。従来のグローブより20%薄くなり、手技に影響をきたす事の少ない上に、はっきり、はやく、大きくピンボールをお知らせします。界面活性剤フリーです。</p>	48955	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00200000  販売名： バイオジェル PI マイクロ
		48960	6.0	
		48965	6.5	
		48970	7.0	
		48975	7.5	
		48980	8.0	
		48985	8.5	
48990	9.0			
<b>バイオジェル®PI マイクロ インディケーターシステム</b>  素材：ポリイソブレン 色：ブルー、乳白色 厚さ：0.21mm 	 <p>ダブルグローブ用にPIマイクロのアンダーグローブとオーバーグローブが2枚セットになったシステムです。アンダーグローブのサイズは弊社推奨の半サイズ上のサイズになっています。</p>	48355	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00200000  販売名： バイオジェル PI マイクロ
		48360	6.0	
		48365	6.5	
		48370	7.0	
		48375	7.5	
		48380	8.0	
		48385	8.5	
<b>バイオジェル®PI ウルトラタッチ</b>  素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.27mm 	 <p>天然ゴムと分子構造が似た素材により、合成ゴムとは思えない柔らかさと優れたフィット感が特徴です。単品、または、ダブルグローブのオーバーグローブとしてもお勧めします。</p>	40955	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00082000  販売名： バイオジェル スキンセンス PI
		40960	6.0	
		40965	6.5	
		40970	7.0	
		40975	7.5	
		40980	8.0	
		40985	8.5	
40990	9.0			
<b>バイオジェル®PI ウルトラタッチ M</b>  素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.29mm 	 <p>柔らかさと優れたフィット感はそのままだに、グリップ力を強化した表面加工をしています。(エンボス加工)単品、二重装着の外手袋のどちらでも装着感、使用感の高い製品です。</p>	42655	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00082000  販売名： バイオジェル スキンセンス PI
		42660	6.0	
		42665	6.5	
		42670	7.0	
		42675	7.5	
		42680	8.0	
		42685	8.5	
42690	9.0			
<b>バイオジェル®PI インディケーター アンダーグローブ</b>  素材：ポリイソブレン 色：ブルー 厚さ：0.28mm 	 <p>ダブルグローブ用アンダーグローブです。手袋の外側にコーティングが施されているため、スムーズに装着できます。ブルー色ではっきりとピンボールをお知らせします。</p>	41655	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00083000  販売名： バイオジェル PI インディケーター アンダーグローブ
		41660	6.0	
		41665	6.5	
		41670	7.0	
		41675	7.5	
		41680	8.0	
		41685	8.5	
41690	9.0			
<b>バイオジェル®スキンセンス</b>  素材：ポリクロロプレン 色：小麦色 厚さ：0.21mm 	 <p>耐薬品性に優れたポリクロロプレン製のグローブです。             経済的なラテックスフリー化を考慮される場合の汎用性のある製品です。</p>	50955	5.5	医療機器認証番号： 220ADBZX00134000  販売名： バイオジェル スキンセンス
		50960	6.0	
		50965	6.5	
		50970	7.0	
		50975	7.5	
		50980	8.0	
		50985	8.5	
50990	9.0			
<b>バイオジェル®スキンセンス インディケーターアンダーグローブ</b>  素材：ポリクロロプレン 色：ブルー 厚さ：0.22mm 	 <p>耐薬品性に優れたポリクロロプレン製のグローブです。             アンダーグローブとして、経済的なラテックスフリー化を考慮される場合の汎用性のある製品です。</p>	40655	5.5	医療機器認証番号： 220ADBZX00134000  販売名： バイオジェル スキンセンス
		40660	6.0	
		40665	6.5	
		40670	7.0	
		40675	7.5	
		40680	8.0	
		40685	8.5	
40690	9.0			

# アレルギー / 手荒れ対策に

# 合成ゴムグローブ

製品名	製品の特徴	品番	サイズ	備考
<b>バイオジェル®PI ウルトラタッチ S</b>  素材：ポリイソプレン 色：乳白色 厚さ：0.27mm	 グローブが原因の接触性皮膚炎のある方向けのグローブです。FDAのLow Dermatitis Potential Claim 取得の手に優しいグローブです。手の感覚を重要視される方にお勧めです。界面活性剤フリーです。	45555	5.5	医療機器認証番号： 301ADBZX00011000  販売名： バイオジェル PI ウルトラタッチ S
		45560	6.0	
		45565	6.5	
		45570	7.0	
		45575	7.5	
		45580	8.0	
		45585	8.5	
<b>バイオジェル®PI ウルトラタッチ S インディケーターアンダーグローブ</b>  素材：ポリイソプレン 色：ブルー 厚さ：0.26mm	 FDAのLow Dermatitis Potential Claim 取得の手に優しいグローブです。PI独自の柔らかさでダブルグローブのアンダーとしてお勧めです。界面活性剤フリーです。	45955	5.5	医療機器認証番号： 301ADBZX00011000  販売名： バイオジェル PI ウルトラタッチ S
		45960	6.0	
		45965	6.5	
		45970	7.0	
		45975	7.5	
		45980	8.0	
		45985	8.5	
45990	9.0			
<b>バイオジェル®ネオダーム</b>  素材：ポリクロロブレン 色：オリーブ 厚さ：0.22mm	 合成ゴムの製造に一般的に含まれる加硫促進剤を使わずに製造したのグローブです。タイプIVアレルギーの中で加硫促進剤が原因で手荒れなどのアレルギー症状のある方向けのグローブです。	42955	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00108000  販売名： バイオジェル ネオダーム
		42960	6.0	
		42965	6.5	
		42970	7.0	
		42975	7.5	
		42980	8.0	
		42985	8.5	
42990	9.0			

# ラテックスグローブ

製品名	製品の特徴	品番	サイズ	備考
<b>バイオジェル®スーパーセンシティブ</b>  素材：天然ゴム 色：小麦色 厚さ：0.22mm	 天然ゴムの柔らかさと優れたフィット感が特徴です。単品、または、ダブルグローブのオーバーグローブとしてもお勧めします。	82555	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00081000  販売名： バイオジェル スーパーセンシティブ
		82560	6.0	
		82565	6.5	
		82570	7.0	
		82575	7.5	
		82580	8.0	
		82585	8.5	
82590	9.0			
<b>バイオジェル®センサー</b>  素材：天然ゴム 色：小麦色 厚さ：0.23mm	 優れたフィット感のままに、グリップ力を強化した表面加工をしています。(エンボス加工) 単品、二重装着の外手袋のどちらでも装着感、使用感の高い製品です。	30655	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00019000  販売名： バイオジェル センサー
		30660	6.0	
		30665	6.5	
		30670	7.0	
		30675	7.5	
		30680	8.0	
		30685	8.5	
30690	9.0			
<b>バイオジェル®インディケーターアンダーグローブ</b>  素材：天然ゴム 色：グリーン 厚さ：0.22mm	 ダブルグローブ用アンダーグローブです。手袋の外側にコーティングが施されているため、スムーズに装着できます。グリーン色ではっきりとピンホールをお知らせします。	9931255	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00020000  販売名： バイオジェル インディケーター アンダーグローブ
		9931260	6.0	
		9931265	6.5	
		9931270	7.0	
		9931275	7.5	
		9931280	8.0	
		9931285	8.5	
9931290	9.0			
<b>バイオジェル®</b>  素材：天然ゴム 色：小麦色 厚さ：0.27mm	 天然ゴムのグローブで厚さを必要とされる方にお勧めのグローブです。	30455	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00017000  販売名： バイオジェル
		30460	6.0	
		30465	6.5	
		30470	7.0	
		30475	7.5	
		30480	8.0	
		30485	8.5	
30490	9.0			

入り数：サイズ 5.5～8.5 まで1ケース 50 双 / 箱 × 4 箱 200 双入り  
 サイズ 9.0 のみ1ケース 40 双 / 箱 × 4 箱 160 双入り (サイズ 9 は受発注のみ)



The Mölnlycke Health Care trademark, name and logo is registered globally to one or more of the Mölnlycke Healthcare Group of Companies. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQPR0023

製造販売業  
メンリッケヘルスケア株式会社  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-7 4F  
Tel: 03 6914 5006 / fax: 03 5990 5959  
[www.molnlycke.jp](http://www.molnlycke.jp)