



BARRIER® operasjonsfrakk – Universal

- Generøse størrelser for en universell passform
- Passer for prosedyrer med middels til mye væskesprut
- Lange ermer for å redusere mansjettbevegelse
- Finnes i Standard Performance og High Performance¹


Standard Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	-/Kartong
	93000621	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	L	127 cm	152 cm	-/26
	93000622	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	LL	142 cm	152 cm	-/26
	93000623	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL	137 cm	171 cm	-/26
	93000624	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XL-L	152 cm	171 cm	-/24
	93000625	Operasjonsfrakk SP, to håndklær, innpakket	XXL-L	167 cm	180 cm	-/22

SP = Standard Performance


- Ultralyd sveisede ermer for økt væskebeskyttelse

High Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	-/Kartong
	93000721	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	L	127 cm	152 cm	-/24
	93000722	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	LL	142 cm	152 cm	-/24
	93000723	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL	137 cm	171 cm	-/24
	93000724	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL-L	152 cm	171 cm	-/22
	93000725	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-L	167 cm	180 cm	-/20

HP = High Performance



- Ugjennomtrengelig polyetylen-forsterkede kritiske soner for å minimere risikoen for væskegjennomtrenging
- Ultralydsveisede ermer for økt væskebeskyttelse
- Komfortlag for økt komfort



Frakkemateriale	Bolen og ermene: Nonwoven polypropylen fibre. Frontforsterkning: Polyetylen plastfilm, polyester nonwoven. Ermforsterkning: Polyetylen plastfilm, polyester nonwoven.
Produktklasse	Standard performance frakker: European Standard EN 13795:2011 Standard Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. High performance frakker: European Standard EN 13795:2011 High Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. ^{1,2}
Innpakning	Enkeltpakke frakker i beskyttelsespose og transportkartong sikrer beskyttelse mot støv, fukt og skader under transport, håndtering og lagring.
Miljø	Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produktene effektivitet og sikkerhet.

Referanser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Finn ut mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo 22 70 63 70.

Mölnlycke Health Care og BARRIER® navn og logo er registrert globalt for Mölnlycke Health Care.
© 2015. Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter. NOSU0021507

