

# BARRIER® Visir

Visiret er designet for å beskytte brukerens øyne og ansikt mot sprut



Justerbare stropper for bedre passform



Formbart skum forhindrer dugg på briller

Visiret er utviklet for å beskytte brukerens øyne og ansikt mot sprut. Visir er kategorisert som personlig beskyttelsesutstyr (PPE) i henhold til (EU) direktiv 2016/425, kategori II.

- Utviklet til beskyttelse mot sprut på brukerens øyne og ansikt
- Justerbare hodestropper for tilpasset personlig passform og komfort
- Formbart skum i pannen, gjennomtrengelig for damp
- Antidugg-behandlet visir
- Tilgjengelig i to størrelser for varierende behov for ansiktsdekking
- CE-merket i henhold til PPE forskriften (EU) 2016/425, risikokategori II
- Oppfyller kravene i EN 166:2001

## Bestillingsinformasjon

Art.nr.	Str.(cm)	Eske/kartong
1710	33 x 22	25/100
1711	33 x 17	25/100

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS Postboks 6229 Etterstad, 0630 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70  
Mölnlycke Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care og BARRIER® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene til Mölnlycke Health Care-konsernet. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1142108

  
**Mölnlycke®**