

# BARRIER® Beskyttelsesfrakk AAMI 2

Pustende beskyttelsesfrakker for å redusere kontaminering av helsepersonell og pasienter



Praktisk, elastisk løsning for påtagning over hodet


Knytebånd med løkke i midjen forhindrer kontakt med gulvet

Beskyttelsesfrakker er utviklet for å redusere kontaminering av helsepersonell og pasienter. Beskyttelsesfrakkene oppfyller ANSI/AAMIPB70:2012 nivå 2 krav til beskyttelse. Praktisk, elastisk løsning for påtagning over hodet; knytebånd med løkke i midjen forhindrer kontakt med gulvet.

- Utviklet for å redusere kontaminering av helsepersonell og pasienter
- Pustende materiale
- Laget for en balanse mellom beskyttelse og komfort, med strikkede mansjetter, fleksibel hals for ergonomisk bruk og flere tilgjengelige størrelser og to farger (blå og gul)
- Sveiset søm for ekstra beskyttelse
- Oppfyller ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 2 standard

## Bestillingsinformasjon

Art.nr.	Str	Farge	Lengde (cm)	Bredde (cm)	PE-pose/ Kartong
1301	M	Blå	106	128	10/120
1302	M	Gul	106	128	10/120
1311	L	Blå	115	140	10/90
1312	L	Gul	115	140	10/90
1321	XL	Blå	135	162	10/90
1322	XL	Gul	135	162	10/90
1331	XXL	Blå	145	176	10/90
1332	XXL	Gul	145	176	10/90



Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS Postboks 6229 Etterstad, 0630 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70  
Mölnlycke Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care og BARRIER® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene til Mölnlycke Health Care-konsernet. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1152108

  
**Mölnlycke®**