


# Mölnlycke® Håndaktivert monopolar L-krok

Truly customised laparoscopic solutions




Vår 5 mm monopolar L-krok muliggjør presis, kontrollert dissekering og koagulering av vener og vev. Finnes både som sterile enkeltpakket og for inkludering i ProcedurePak® prosedyrepakker.

- Et **PFTE-belegg** på den aktive delen av elektroden reduserer risikoen for at vev fester seg til elektroden, minimerer kirurgisk avbrudd og termisk spredning som kan gi vevsnekrose
- Mölnlycke håndaktiverte L-krok tilbyr en bærekraftig løsning, **uten PVC** med TPU kabel og kobling
- Lett, ergonomisk håndtaksdesign muliggjør eksakt kontrollert vevsdissekering
- **Håndaktivering** legger til rette for bedret ergonomi for operatør og operasjonssykepleiere
- Elektroden kan trekkes ut av håndtaket og settes inn igjen i en annen vinkel til aktiveringsknappene for bedret ergonomi og tilgang



Monopolar L-krok elektrode med kabel



Håndtak med håndaktiveringsknapper



Krok

Art. nr.	Beskrivelse	Str	Lengde	Kabellengde	Antall eske/kartong
420200	Monopolar L-krok elektrode	5 mm	330 mm	3 m	10

Legal manufacturer: Prima Medical LTD. Imported and distributed by: Mölnlycke Health Care AB

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf. 22 70 63 70.  
Varemerkene, navnene og logoene som tilhører Mölnlycke er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care-konsernet. © 2023 Mölnlycke Health Care AS. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1662302

