



Jeg er en engasjert
og dedikert spesialist.
Jeg er også en ekte
lagspiller med et
budsjettt å følge.

Truly customized
orthopaedic solutions


Mölnlycke®

Alt teamet ditt trenger



Råd fra erfarne spesialister

Spesialistene våre samarbeider med deg for å definere og evaluere den mest tids- og kostnadsbesparende løsningen for deg.



Komponenter til ortopedi

Lag en best mulig løsning ved å inkludere følgende komponenter i prosedyrepakken:

- Diatermi med røykavsug
- Pulsed Lavage
- Hudstiftemaskin
- BARRIER® oppdekking
- BARRIER® operasjonsfrakker
- Sprøyter, kanyler og knivblad
- Skåler og boller
- Benvoks
- Sugeseett
- Sårdrrensasje
- Suturer
- Bandasjer
- Trekk for lampehåndtak
- Mepilex® Post-Op



Fordeler for hele teamet

Kundene våre forteller at det er mange fordeler med tilpassede prosedyrepakker til kirurgiske inngrep. Samme innhold passer ikke for alle. Hver enkelt prosedyre er forskjellig, og hvert enkelt sykehus har sin egen måte å arbeide på – og vi utformer tilpassede pakker for ulike behov.

- **Tidsbesparelser:** Kortere forberedelsestid og mindre tidsbruk til åpning og klargjøring (opptil 40 prosent kortere forberedelsestid*)
- **Lavere kontamineringsfare** når det er færre forpakninger å åpne
- **Færre forpakninger** skaper mindre avfall
- Bedre **pasientsikkerhet** og behandling av høy kvalitet ved sikre prosedyrer
- **Forenkler operasjonsteamets arbeid**
- Bidrar til **å redusere produktforbruk og logistikkostnader**

* Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Resultatene ble presentert ved den 23. Congress of the European Association of Hospital Managers i Zürich i Sveits i september 2010 (poster).

En komplett løsning for økt effektivitet

Spesialistene våre samarbeider tett med deg for å finne den optimale løsningen for ortopediske prosedyrepakker fra vårt brede utvalg av komponenter. Resultatet? En fullstendig tilpasset ortopedisk løsning med det du trenger til hvert enkelt inngrep – praktisk og rimelig. Fargekoding av pakkene gjør det enda enklere.



40 % KORTERE FORBERE-
DELSESTID DET KAN
DERMED UTFØRES
FLERE INNGREP.

Med én pakke kan du:

- Redusere forberedelsestiden med opptil 40 %*
- Riktig innhold til hvert inngrep
- Forenkle flere prosedyrer
- Bidra til å redusere produktforbruk og logistikkostnader

“Antallet inngrep økte med 18 %, og 1060 timer ble spart gjennom hele arbeidsflyten. Det betyr en innsparing på 51 000 euro.”

Hartmut Freckmann, ledende operasjonssykepleier i Tyskland, om tilpassede prosedyrepakker.

La oss få hjelpe deg og ditt team





Jo mer du inkluderer i prosedyrepakken, desto mer sparer du

Spesialistene våre kan hjelpe til med å finne den perfekte løsningen for deg og ditt team, slik at du kan ha fokus på andre områder.

Vi kan også samarbeide med deg og teamet ditt for å fremskynde endringsprosessen slik at løsningen gir deg enda flere fordeler.

Når vi har funnet den løsningen som passer best for deg, kan vi ut fra vitenskapelige studier angi den økonomiske verdien og gi deg en fullstendig rapport.

Prøv verdikalkulatoren vår for å få et overslag over hvor mye du kan spare.

molnlycke.com/value-calculator



Truly customized orthopaedic solutions

Pulsed Lavage

Mölnlycke® Pulsed Lavage system til engangsbruk skyller effektivt rent benvevet og spyer vekk vevsrester ved protesekirurgi. Dette kan øke sikkerheten av sementeringen i bens svamsubstans, styrke protesefestet og redusere revisjonsraten.

Fås i to versjoner

- 1. AC-adapter:** En miljøvennlig versjon der du slipper å bruke alkaliske batterier. Engangshåndtak og gjenbrukbar AC-adapter.
- 2. Batteridrevet:** En fleksibel og mobil versjon med batteripakke integrert i håndtaket, for rask og enkel fjerning av batteriet.

Alt inkludert betyr ingen skjulte kostnader

- Rensebørste for å fjerne tilstopping i femur
- Ergonomisk og komfortabelt håndtak
- Kort spyletupp med sprutskjerm
- Lang spyletupp til femur
- Integrert suge- og spyledel

Enkeltpakket eller inkludert i Mölnlycke prosedyrepakker*

- Inkluder Pulsed Lavage i tilpassede prosedyrepakker for økt effektivitet
- Fås også som enkeltpakket produkt



Ref.nr.	Beskrivelse
9750000	Pulsed Lavage-system, AC-ledning
9750001	Pulsed Lavage-system, batteridrevet
9751000	Coaxial Canal Brush-tupp**
9752000	AC-adapter (AC 100-240 V), Europa

* AC-versjon fås i brett. Batteridrevet versjon fås snart i prosedyrepakke.

** Coaxial Canal Brush-tupp fås enten som steril enkeltpakket eller inkludert i tilpasset prosedyrepakke.



Ortopedisk oppdekking

BARRIER® ortopedioppdekking er av et materiale og utforming som sikrer maksimal absorpsjon, styrke og oppdekkingsegenskaper.



Sikker hefting

Integrerte limkanter gir god tilpasning og minimerer faren for at mikroorganismer kan overføres til sårområdet.

Tidsbesparelser

Mindre tidsbruk til oppdekking sammenliknet med bruk av universalsett, øker effektiviteten i operasjonssalen.

Bedre beskyttelse mot væskegjennomtrenging

Solid, væske- og bakterietett oppdekkingsmateriale.

Drisite Plus

Et patentert væskehåndteringssystem med tre soner:

1. Tørr barriere
2. Solid barriere
3. Absorberende barriere



Kne

Integrert væskeoppsamlingspose for effektiv væskehåndtering. Væske- og bakterietette materialer gir optimal pasientsikkerhet. Brettet for å sikre aseptisk bruk, og enkel å drapere for én person. Passer også til skråstilt bord.

Ref.nr.	Komponenter for Mölnlycke prosedyrepakker
60105	BARRIER® kneoppdekking 260/300x320 cm, åpning 7 cm og 5 cm elastikk



Hofte

Ekstra forsterkede materialer i det kritiske området gir økt sikkerhet og pålitelig kvalitet med høy styrke. Integrerte slangeholdere. Brettet for å sikre aseptisk bruk, og væske- og bakterietette materialer for optimal pasientsikkerhet.

Ref.nr.	Komponenter for Mölnlycke prosedyrepakker
60601	BARRIER® hofteoppdekking med flyttbare poser 230/300x330 cm, åpning 18x22 cm elastikk



Skulder

Integrert væskeoppsamlingspose for effektiv væskehåndtering. Romslig alt-i-ett-design for skulderkirurgi som utføres i "beach chair". Brettet for å sikre aseptisk bruk, og ugjennomtrengelige materialer gir optimal pasientsikkerhet.

Ref.nr.	Komponenter for Mölnlycke prosedyrepakker
60004	BARRIER® skulderoppdekking 400x240 cm, åpning 10x10 cm elastikk

Truly customized orthopaedic solutions

Komponenter for prosedyrepakker til ortopedi

Når du skal tilpasse prosedyrespesifikke pakker til blant annet kne-, hoft- eller skulderproteser, velger du komponenter fra et stort utvalg av kvalitetsprodukter med hjelp og råd fra spesialistene våre. Produktene nedenfor representerer bare en liten del av hele sortimentet, og alle kan selsagt inkluderes i din tilpassede Mölnlycke ortopedipakke.

Diatermipenn med røykavsug

Bruk av diatermi kan medføre helsefare som personell i operasjonssalen kjenner til og bekymrer seg for. En diatermipenn med integrert røykavsug beskytter teamet ditt ved å minimere røykmengden i operasjonssalen.

Mölnlyckes løsning fra SafeAir® inkluderer standard og forlengbare røykavsugspenner. Begge med en ergonomisk slank design for optimal komfort og kontroll for kirurgen.

Vi tilbyr også standard diatermipenner.

- Knapp eller vippebryter
- Elektroder av rustfritt stål eller PTFE-belagte
- Spesialelektroder med isolering i alle lengder
- Mikrodiseksjonsnåler (tungsten)



Ref.nr.*	Beskrivelse
2315013-00	SafeAir®. Diatermi med røykavsug med PTFE-belagt elektrode
2315073-00	SafeAir®. Diatermi med røykavsug med elektrode av rustfritt stål

Benvoks

Noen kirurger bruker benvoks til å kontrollere blødningen. Vi tilbyr også dette i sortimentet vårt.



Ref.nr.*	Beskrivelse
2316563-00	Benvoks, hvit 2,5 g

*Referansenummer for produkt i Mölnlycke prosedyrepakker. 1. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015. 2. Zarghooni K. et al. Randomized clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster-presentasjon på den 5. WUWHS-kongressen i Firenze i Italia i 2016. 3. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster-presentasjon på den 5. WUWHS-kongressen i Firenze i Italia i 2016. 4. Johansson C et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.



Fleksibel, alt-i-ett postoperativ bandasje

Mepilex® Border Post-Op kan:

- Bidra til å redusere faren for SSI ved å minimere antall bandasjeskift og hudskader rundt såret¹⁻⁴
- Fleksible egenskaper og skånsom hefting øker mulighetene for pasientmobilisering³
- Færre bandasjeskift gir lavere kostnader^{1,2}



Ref.nr.*	Beskrivelse
495400	Mepilex® Border Post-Op 10x20
495450	Mepilex® Border Post-Op 10x25
495100	Mepilex® Border Post-Op 6x8
495200	Mepilex® Border Post-Op 9x10
495300	Mepilex® Border Post-Op 9x15
495600	Mepilex® Border Post-Op 10x30
495650	Mepilex® Border Post-Op 10x35

Hudstiftemaskin

Vi tilbyr hudstiftemaskiner fra flere leverandører – fås både i størrelsen bred (W) og standard (R).



Ref.nr.*	Beskrivelse
2313730-00	Hudstiftemaskin Visistat bred 35 W
2305644-00	Hudstiftemaskin Visistat vanlig 35 R
2301476-00	Hudstiftemaskin Appose bred 35 W
2304279-00	Hudstiftemaskin Appose vanlig 35 R

Truly customized orthopaedic solutions

Løsninger for ortopedisk personell

Ergonomisk design med effektiv infeksjonsbarriere

Kirurgisk munnbind med visir

Optimal pustemotstand, og god filtreringseffekt med sprutbeskyttelse.

Glenn operasjonslue

Reduserer risikoen for kontaminasjon¹. Myk og pustende.

Doble hansker reduserer faren for hull i hansken med 71 %²

Biogel® Puncture Indication System er en enkel og effektiv måte å forhindre unødige skader og eksponering for kontaminasjon og fare for infeksjon². Biogel Indicator System har en lys ytterhanske. Går det hull på den, vises straks den mørke innerhansken under.



Forsterket operasjonsfrakk

Classic eller Ultimate for komfort og beskyttelse.

Renluftsdress

Bidrar til å skape ultraren luft³. Beskytter godt mot bakteriepenetrasjon.

Ref.nr.	Beskrivelse
607XX ⁴	Biogel® Eclipse Indicator
751XX ⁴	Biogel® Eclipse
657030	BARRIER® Kirurgisk munnbind med skjerm
620200	BARRIER® Glenn operasjonslue
6601XX ⁴	BARRIER® Classic forsterket operasjonsfrakk, L-2XL
690XXX ⁴	BARRIER® Ultimate forsterket operasjonsfrakk, L-2XL
842XXX ⁴	BARRIER® Clean Air Suit, overdel, XS-3XL
843XXX ⁴	BARRIER® Clean Air Suit, bukse, XS-3XL

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art.nr.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2. 3. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4. 4. Eksempel på koder varierer avhengig av størrelse.

Veiledning til å velge riktige komponenter for ortopediske inngrep

Alle produkter kan inkluderes i et Mölnlycke prosedyrepakker basert på hva du trenger og ønsker.

Komponenter for prosedyrepakker til ortopedi

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> BARRIER® oppdekking | <input type="checkbox"/> Kanyler | <input type="checkbox"/> Diatermi med røykavsug |
| <input type="checkbox"/> Andre oppdekkingsprodukter | <input type="checkbox"/> Knivblad/skalpell | <input type="checkbox"/> Diatermi |
| <input type="checkbox"/> Insisjonsfilm | <input type="checkbox"/> Nåleboks | <input type="checkbox"/> Diatermielektroder |
| <input type="checkbox"/> BARRIER® operasjonsfrakker | <input type="checkbox"/> Sårdrainasje | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op |
| <input type="checkbox"/> Pulsed Lavage | <input type="checkbox"/> Tusj | <input type="checkbox"/> Operasjonskompresser |
| <input type="checkbox"/> Suturer | <input type="checkbox"/> Skåler og boller | <input type="checkbox"/> Operasjonstupfere |
| <input type="checkbox"/> Hudstiftemaskin | <input type="checkbox"/> Trekk til lampehåndtak | <input type="checkbox"/> Elastisk bind |
| <input type="checkbox"/> Sug | <input type="checkbox"/> Skalpellholder | <input type="checkbox"/> Benvoks |
| <input type="checkbox"/> Slange | <input type="checkbox"/> Trekk til vaskefat | |
| <input type="checkbox"/> Sprøyter | <input type="checkbox"/> Instrumenter av metall | |



Kontakt selgeren din hos Mölnlycke når du skal tilpasse pakkene. Da får du vite mer om vår splitter nye nettportal for prosedyrepakker – sette sammen, analysere, se innhold, beregne og se over innkjøp av prosedyrepakker med flerbukertilgang.



Truly customized orthopaedic solutions

Din partner for kvalitet, effektivitet og sikkerhet

Mölnlycke er en verdensledende partner som tilbyr produkter for kirurgi og avansert sårpleie for engangsbruk til kunder, helsepersonell og pasienter. Du kan ha fokus på fremragende pasientbehandling og samtidig verne om ressursene dine, med hjelp fra spesialistene våre og hele sortimentet med innovative produkter:

- Komplette sortiment av høy kvalitet med oppdekking, operasjonsfrakker og andre nødvendige operasjonsprodukter
- Biogel® operasjonshansker av høy kvalitet
- Markedsledende løsninger for prosedyrepakker fra Mölnlycke
- Avanserte sårpleieprodukter med banebrytende Safetac®-teknologi
- Nettportal for prosedyrepakker – sette sammen, analysere, se innhold, beregne og se over innkjøp av prosedyrepakker med flerbrukertilgang

Vi har viet oss til å utvikle og introdusere nye løsninger som hjelper deg i arbeidet ditt.

Se hele vårt ortopediske sortiment på molnlycke.com/surgical-procedures/orthopaedic-surgery/



Finn ut mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Grensesvingen 9, 0661 Oslo. Telefon: +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke®, BARRIER®, Biogel®, Mepilex® og Safetac® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. © 2016. Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOSU0211705 SafeAir® er et varemerke for SafeAir AG.

Mölnlycke®