



# Tubifast® 2-Way Stretch®:

## Hvilken størrelse skal man velge?


**RØD**




**GRØNN**




**BLÅ**



**GUL**



**LILLA**



Kroppsdel	Omkrets kroppsdeler	Fargekode	Lengde
Små kroppsdeler	9 – 18 cm	<b>RØD</b>	1 m – 10 m
Små og mellomstore kroppsdeler	14 – 24 cm	<b>GRØNN</b>	1 m – 10 m
Store kroppsdeler	24 – 40 cm	<b>BLÅ</b>	1 m – 10 m
Ekstra stoler kroppsdeler, hoder og barnekropper	35 – 64 cm	<b>GUL</b>	1 m – 10 m
Overkropp	64 – 130 cm	<b>LILLA</b>	1 m – 10 m

Appliseringsvideoer finnes på vår webside [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70.  
The Mölnlycke, Tubifast and TwoWay Stretch trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2092101

**Mölnlycke®**