

# Mölnlycke® monopolaire L-haak elektrode

Laparoscopische oplossingen op maat




De Mölnlycke® monopolaire L-haak elektrode van 5mm staat garant voor een nauwkeurige, gecontroleerde dissectie en coagulatie van bloedvaten en weefsels.


- Handig disposable instrument staat garant voor steriliteit en een doeltreffende monopolaire stroomtoevoer, waardoor aangrenzend weefsel niet kan worden beschadigd
  - Lichte, ergonomische handgreep voor een nauwkeurige, gecontroleerde dissectie van het weefsel
  - De volledig geïsoleerde schacht van 33cm staat garant voor een veilig gebruik zonder stroomverlies
  - Verkrijgbaar met kabel voor eenmalig gebruik, voor optimale flexibiliteit en gebruiksgemak
  - Maximaal comfort dankzij de afneembare zak die later kan worden verwijderd
  - Latex- en DEHP-vrij
- Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.



L-haak



Mölnlycke® monopolaire L-haak elektrode, met kabel



Mölnlycke® monopolaire L-haak elektrode, zonder kabel

Ref. nr.	Beschrijving	Afmetingen	Lengte	Stuks/disp.
899100	Mölnlycke® monopolaire L-haak elektrode	5mm	33cm	10
899101	Mölnlycke® monopolaire L-haak elektrode, met kabel	5mm	33cm	10

Meer informatie vindt u op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82  
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52  
De Mölnlycke naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00551709)

