


# Diathermie pencil met geïntegreerde rookafvoer



OK-personeel loopt risico telkens als er chirurgische rook ontstaat in de operatiekamer. De oplossing ligt in uw handen met de nieuwe, unieke Mölnlycke® rookafvoerpen, een uitstekende oplossing die de blootstelling aan rook tot een minimum beperkt en het operatieveld duidelijk zichtbaar maakt. De veiligheid van u en uw patiënten staat voorop.

- Ergonomisch alles-in-één ontwerp met een geïntegreerde telescopische functie, die onmiddellijk een oplossing biedt voor zowel diepe als oppervlakkige incisies.
- De Mölnlycke rookafvoerpen biedt een duurzame, DEPH- en PVC-vrije oplossing.
- Heel groot afvoervermogen (85 l/min) beperkt de blootstelling aan rook tot een minimum en maakt het operatieveld snel zichtbaar.
- Verkrijgbaar in zowel uw Mölnlycke procedure trays als individueel verpakt


## Technische gegevens

Keuze van elektroden:

Roestvrij staal ① voor snelle, eenvoudige ingrepen.

Gelaagd PTFE ② voor minder onderbrekingen van operaties door verbrand weefsel

Geïsoleerd PTFE ③ voor minder risico op onopzettelijke weefselschade van omliggende weefsels



- 360° draaiende pencil zorgt voor bewegingsvrijheid en verkleint het risico op een vermoeide pols
- Universele 22mm connector past op alle rookafvoermachines
- Smalle diameter zorgt voor precisie, controle en betere visualisatie
- Lange kabel van 4 meter voor bewegingsvrijheid

## Bestelinformatie

Ref. (individueel verpakt)	Code voor in uw Mölnlycke procedure trays	Omschrijving	Verpakking (steriel individueel)
420100-00	2325334-00	Rookafvoerpen, PTFE-elektrode	20/40
420101-00	2325352-00	Rookafvoerpen, PTFE-geïsoleerde elektrode	20/40
420102-00	2325353-00	Rookafvoerpen, RVS-elektrode	20/40

Prima Medical Limited is de wettelijke fabrikant van de rookafvoerpen.